

logiko system

IT - EN
ES - FR

Logiko System



Makes the difference.

IT Benvenuti nel mondo di Malvestio, l'azienda italiana che da più di 80 anni è in prima fila nell'innovazione ospedaliera con un team di 200 professionisti e una presenza in più di 70 paesi del mondo. Una realtà che cresce in dimensioni guidata da una chiara visione d'impresa: offrire alla sanità tecnologie sempre più avanzate, elevati standard di produzione, efficienza organizzativa, alta qualità dei prodotti e dei servizi.

ES Bienvenidos al universo de Malvestio, la empresa italiana que, desde hace más de 80 años, se encuentra a la cabeza de la innovación hospitalaria, con un equipo de 200 profesionales y presencia en más de 70 países del mundo. Una realidad que crece en tamaño guiada por una clara visión de empresa: ofrecer a la sanidad tecnologías cada vez más avanzadas, rigurosos estándares de producción, eficiencia organizativa y productos y servicios de alta calidad.

EN Welcome to the world of Malvestio, the Italian company that has been at the forefront of hospital innovation for more than 80 years with a team of 200 professionals and a presence in over 70 countries around the world. A company that is growing in size guided by a clear corporate vision: to offer healthcare increasingly advanced technologies, high production standards, organizational efficiency, high quality products and services.

FR Bienvenue dans l'univers de Malvestio, l'entreprise italienne qui, depuis plus de 80 ans, est à l'avant-garde de l'innovation hospitalière avec une équipe de 200 professionnels et une présence dans plus de 70 pays à travers le monde. Une réalité qui ne cesse de croître, guidée par une vision d'entreprise claire : offrir au secteur de la santé des technologies de plus en plus avancées, des normes de production élevées, une efficacité organisationnelle, des produits et des services de très grande qualité.



SCAN ME





**Logiko
system**



INDEX

Logiko System

unika

newgo

uniko

linkar

6

16

44

64

74

Una rivoluzione nella logistica **delle aree funzionali** A revolution in **ward logistics**



Carrelli e armadi modulari configurabili a seconda delle esigenze dei vari reparti.

Trolleys and modular cupboards that can be configured according to the needs of the various wards.

Carros y armarios modulares configurables en función de las necesidades de las varias áreas.

Des chariots et des armoires modulaires qui peuvent être configurés en fonction des besoins des différents services.



newgo

Elementi di trasporto e tavoli di procedura ISO

ISO transport elements and procedure tables

Elementos de transporte y mesas de procedimiento ISO

Éléments de transport et tables de travail ISO



unika

Parete tecnica ISO

ISO modular multi-function storage system

Pared técnica ISO

Mobilier modulaires ISO



Una revolución en la **logística de área** Une révolution dans la **logistique de service**



Carrelli per gestire e movimentare i prodotti d'uso nei reparti.

Trolleys to manage and move the products for use in wards.

Carros para gestionar y transportar los productos que se utilizan en las diferentes áreas.

Des chariots pour gérer et déplacer les produits utilisés dans les services.



uniko

Carrello ISO

ISO trolley

Carros ISO

Chariot ISO



linkar

Carrello

Trolley

Carros

Chariot

Ancora più efficienti con uno strumento ad **alta operatività**

Even more efficient with **highly operational furnishings**

Aún más eficientes, con mobiliario de **alto nivel operativo**


Encore plus d'efficacité avec du mobilier **hautement opérationnel**

IT Logiko System è più di una linea di arredi operativi: è la nostra concezione modulare per la logistica delle aree funzionali. Grazie ai cassetti e ai cestelli ISO intercambiabili, permette di allestire o ricaricare il carrello più adatto per ogni reparto ed attività. Il cassetto già preallestito può essere aggiunto al carrello senza dover spostare prodotti e materiali da un contenitore all'altro. **Con Logiko System sono i contenitori a spostarsi, non i prodotti d'uso.**

EN Logiko System is more than a line of operative furniture: it is our modular concept for ward logistics. Thanks to the interchangeable ISO drawers and wire baskets, it allows for setting up or reloading the most suitable trolley for each ward and activity. The pre-fitted drawer can be added to the trolley without having to move products and materials from one container to another. **With Logiko System it is the containers that move, not the products for use.**

ES Logiko System es más que una línea de mobiliario operativo: se trata de nuestro diseño modular para la logística de área. Gracias a los cajones y cestas ISO intercambiables, permite preparar o recargar el carro más adecuado para cada área y actividad. El cajón ya preparado se puede añadir al carro sin tener que desplazar productos y materiales de un contenedor a otro. **Con Logiko System son los contenedores los que se desplazan, no los productos.**

FR Logiko System est plus qu'une ligne de mobilier opérationnel : c'est notre concept modulaire pour la logistique de service. Grâce à ses tiroirs et paniers ISO interchangeables, il permet de mettre en place ou de recharger le chariot le plus adapté à chaque service et à chaque activité. Le tiroir pré-équipé peut être ajouté au chariot sans qu'il soit nécessaire de déplacer les produits et le matériel d'un récipient à l'autre. **Avec Logiko System, ce sont les récipients qui se déplacent, pas les produits.**



I vantaggi di una logistica più logica
The advantages of more logical logistics
Las ventajas de una logística más lógica
Les avantages d'une logistique plus logique

IT I carrelli e gli armadi modulari **Logiko System** preallestiti sono la scelta ideale per le strutture che puntano alla competitività, con diversi vantaggi nella gestione sia in qualità che in quantità:

EN The pre-fitted **Logiko System** trolleys and modular cupboards are the perfect choice for facilities with a competitive aim, with various advantages both in terms of quality and quantity management:

ES Los carros y los armarios modulares **Logiko System** preconfigurados son la elección ideal para estructuras que aspiran a mejorar en términos de competitividad, con diversas ventajas cualitativas y cuantitativas en la gestión:

FR Les chariots et armoires modulaires pré-équipés du **Logiko System** sont le choix idéal pour les établissements qui visent la compétitivité, avec plusieurs avantages dans la gestion de la qualité et de la quantité :

→ Una logistica che **limita le scorte eccedenti e i prodotti scaduti**.

→ Logistics that **limit oversized stocks and expired products**.

→ Logística que **limita las existencias sobredimensionadas y los productos caducados**.

→ Une logistique qui **limite les stocks surdimensionnés et les produits périmés**.

→ Una **distribuzione rapida ed efficiente** che riduce i requisiti di spazio e i costi di gestione.

→ **Fast, efficient distribution** that reduces space requirements and management costs.

→ **Distribución rápida y eficaz** que reduce las necesidades de espacio y los costes de gestión.

→ Une **distribution rapide et efficace** qui réduit le besoin d'espace et les coûts de gestion.

→ **Operazioni di approvvigionamento più razionali** che offrono un migliore controllo sui materiali e riducono il rischio di errori.

→ **More streamlined supply operations** that offer better control over materials and reduce the risk of errors.

→ **Operaciones de suministro más racionalizadas** que ofrecen un mejor control de los materiales y reducen el riesgo de errores.

→ Des **opérations d'approvisionnement plus rationnelles** qui offrent un meilleur contrôle sur le matériel et réduisent le risque d'erreurs.


→ La **consegna rapida delle scorte** fa risparmiare tempo al personale, che può dedicarsi maggiormente alla sua priorità: la cura dei pazienti!

→ **Rapid delivery of supplies** saving time for staff, who can spend more time on their mission: patient care!

→ **Entrega rápida de suministros** que ahorra tiempo al personal, que puede dedicar más tiempo a su misión: ¡atender a los pacientes!

→ Un **acheminement rapide des fournitures**, donc un gain de temps pour le personnel, qui peut davantage se consacrer à sa mission : les soins aux patients !

**SERVIZIO OSPEDALIERO
 SEMPRE PIÙ COMPETITIVO
 INCREASINGLY COMPETITIVE
 HOSPITAL SERVICE
 SERVICIO HOSPITALARIO CADA
 VEZ MÁS COMPETITIVO
 UN SERVICE HOSPITALIER DE PLUS
 EN PLUS COMPÉTITIF**



Per gli operatori

Una logistica semplificata e veloce permette di dedicare più tempo alla cura del paziente.

For operators

Simplified and fast logistics allow them to spend more time on patient care.

Para los operadores

Una logística simplificada y rápida permite dedicar más tiempo a la atención al paciente.

Pour les opérateurs

Une logistique simplifiée et rapide permet de consacrer plus de temps aux soins des patients.

Per la struttura Ospedaliera

Meno sprechi di materiali, spazi e tempi umani significano più qualità di servizio e meno costi di gestione.

For Hospital facilities

Less waste of materials, space and human time means more quality of service and lower management costs.

Para la infraestructura hospitalaria

Menos despilfarro de materiales, espacios y tiempos humanos significan más calidad en el servicio y menos costes de gestión.

Pour l'hôpital

Moins de gaspillage de matériel, d'espace et de temps signifie une meilleure qualité de service et une réduction des coûts de gestion.

La filosofia di gestione
della **logistica ospedaliera**

The philosophy
of hospital **logistics management**

La filosofía de gestión
de la **logística hospitalaria**

La philosophie de gestion
de la **logistique hospitalière**



IT La filosofia di **Logiko System** valorizza la risorsa più preziosa del mondo ospedaliero: **il lavoro del personale qualificato**. Alleggerire in modo intelligente le attività di distribuzione dei materiali d'uso tra i reparti, il magazzino e la farmacia centrale permette agli operatori di dedicarsi al meglio all'assistenza dei pazienti, con un **impatto positivo sull'efficienza della struttura**.

EN The philosophy of **Logiko System** enhances the most valuable resource in the hospital field: **the world of qualified personnel**. Intelligently lightening the distribution of consumables between wards, the warehouse and the central pharmacy, **with a positive impact on the efficiency of the facility**.

ES La filosofía de **Logiko System** pone en valor el recurso más preciado del mundo hospitalario: **el trabajo del personal cualificado**. Simplificar de forma inteligente las actividades de distribución de los materiales en uso entre las diferentes áreas, el almacén y la farmacia central permiten a los profesionales dedicarse mejor a prestar asistencia a los pacientes, con un **impacto positivo en la eficiencia de la estructura**.

FR La philosophie du **Logiko System** valorise la ressource la plus précieuse du monde hospitalier : **le travail du personnel qualifié**. En soulageant intelligemment la distribution des matériels utilisés entre les services, le magasin et la pharmacie centrale, les opérateurs peuvent mieux se consacrer aux soins des patients, ce qui a un **impact positif sur l'efficacité de l'établissement**.

LOGIKO SYSTEM SI MUOVE IN OGNI AREA

**LOGIKO SYSTEM MOVES THROUGH
EVERY DEPARTMENT**

**EL SISTEMA LOGIKO SE MUEVE
EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

**LE SYSTÈME LOGIKO SE DÉPLACE
DANS TOUS LES DÉPARTEMENTS**



Pediatria
Pediatrics
Pediatria
Pédiatrie




Reparti degenza
Hospital wards
Hospitalización
Hospitalisation



Ambulatori
Out-patients' departments
Consultorios médicos
Cabinets médicaux



Aree critiche
Critical care units
Unidades de cuidado críticos
Unités de soins critiques



Magazzino di reparto
Ward warehouse
Almacén de área
Département entrepôt



Magazzino / Farmacia centrale
Warehouse / Central pharmacy
Almacén / Farmacia central
Magasin/ Pharmacie central



Contenitori ISO intercambiabili: il cuore operativo della logistica

Interchangeable ISO containers: the operational heart of logistics



↓
5 cm
↑

Art. 301902 - h 5 cm
Vaschetta ISO
ISO tray
Cestas, Bandeja ISO
Bac ISO

Art. 301912
Kit divisori
Dividers kit
Kit divisores
Jeu de séparateurs

↓
10 cm
↑

Art. 301904 - h 10 cm
Vaschetta ISO
ISO tray
Cestas, Bandeja ISO
Bac ISO

Art. 301914
Kit divisori
Dividers kit
Kit divisores
Jeu de séparateurs

↓
20 cm
↑

Art. 301906 - h 20 cm
Vaschetta ISO
ISO tray
Cestas, Bandeja ISO
Bac ISO

Art. 301916
Kit divisori
Dividers kit
Kit divisores
Jeu de séparateurs

IT L'idea al centro di Logiko System sono i contenitori mobili standard ISO, interamente intercambiabili fra i diversi strumenti.

I contenitori possono essere attrezzati con divisori a pettine riposizionabili per una facile e personalizzata ripartizione dei presidi da contenere. Grazie al particolare design delle fiancate i prodotti di Logiko System possono ospitare cestelli e vaschette sia in orizzontale "a cassetto", che inclinati (nelle pareti tecniche con fiancate in ABS) a favore dell'operatore, per un colpo d'occhio immediato del contenuto.

EN The idea at the heart of the Logiko system are the ISO standard mobile containers, entirely interchangeable between different furnishings.

The containers can be equipped with repositionable comb dividers for an easy and personalized division of the items to be contained. Thanks to the particular design of the sides, the products of the Logiko System can house baskets and trays both horizontally "drawer-like" and inclined (in the technical walls with ABS sides) thus aiding the operator, for an immediate overview of the contents.

ES La idea central de Logiko System son los contenedores móviles conformes con la norma ISO, completamente intercambiables entre los diferentes elementos del mobiliario.


Los contenedores se pueden equipar con divisores tipo peine reposicionables para una distribución fácil y personalizada de los dispositivos que albergan. Gracias al diseño particular de los paneles laterales, los productos de Logiko System pueden albergar cestas y cubetas tanto en horizontal «en cajón», como inclinados (en las paredes técnicas con paneles laterales de ABS) lo que simplifica el trabajo del sanitario, que puede visualizar a simple vista el contenido de inmediato.

FR L'idée au cœur du Logiko System, ce sont les récipients mobiles aux normes ISO, qui sont entièrement interchangeables entre les différents meubles.

Les récipients peuvent être équipés de séparateurs à peine repositionnables pour une distribution facile et personnalisée du matériel médical à contenir. Grâce à la conception spéciale des flancs, les produits du Logiko System peuvent accueillir des paniers et des bacs soit horizontalement « à tiroirs », soit inclinés (dans les parois techniques avec flancs en ABS) au bénéfice de l'opérateur, pour une vision immédiate du contenu.

Contenedores ISO intercambiables: el núcleo operativo de la logística

Récipients ISO interchangeables : le cœur opérationnel de la logistique



↓
7 cm
↑

● RO ● MA ● BL ● LA

Art. 303902 - h 7 cm
Cassetto ISO con portaetichette
ISO drawer with label holder profile
Cajón ISO con perfil porta etiquetas
Tiroir ISO avec porte-étiquette

Art. 303912 - h 7 cm
Divisori a pettine cassetto ISO
Comb-like dividers ISO drawer
Divisórios tipo peine cajón ISO
Séparateur peigne tiroir ISO

↓
14,5 cm
↑

● RO ● MA ● BL ● LA

Art. 303904 - h 14,5 cm
Cassetto ISO con portaetichette
ISO drawer with label holder profile
Cajón ISO con perfil porta etiquetas
Tiroir ISO avec porte-étiquette

Art. 303914 - h 14,5 cm
Divisori a pettine cassetto ISO
Comb-like dividers ISO drawer
Divisórios tipo peine cajón ISO
Séparateur peigne tiroir ISO

↓
7 cm
↑

● RO ● BL

Art. 303903 - h 7 cm
Cassetto ISO portastupefacenti con portaetichette
ISO lockable drawer for drugs with label holder profile
Cajón ISO porta estupefacientes con perfil porta etiquetas
Coffre à toxique ISO avec porte-étiquette

↓
14,5 cm
↑

● RO ● BL

Art. 303905 - h 14,5 cm
Cassetto ISO portastupefacenti con portaetichette
ISO lockable drawer for drugs with label holder profile
Cajón ISO porta estupefacientes con perfil porta etiquetas
Coffre à toxique ISO avec porte-étiquette

unika



Parete tecnica modulare
in ogni forma e configurazione

Modular technical wall
in every shape and configuration

Pared técnica modular
en todos los formatos y configuraciones

Armoires médicales modulaires
dans toutes les formes et configurations

IT Disegnata per ospitare i diversi contenitori ISO di Logiko System, la **parete tecnica modulare Unika** si può personalizzare e attrezzare in base alle esigenze di ogni area funzionale. Diventa così un vero e proprio **polo funzionale per la distribuzione dei presidi sanitari**.

EN Designed to house the different ISO containers of Logiko System, the **Unika** modular technical wall can be customized and equipped according to the needs of each ward. Thus, it becomes a **true functional centre for the distribution of health products**.

ES Diseñada para albergar los diferentes contenedores ISO de Logiko System, la **pared técnica modular Unika** se puede personalizar y equipar en base a las necesidades de cada área. Se convierte así en un auténtico **centro funcional para la distribución de los dispositivos médicos**.

FR Conçue pour accueillir les différents récipients ISO du Logiko System, **l'armoire médicale modulaire Unika** peut être personnalisée et équipée en fonction des besoins de chaque service. Elle devient ainsi un véritable **pôle fonctionnel pour la distribution des dispositifs médicaux**.

Destinazione d'uso:
Purpose of use:
Utilización prevista:
Utilisation prévue:



Conforme ai Criteri Ambientali Minimi 2022
Compliant with the 2022 Minimum Environmental Criteria
Conforme a los Criterios Medioambientales Mínimos 2022
Conforme aux Critères Environnementaux Minimaux 2022



unika

Il **design** diventa strumento di lavoro

Design becomes a work tool

El **diseño** se convierte en herramienta de trabajo

Le **design** devient un outil de travail

	Ante Doors Puertas Portes	Maniglie Handles Manijas Poignées	
IM	Acciaio verniciato	Acciaio verniciato	Acciaio con finitura opaca
	Coated steel	Coated steel	Steel with matt finish
	Acero pintado	Acero pintado	Acero con acabado mate
	Acier peint	Acier peint	Acier avec finition mat
IL	Acciaio verniciato	Profilo perimetrale anta in alluminio e pannello frontale in laminato	Profilo di alluminio integrato nell'anta
	Coated steel	Door perimeter profile in aluminium and front panel in laminate	Aluminium profile integrated in the door
	Acero pintado	Perfil perimetral de la puerta de aluminio y panel frontal laminado	Perfil de aluminio integrado en la puerta
	Acier peint	Profilé périmétrique de la porte en aluminium et panneau frontal en stratifié	Profilé en aluminium intégré dans la porte
IB	Materiale ligneo rivestito	Bilaminato con profilo perimetrale in ABS arrotondato	Acciaio con finitura opaca
	Coated wooden material	Bilaminate with rounded ABS perimeter profile	Steel with matt finish
	Material de madera revestido	Bilaminado con perfil perimetral de ABS redondeado	Acero con acabado mate
	Matériau en bois revêtu	Bilaminé avec profilé périmétrique arrondi en ABS	Acier avec finition mat



Conforme ai Criteri Ambientali Minimi 2022
Compliant with the 2022 Minimum Environmental Criteria
Conforme a los Criterios Medioambientales Mínimos 2022
Conforme aux Critères Environnementaux Minimaux 2022

unika IM





Conforme ai Criteri Ambientali Minimi 2022
Compliant with the 2022 Minimum Environmental Criteria
Conforme a los Criterios Medioambientales Mínimos 2022
Conforme aux Critères Environnementaux Minimaux 2022

unika **IL**



unika **IB**



Conforme ai Criteri Ambientali Minimi 2022
Compliant with the 2022 Minimum Environmental Criteria
Conforme a los Criterios Medioambientales Mínimos 2022
Conforme aux Critères Environnementaux Minimaux 2022



Conforme a Environmental Product Declaration (EPD)
Compliant with the Environmental Product Declaration (EPD) standards
Conforme a Environmental Product Declaration (EPD)
Conforme aux Environmental Product Declaration (EPD)



Dimensioni - Dimensions - Dimensiones - Dimensions

IT Le dimensioni dei moduli sono in funzione delle attrezzature ISO contenute al loro interno, adottando i più comuni standard di arredo componibile.

EN The dimensions of the modules are in function of the ISO fittings they contain, adopting the most common modular furnishing standards.

ES Las dimensiones de los módulos están en función de los equipos ISO que contiene en su interior, adoptando los estándares más comunes del amoblado.

FR Les dimensions des modules dépendent de l'aménagement intérieur et correspondent aux standards d'ameublement modulaire les plus répandus.



Le fiancate in ABS consentono l'inserimento dei cassetti dei carrelli serie **uniko** h 7 cm (Art. **303902**) e h 14,5 cm (Art. **303904**).

The ABS sides allow to place the drawers from **uniko** trolley range h 7 cm (Art. **303902**) and h 14,5 cm (Art. **303904**).

Los costados de ABS permiten la inserción de los cajones de los carritos serie **uniko** h 7 cm (Art. **303902**) y h 14,5 cm (Art. **303904**).

Les parois latérales en ABS permettent d'insérer des tiroirs de la gamme **uniko** h 7 cm (Art. **303902**) et h 14,5 cm (Art. **303904**).




Maniglie ergonomiche, in acciaio, con finitura opaca, serratura di serie.

Ergonomic handles, in steel, with matt finish, standard lock.

Manijas ergonómicas, de acero, con acabado mate, cerradura de serie.

Poignées ergonomiques en acier, finition mat, serrure de série.



Cassetti con guide ad estrazione totale e chiusura antiurto.

Drawers with full extension runners and shockproof closure.

Cajones con guías de extracción total y cierre antirrobo.

Tiroirs à guides à sortie totale et fermeture antichocs.





23 cm

L'altezza totale del telaio, completo di piedini, è di 23 cm. Il telaio consente di ridurre al minimo il numero dei piedini a terra e facilitare, così, le operazioni di pulizia.

The total height of the frame, complete with feet, is 23 cm. The frame allows for minimizing the number of feet on the ground and thus facilitates cleaning operations.

La altura total del bastidor, provisto de patas, es de 23 cm. El bastidor permite reducir al mínimo el número de patas y facilitar así las operaciones de limpieza.

La hauteur totale du châssis, pieds compris, est de 23 cm. Le châssis réduit au minimum le nombre de pieds au sol et facilite ainsi les opérations de nettoyage.



Top - Work-Top - Encimera - Plan de travail



Art. 3CR000

Top in Corian con alzatina.
Work-top in Corian with backsplash.
Encimera de Corian con borde elevado.
Plan de travail en Corian, avec rebord.



Art. 355680

Top in acciaio inox con alzatina.
Work-top, stainless steel, with backsplash.
Encimera de acero inoxidable con borde elevado.
Plan de travail en acier inox, avec rebord.



Art. 355370

Top in laminato plastico con alzatina in alluminio.
Plastic laminate top with aluminium backsplash.
Encimera de laminado plástico con borde elevado de aluminio.
Plan en plastique stratifié avec rebord en aluminium.

Lavelli - Sinks - Fregaderos - Lavabos

Completi di miscelatore e gruppo di scarico. - Complete with mixer tap and drain pipes.
Con mezclador y grupo de descarga. - Équipés de mitigeur et groupe d'écoulement.



Art. 355400

Lavello con vasca e scivolo inox.
Sink with bowl and slide, s/steel.
Fregadero con seno y plano inclinado de acero inox.
Lavabo à 1 bac et égouttoir inox.
Dim. 34x39xh18 cm



Art. 3CR300

Lavello quadrato in Corian.
Sink, square, in Corian.
Fregadero cuadrado de Corian.
Lavabo carré en Corian.
Dim. 40x40xh21 cm



Art. 355700

Lavello saldato inox.
Sink, welded, s/steel.
Fregadero soldado de acero inox.
Lavabo soudé inox.
Dim. 40x40xh20 cm

Art. 355395

Lavello rotondo inox Ø 40 cm.
Sink, round, s/steel, diameter 40 cm.
Fregadero redondo de acero inox de Ø 40 cm.
Lavabo rond inox diamètre 40 cm.

Art. 3CR320

Lavello ovale infanzia in Corian.
Sink, oval, infancy, in Corian.
Fregadero oval infancia de Corian.
Lavabo ovale pour enfants en Corian.
Dim. 68x43xh18 cm

Art. 355706

Lavello saldato inox.
Sink, welded, s/steel.
Fregadero soldado de acero inox.
Lavabo soudé inox.
Dim. 86x42xh35 cm

Art. 355410

Lavello con 2 vasche e scivolo inox.
Sink with 2 bowls and slide, s/steel.
Fregadero con 2 senos y plano inclinado de acero inox.
Lavabo à 2 bacs et égouttoir inox.

Art. 3CR330

Lavello a 2 vasche in Corian.
Sink, 2-bowl, in Corian.
Fregadero de 2 senos de Corian.
Lavabo à 2 bacs en Corian.
Dim. 73x42xh21 cm

Art. 355710

Lavello saldato inox a 2 vasche.
Sink, welded, s/steel, twin bowls.
Fregadero soldado acero inox de 2 senos.
Lavabo soudé inox à 2 bacs.



Colori - Colours - Colores - Couleurs

unika IM



RAL 5005
Blu



RAL 9010
Bianco

RAL 3000
Rosso



RAL 2004
Arancione

RAL 6029
Verde

unika IL



Cod. 430
Blu Iris



Cod. 425
Lilla Erica

Cod. 460
Verde Erbetta

Cod. 861
Arancione



Cod. 478
Grigio

Cod. 810
Bianco mini

Frassino

unika IB



Cod. 430
Blu Iris



Cod. 484
Blu Zaffiro

Cod. 425
Lilla Erica

Cod. 460
Verde Erbetta

Cod. 862
Giallo



Cod. 861
Arancione

Cod. 478
Grigio

Cod. 810
Bianco mini

Cod. 410
Bianco

Frassino

unika IM - H89

Le basi - Base cabinets - Las bases - Les bases

51/71 cm - Profondità - Depth - Profundidad - Profondeur

46,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



51 358700IM

71 357000IM

71 357010IM

Base con anta cieca.
Base cabinet with door.
Base con puerta ciega.
Base avec porte pleine.



51 358760IM

71 357060IM

71 357005IM

Base a 4 cassetti.
Base cabinet with 4 drawers.
Base de 4 cajones.
Base à 4 tiroirs.



51 358790IM

71 357045IM

71 357015IM

Base a 2 cassetti.
Base cabinet with 2 drawers.
Base de 2 cajones.
Base à 2 tiroirs.



51 358705IM

71 357080IM

Base sottolavello.
Base cabinet, under sink.
Base bajo fregadero.
Base sous-lavabo.



51 358770IM

Base classificatore a 2 cassetti.
Base cabinet, filing, 2 drawers.
Base clasificador de 2 cajones.
Base classeur à 2 tiroirs.

66,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



51 358800IM

51 358810IM

71 357100IM

Base con anta cieca.
Base cabinet with door.
Base con puerta ciega.
Base avec porte pleine.



51 358860IM

51 358805IM

71 357160IM

Base a 4 cassetti.
Base cabinet with 4 drawers.
Base de 4 cajones.
Base à 4 tiroirs.



51 358855IM

51 358815IM

71 357105IM

Base a 2 cassetti.
Base cabinet with 2 drawers.
Base de 2 cajones.
Base à 2 tiroirs.



51 358870IM

71 357180IM

Base sottolavello.
Base cabinet, under sink.
Base bajo fregadero.
Base sous-lavabo.



51 358890IM

71 357190IM

Base classificatore a 2 cassetti.
Base cabinet, filing, 2 drawers.
Base clasificador de 2 cajones.
Base classeur à 2 tiroirs.



51 358840SR

Base con serrandina.
Base cabinet with roller shutter.
Base con persiana.
Base avec volet roulant.

93 cm - larghezza - width - ancho - largeur



51 358900IM

71 357200IM

Base con anta cieca.
Base cabinet with door.
Base con puerta ciega.
Base avec porte pleine.



51 358960IM

71 357260IM

Base a 4 cassetti.
Base cabinet with 4 drawers.
Base de 4 cajones.
Base à 4 tiroirs.



51 358975IM

71 357205IM


Base a 2 cassetti.
Base cabinet with 2 drawers.
Base de 2 cajones.
Base à 2 tiroirs.



51 358980IM

71 357280IM

Base sottolavello.
Base cabinet, under sink.
Base bajo fregadero.
Base sous-lavabo.



71 357300IM

Base sottolavello.
Base cabinet, under sink.
Base bajo fregadero.
Base sous-lavabo.

IM Elementi con fianchi in ABS per il contenimento di vaschette e/o cassetti ISO ed elementi a cassetti con telaio per vaschette ISO.
Elements with ABS side panels for holding ISO trays and/or drawers and drawer elements with frame for ISO trays.
Elementos con paneles laterales de ABS para alojar bandejas ISO y/o cajones y elementos de cajones con marco para bandejas ISO.
Éléments avec panneaux latéraux en ABS pour accueillir des plateaux ISO et/ou des tiroirs et éléments de tiroirs avec cadre pour plateaux ISO.

unika IM - H120

Elementi superiori - Upper cabinets - Los elementos superiores - Les éléments supérieurs

51/71 cm Profondità - Depth - Profundidad - Profondeur

46,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



51 358400IM

71 356400IM

71 356410IM

Elemento superiore con anta cieca.
Upper cabinet with door.
Elemento superior con puerta ciega.
Élément supérieur avec porte pleine.



51 358430IM

71 356430IM

71 356440IM

Elemento superiore con anta a vetro.
Upper cabinet with glass door.
Elemento superior con puerta de vidrio.
Élément supérieur avec porte vitrée.

66,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



51 358500IM

51 358510IM

71 356500IM

Elemento superiore con anta cieca.
Upper cabinet with door.
Elemento superior con puerta ciega.
Élément supérieur avec porte pleine.




51 358540IM

71 356530IM

Elemento superiore con anta a vetro.
Upper cabinet with glass door.
Elemento superior con puerta de vidrio.
Élément supérieur avec porte vitrée.

93 cm - larghezza - width - ancho - largeur



51 358600IM

71 356600IM

Elemento superiore con anta cieca.
Upper cabinet with door.
Elemento superior con puertas ciegas.
Élément supérieur avec portes pleines.



51 358630IM

71 356630IM

Elemento superiore con anta a vetro.
Upper cabinet with glass door.
Elemento superior con puertas de vidrio.
Élément supérieur avec portes vitrées.



unika IM - H209

Colonne - Tall-cabinets - Las columnas - Les colonnes

51/71 cm Profondità - Depth - Profundidad - Profondeur

46,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



51 358000IM
71 356000IM
71 356010IM

Colonna con anta cieca.
Tall-cabinet with door.
Columna con puerta ciega.
Colonne avec porte pleine.



51 358030IM
71 356030IM
71 356040IM


Colonna con anta a vetro.
Tall-cabinet with glass door.
Columna con puerta de vidrio.
Colonne avec porte vitrée.



51 -
71 356060IM


Colonna porta endoscopi.
Tall-cabinet, endoscopes-holder.
Columna porta endoscopios.
Colonne porte-endoscopes.

66,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



51 358100IM
51 358110IM
71 356100IM

Colonna con anta cieca.
Tall-cabinet with door.
Columna con puerta ciega.
Colonne avec porte pleine.



51 358130IM
51 358140IM
71 356130IM

Colonna con anta a vetro.
Tall-cabinet with glass door.
Columna con puerta de vidrio.
Colonne avec porte vitrée.



51 358140SR
71 -

Colonna con serrandina.
Tall-cabinet with roller shutter.
Columna con persiana.
Colonne avec volet roulant.

93 cm - larghezza - width - ancho - largeur



51 358200IM
71 356200IM

Colonna con ante cieche.
Tall-cabinet with doors.
Columna con puertas ciegas.
Colonne avec portes pleines.



51 358230IM
71 356230IM

Colonna con ante a vetro.
Tall-cabinet with glass doors.
Columna con puertas de vidrio.
Colonne avec portes vitrées.



51 358260IM
71 356260IM

Colonna per composizione ad angolo.
Tall-cabinet corner module.
Columna para composición en esquina.
Colonne pour ensemble à angle.



51 358170IM
71 -

Colonna casellario a 10 vani.
Tall-cabinet, 10 locker compartments.
Columna casillero de 10 compartimentos.
Colonne à casiers, 10 compartiments.



51 358270IM
71 -

Colonna casellario a 15 vani.
Tall-cabinet, 15 locker compartments.
Columna casillero de 15 compartimentos.
Colonne à casiers, 15 compartiments.

--- IM Elementi con fianchi in ABS per il contenimento di vaschette e/o cassette ISO ed elementi a cassette con telaio per vaschette ISO.
Elements with ABS side panels for holding ISO trays and/or drawers and drawer elements with frame for ISO trays.
Elementos con paneles laterales de ABS para alojar bandejas ISO y/o cajones y elementos de cajones con marco para bandejas ISO.
Éléments avec panneaux latéraux en ABS pour accueillir des plateaux ISO et/ou des tiroirs et éléments de tiroirs avec cadre pour plateaux ISO.

unika IM - H66

I pensili - Wall-hanging cabinets - Los muebles colgantes - Les meubles suspendus

51/35 cm Profondità - Depth - Profundidad - Profondeur

46,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



51 357400IM
35 357405IM

Pensile con anta cieca.
Wall cabinet with door.
Mueble colgante con puerta ciega.
Meuble suspendu avec porte pleine.



51 357430IM
35 357435IM

Pensile con anta a vetro.
Wall cabinet with glass door.
Mueble colgante con puerta ciega.
Meuble suspendu avec porte pleine.



35 357404IM

Pensile con anta cieca top-lift.
Wall cabinet with top-lift door.
Mueble colgante con puerta ciega top-lift.
Meuble suspendu avec porte pleine top-lift.



71 357433IM

35 357434IM


Pensile con anta a vetro top-lift.
Wall cabinet with top-lift glass door.
Mueble colgante con puerta de vidrio top-lift.
Meuble suspendu avec porte vitrée top-lift.

66,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



51 357500IM
51 357510IM
35 357505IM

Pensile con anta cieca.
Wall cabinet with door.
Mueble colgante con puerta ciega.
Meuble suspendu avec porte pleine.



51 357530IM
35 357535IM

Pensile con anta a vetro.
Wall cabinet with glass door.
Mueble colgante con puerta ciega.
Meuble suspendu avec porte pleine.



51 357533IM
35 357504IM

Pensile con anta cieca top-lift.
Wall cabinet with top-lift door.
Mueble colgante con puerta ciega top-lift.
Meuble suspendu avec porte pleine top-lift.



35 357534IM

Pensile con anta a vetro top-lift.
Wall cabinet with top-lift glass door.
Mueble colgante con puerta de vidrio top-lift.
Meuble suspendu avec porte vitrée top-lift.



51 357540SR

Pensile con serrandina.
Wall-hanging cabinet with roller shutter.
Mueble colgante con persiana.
Meuble suspendu avec volet roulant.

93 cm - larghezza - width - ancho - largeur



51 357600IM
35 357605IM

Pensile con ante cieche.
Wall cabinet with doors.
Mueble colgante con puertas ciegas.
Meuble suspendu avec portes pleines.



51 357630IM
35 357635IM

Pensile con ante a vetro.
Wall cabinet with glass doors.
Mueble colgante con puertas de vidrio.
Meuble suspendu avec portes vitrées.

unika IL - H89









Le basi - Base cabinets - Las bases - Les bases

51/71 cm - Profondità - Depth - Profundidad - Profondeur











46,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur

								
51 358700IL	51 358730IL	51 358760IL	51 358790IL	51 358793IL	51 358705IL	51 358720IL	51 358770IL	51 358750IL
71 357000IL	71 357030IL	71 357060IL	71 357045IL	71 357035IL	71 357080IL	71 357020IL	71 357070IL	71 357050IL
71 357010IL	71 357040IL	71 357005IL	71 357015IL	71 357025IL				
Base con anta cieca. Base cabinet with door. Base con puerta ciega. Base avec porte pleine.	Base con anta a vetro. Base cabinet with glass door. Base con puerta de vidrio. Base avec porte vitrée.	Base a 4 cassetti. Base cabinet with 4 drawers. Base de 4 cajones. Base à 4 tiroirs.	Base a 2 cassetti. Base cabinet with 2 drawers. Base de 2 cajones. Base à 2 tiroirs.	Base a 3 cassetti. Base cabinet with 3 drawers. Base de 3 cajones. Base à 3 tiroirs.	Base sottolavello. Base cabinet, under sink. Base bajo fregadero. Base sous-lavabo.	Base a giorno. Base cabinet, open. Base abierta. Base ouverte.	Base classificatore a 2 cassetti. Base cabinet, filling, 2 drawers. Base clasificador de 2 cajones. Base classeur à 2 tiroirs.	Base con cassetto e anta. Base cabinet with drawer and door. Base con cajón y puerta. Base avec tiroir et porte.

66,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur

									
51 358800IL	51 358830IL	51 358860IL	51 358855IL	51 358825IL	51 358840SR	51 358870IL	51 358820IL	51 358890IL	51 358845IL
51 358810IL	51 358840IL	51 358805IL	51 358815IL	71 357115IL		71 357180IL	71 357120IL	71 357190IL	71 -
71 357100IL	71 357130IL	71 357160IL	71 357105IL						
Base con anta cieca. Base cabinet with door. Base con puerta ciega. Base avec porte pleine.	Base con anta a vetro. Base cabinet with glass door. Base con puerta de vidrio. Base avec porte vitrée.	Base a 4 cassetti. Base cabinet with 4 drawers. Base de 4 cajones. Base à 4 tiroirs.	Base a 2 cassetti. Base cabinet with 2 drawers. Base de 2 cajones. Base à 2 tiroirs.	Base a 3 cassetti. Base cabinet with 3 drawers. Base de 3 cajones. Base à 3 tiroirs.	Base con serrandina. Base cabinet with roller shutter. Base con persiana. Base avec volet roulant.	Base sottolavello. Base cabinet, under sink. Base bajo fregadero. Base sous-lavabo.	Base a giorno. Base cabinet, open. Base abierta. Base ouverte.	Base classificatore a 2 cassetti. Base cabinet, filling, 2 drawers. Base clasificador de 2 cajones. Base classeur à 2 tiroirs.	Base porta rifiuti con telaio fermasacco. Base cabinet with waste-bag holder-frame. Base porta residuos con bastidor sujeta-bolsa. Base porte-déchets avec châssis bloque-sac.

93 cm - larghezza - width - ancho - largeur

										
51 358900IL	51 358930IL	51 358960IL	51 358975IL	51 358990IL	51 358980IL	51 358920IL	51 358985IL	51 358995IL	51 358950IL	51 358300IL
71 357200IL	71 357230IL	71 357260IL	71 357205IL	71 357225IL	71 357280IL	71 357220IL	71 357235IL	71 -	71 357250IL	71 357300IL
			51 357215IL							
Base con ante cieche. Base cabinet with doors. Base con puertas ciegas. Base avec portes pleines.	Base ante a vetro. Base cabinet with glass doors. Base con puertas de vidrio. Base avec portes vitrées.	Base a 4 cassetti. Base cabinet with 4 drawers. Base de 4 cajones. Base à 4 tiroirs.	Base a 4 cassetti. Base cabinet with 4 drawers. Base de 4 cajones. Base à 4 tiroirs.	Base a 6 cassetti. Base cabinet with 6 drawers. Base de 6 cajones. Base à 6 tiroirs.	Base sottolavello. Base cabinet, under sink. Base bajo fregadero. Base sous-lavabo.	Base a giorno. Base cabinet, open. Base abierta. Base ouverte.	Base classificatore a 4 cassetti. Base cabinet, filling, 4 drawers. Base clasificador de 4 cajones. Base classeur à 4 tiroirs.	Base a 8 cassetti. Base cabinet with 8 drawers. Base de 8 cajones. Base à 8 tiroirs.	Base con cassetto e 2 ante. Base cabinet with drawer and 2 doors. Base con cajón y 2 puertas. Base avec tiroir et 2 portes.	Base sottolavello. Base cabinet, under sink. Base bajo fregadero. Base sous-lavabo.

---IL Elementi con fianchi in ABS per il contenimento di vaschette e/o cassetti ISO ed elementi a cassetti con telaio per vaschette ISO.
Elements with ABS side panels for holding ISO trays and/or drawers and drawer elements with frame for ISO trays.
Elementos con paneles laterales de ABS para alojar bandejas ISO y/o cajones y elementos de cajones con marco para bandejas ISO.
Eléments avec panneaux latéraux en ABS pour accueillir des plateaux ISO et/ou des tiroirs et éléments de tiroirs avec cadre pour plateaux ISO.

unika IL - H120

Elementi superiori - Upper cabinets
Los elementos superiores
Les éléments supérieurs

51/71 cm

Profondità - Depth - Profundidad - Profondeur

46,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur

51	358400IL	51	358430IL	51	358420IL
71	356400IL	71	356430IL	71	356420IL
71	356410IL	71	356440IL		

Elemento superiore con anta cieca.
Upper cabinet with door.
Elemento superior con puerta ciega.
Élément supérieur avec porte pleine.

Elemento superiore con anta a vetro.
Upper cabinet with glass door.
Elemento superior con puerta de vidrio.
Élément supérieur avec porte vitrée.

Elemento superiore a giorno.
Upper cabinet, open.
Elemento superior abierto.
Élément supérieur ouvert.

66,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur

51	358500IL	51	358530IL	51	358520IL
51	358510IL	51	358540IL	71	356520IL
71	356500IL	71	356530IL		

Elemento superiore con anta cieca.
Upper cabinet with door.
Elemento superior con puerta ciega.
Élément supérieur avec porte pleine.

Elemento superiore con anta a vetro.
Upper cabinet with glass door.
Elemento superior con puerta de vidrio.
Élément supérieur avec porte vitrée.

Elemento superiore a giorno.
Upper cabinet, open.
Elemento superior abierto.
Élément supérieur ouvert.

93 cm - larghezza - width - ancho - largeur

51	358600IL	51	358630IL	51	358620IL
71	356600IL	71	356630IL	71	356620IL

Elemento superiore con anta cieca.
Upper cabinet with door.
Elemento superior con puertas ciegas.
Élément supérieur avec portes pleines.

Elemento superiore con anta a vetro.
Upper cabinet with glass door.
Elemento superior con puertas de vidrio.
Élément supérieur avec portes vitrées.

Elemento superiore a giorno.
Upper cabinet, open.
Elemento superior abierto.
Élément supérieur ouvert.

unika IL - H66

I sopralzi - Over tall-cabinets
Los muebles superiores
Les rehausses

51/71 cm

Profondità - Depth - Profundidad - Profondeur

46,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur

51	357402IL	51	357432IL
71	357407IL	71	357437IL

Sopralzo con anta cieca.
Over tall-cabinet with door.
Mueble superior con puerta ciega.
Rehausse avec porte pleine.

Sopralzo con anta a vetro.
Over tall-cabinet with glass door.
Mueble superior con puerta de vidrio.
Rehausse avec porte vitrée.

66,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur

51	357502IL	51	357532IL
71	357507IL	71	-

Sopralzo con anta cieca.
Over tall-cabinet with door.
Mueble superior con puerta ciega.
Rehausse avec porte pleine.

Sopralzo con anta a vetro.
Over tall-cabinet with glass door.
Mueble superior con puerta de vidrio.
Rehausse avec porte vitrée.

93 cm - larghezza - width - ancho - largeur

51	357602IL	51	357632IL
71	357607IL	71	357637IL

Sopralzo con anta cieca.
Over tall-cabinet with door.
Mueble superior con puerta ciega.
Rehausse avec porte pleine.

Sopralzo con anta a vetro.
Over tall-cabinet with glass door.
Mueble superior con puerta de vidrio.
Rehausse avec porte vitrée.

unika IL - H209

Colonne - Tall-cabinets - Las columnas - Les colonnes

51*/71 cm

Profondità - Depth - Profundidad - Profondeur

* Disponibile anche con struttura sospesa - Available also with 'suspended' - Disponible también con estructura suspendida - Disponible aussi avec structure suspendue.

46,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur

51	358000IL	51	358030IL	51	358050IL	51	358070IL	51	358020IL	51	-
71	356000IL	71	356030IL	71	-	71	-	71	-	71	356060IL
71	356010IL	71	356040IL								

Colonna con anta cieca.
Tall-cabinet with door.
Columna con puerta ciega.
Colonne avec porte pleine.

Colonna con anta a vetro.
Tall-cabinet with glass door.
Colonna con puerta de vidrio.
Colonne avec porte vitrée.

Colonna porta blister anta a vetro.
Tall-cabinet, blister-holder, with glass door.
Columna con porta blister puerta de vidrio.
Colonne porteblister avec porte vitrée.

Colonna casellario a 5 vani.
Tall-cabinet, 5 locker compartments.
Columna casillero de 5 compartimentos.
Colonne à casiers, 5 compartiments.

Colonna a giorno.
Tall-cabinet, open.
Columna abierta.
Colonne ouverte.

Colonna porta endoscopi.
Tall-cabinet, endoscopes-holder.
Columna porta endoscopios.
Colonne porteendoscopes.

66,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur

51	358100IL	51	358130IL	51	358170IL	51	358120IL	51	-	51	358140SR
51	358110IL	51	358140IL	71	-	71	356150IL	71	356180IL		
71	356100IL	71	356130IL								

Colonna con anta cieca.
Tall-cabinet with door.
Columna con puerta ciega.
Colonne avec porte pleine.

Colonna con anta a vetro.
Tall-cabinet with glass door.
Columna con puerta de vidrio.
Colonne avec porte vitrée.

Colonna casellario a 10 vani.
Tall-cabinet, 10 locker compartments.
Columna casillero de 10 compartimentos.
Colonne à casiers, 10 compartiments.

Colonna a giorno.
Tall-cabinet, open.
Columna abierta.
Colonne ouverte.

Colonna porta endoscopi.
Tall-cabinet, endoscopes-holder.
Columna porta endoscopios.
Colonne porte-endoscopes.

Colonna con serrandina.
Tall-cabinet with roller shutter.
Columna con persiana.
Colonne avec volet roulant.

93 cm - larghezza - width - ancho - largeur

51	358200IL	51	358230IL	51	358260IL	51	358270IL	51	358220IL	51	358380IL
71	356200IL	71	356230IL	71	356260IL	71	-	71	356220IL	71	356380IL

Colonna con ante cieche.
Tall-cabinet with doors.
Columna con puertas ciegas.
Colonne avec portes pleines.

Colonna con ante a vetro.
Tall-cabinet with glass doors.
Columna con puertas de vidrio.
Colonne avec portes vitrées.

Colonna per composizione ad angolo.
Tall-cabinet corner module.
Columna para composición en esquina.
Colonne pour ensemble à angle.

Colonna casellario a 15 vani.
Tall-cabinet, 15 locker compartments.
Columna casillero de 15 compartimentos.
Colonne à casiers, 15 compartiments.

Colonna a giorno.
Tall-cabinet, open.
Columna abierta.
Colonne ouverte.

Armadio portamedicinali con 6 fiancate a vaschette in ABS.
Medicine cabinet in ABS.
Armario porta medicinas en ABS.
Armoire pharmacie à 6 côtés et bacs en ABS.

Art. 301680

Mobiletto stupefacenti.
Drug safe.
Mueble pequeño para estupefacientes.
Meuble pour stupéfiants.

unika IL - H66

I pensili - Wall-hanging cabinets - Los muebles colgantes - Les meubles suspendus

51/35 cm Profondità - Depth - Profundidad - Profondeur

46,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



51 357400IL
35 357405IL

Pensile con anta cieca.
Wall cabinet with door.
Mueble colgante con puerta ciega.
Meuble suspendu avec porte pleine.



51 357430IL
35 357435IL

Pensile con anta a vetro.
Wall cabinet with glass door.
Mueble colgante con puerta ciega.
Meuble suspendu avec porte pleine.



51 357403IL
35 357404IL

Pensile con anta cieca top-lift.
Wall cabinet with top-lift door.
Mueble colgante con puerta ciega top-lift.
Meuble suspendu avec porte pleine top-lift.



71 357433IL
35 357434IL

Pensile con anta a vetro top-lift.
Wall cabinet with top-lift glass door.
Mueble colgante con puerta de vidrio top-lift.
Meuble suspendu avec porte vitrée top-lift.

66,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



51 357500IL
51 357510IL
35 357505IL

Pensile con anta cieca.
Wall cabinet with door.
Mueble colgante con puerta ciega.
Meuble suspendu avec porte pleine.



51 357530IL
51 357540IL
35 357535IL

Pensile con anta a vetro.
Wall cabinet with glass door.
Mueble colgante con puerta ciega.
Meuble suspendu avec porte pleine.



51 357503IL
35 357504IL

Pensile con anta cieca top-lift.
Wall cabinet with top-lift door.
Mueble colgante con puerta ciega top-lift.
Meuble suspendu avec porte pleine top-lift.



51 357533IL
35 357534IL

Pensile con anta a vetro top-lift.
Wall cabinet with top-lift glass door.
Mueble colgante con puerta de vidrio top-lift.
Meuble suspendu avec porte vitrée top-lift.



35 357540SR

Pensile con serrandina.
Wall-hanging cabinet with roller shutter.
Mueble colgante con persiana.
Meuble suspendu avec volet roulant.

93 cm - larghezza - width - ancho - largeur



51 357600IL
35 357605IL

Pensile con ante cieche.
Wall cabinet with doors.
Mueble colgante con puertas ciegas.
Meuble suspendu avec portes pleines.



51 357630IL
35 357635IL

Pensile con ante a vetro.
Wall cabinet with glass doors.
Mueble colgante con puertas de vidrio.
Meuble suspendu avec portes vitrées.














unika IB - H89

Le basi - Base cabinets - Las bases - Les bases

51/71 cm - Profondità - Depth - Profundidad - Profondeur

46,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur

										
51 358700IB	51 358730IB	51 358760IB	51 358790IB	51 358793IB	51 358705IB	51 358720IB	51 358770IB	51 358780IB	51 -	51 358785IB
71 357000IB	71 357030IB	71 357060IB	71 357045IB	71 357035IB	71 357080IB	71 357020IB	71 357070IB	71 357085IB	71 357050IB	71 -
71 357010IB	71 357040IB	71 357005IB	71 357015IB	71 357025IB						
Base con anta cieca. Base cabinet with door. Base con puerta ciega. Base avec porte pleine.	Base con anta a vetro. Base cabinet with glass door. Base con puerta de vidrio. Base avec porte vitrée.	Base a 4 cassetti. Base cabinet with 4 drawers. Base de 4 cajones. Base à 4 tiroirs.	Base a 2 cassetti. Base cabinet with 2 drawers. Base de 2 cajones. Base à 2 tiroirs.	Base a 3 cassetti. Base cabinet with 3 drawers. Base de 3 cajones. Base à 3 tiroirs.	Base sottolavello. Base cabinet, under sink. Base bajo fregadero. Base sous-lavabo.	Base a giorno. Base cabinet, open. Base abierta. Base ouverte.	Base classificatore a 2 cassetti. Base cabinet, filling, 2 drawers. Base clasificador de 2 cajones. Base classeur à 2 tiroirs.	Base con cestone estraibile. Base cabinet with large pull-out basket. Base con cesto estraibile. Base avec grand panier extractible.	Base con cassetto e anta. Base cabinet with drawer and door. Base con cajón y puerta. Base avec tiroir et porte.	Base con telaio fermasacco. Base cabinet holder-frame. Base con bastidor sujeta-bolsa. Base avec châssis bloque-sac.

66,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur

											
51 358800IB	51 358830IB	51 358860IB	51 358855IB	51 358825IB	51 358840SR	51 358870IB	51 358820IB	51 358890IB	51 358880IB	51 358845IB	51 -
51 358810IB	51 358840IB	51 358805IB	51 358815IB	51 358835IB		71 357180IB	71 357120IB	71 357190IB	71 357085IB	71 -	71 357170IB
71 357100IB	71 357130IB	71 357160IB	71 357105IB	71 357115IB							
Base con anta cieca. Base cabinet with door. Base con puerta ciega. Base avec porte pleine.	Base con anta a vetro. Base cabinet with glass door. Base con puerta de vidrio. Base avec porte vitrée.	Base a 4 cassetti. Base cabinet with 4 drawers. Base de 4 cajones. Base à 4 tiroirs.	Base a 2 cassetti. Base cabinet with 2 drawers. Base de 2 cajones. Base à 2 tiroirs.	Base a 3 cassetti. Base cabinet with 3 drawers. Base de 3 cajones. Base à 3 tiroirs.	Base con serrandina. Base cabinet with roller shutter. Base con persiana. Base avec volet roulant.	Base sottolavello. Base cabinet, under sink. Base bajo fregadero. Base sous-lavabo.	Base a giorno. Base cabinet, open. Base abierta. Base ouverte.	Base classificatore a 2 cassetti. Base cabinet, filling, 2 drawers. Base clasificador de 2 cajones. Base classeur à 2 tiroirs.	Base con cestone estraibile. Base cabinet with large pull-out basket. Base con cesto estraibile. Base avec grand panier extractible.	Base con telaio fermasacco. Base cabinet holder-frame. Base con bastidor sujeta-bolsa. Base avec châssis bloque-sac.	Base con frigo 140 lt. Base cabinet with 140 lt refrigerator. Base con frigorifico 140 lt. Base avec réfrigérateur 140 lt.

93 cm - larghezza - width - ancho - largeur

										
51 358900IB	51 358930IB	51 358960IB	51 358975IB	51 358990IB	51 358980IB	51 358920IB	51 358985IB	51 358995IB	51 358950IB	51 357305IB
71 357200IB	71 357230IB	71 357260IB	71 357205IB	71 357225IB	71 357280IB	71 357220IB	71 357235IB	71 -	71 357250IB	71 357300IB
Base con ante cieche. Base cabinet with doors. Base con puertas ciegas. Base avec portes pleines.	Base ante a vetro. Base cabinet with glass doors. Base con puertas de vidrio. Base avec portes vitrées.	Base a 4 cassetti. Base cabinet with 4 drawers. Base de 4 cajones. Base à 4 tiroirs.	Base a 4 cassetti. Base cabinet with 4 drawers. Base de 4 cajones. Base à 4 tiroirs.	Base a 6 cassetti. Base cabinet with 6 drawers. Base de 6 cajones. Base à 6 tiroirs.	Base sottolavello. Base cabinet, under sink. Base bajo fregadero. Base sous-lavabo.	Base a giorno. Base cabinet, open. Base abierta. Base ouverte.	Base classificatore a 4 cassetti. Base cabinet, filling, 4 drawers. Base clasificador de 4 cajones. Base classeur à 4 tiroirs.	Base a 8 cassetti. Base cabinet with 8 drawers. Base de 8 cajones. Base à 8 tiroirs.	Base con cassetto e 2 ante. Base cabinet with drawer and 2 doors. Base con cajón y 2 puertas. Base avec tiroir et 2 portes.	Base sottolavello. Base cabinet, under sink. Base bajo fregadero. Base sous-lavabo.

IL Elementi con fianchi in ABS per il contenimento di vaschette e/o cassetti ISO ed elementi a cassetti con telaio per vaschette ISO.
Elements with ABS side panels for holding ISO trays and/or drawers and drawer elements with frame for ISO trays.
Elementos con paneles laterales de ABS para alojar bandejas ISO y/o cajones y elementos de cajones con marco para bandejas ISO.
Eléments avec panneaux latéraux en ABS pour accueillir des plateaux ISO et/ou des tiroirs et éléments de tiroirs avec cadre pour plateaux ISO.

unika IB - H120

Elementi superiori - Upper cabinets
Los elementos superiores
Les éléments supérieurs

51/71 cm

Profondità - Depth - Profundidad - Profondeur

46,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



51	358400IB	51	358430IB	51	358420IB
71	356400IB	71	356430IB	71	356420IB
71	356410IB	71	356440IB		

Elemento superiore con anta cieca.
Upper cabinet with door.
Elemento superior con puerta ciega.
Élément supérieur avec porte pleine.

Elemento superiore con anta a vetro.
Upper cabinet with glass door.
Elemento superior con puerta de vidrio.
Élément supérieur avec porte vitrée.

Elemento superiore a giorno.
Upper cabinet, open.
Elemento superior abierto.
Élément supérieur ouvert.

66,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



51	358500IB	51	358530IB	51	358520IB
51	358510IB	51	358540IB	71	356520IB
71	356500IB	71	356530IB		

Elemento superiore con anta cieca.
Upper cabinet with door.
Elemento superior con puerta ciega.
Élément supérieur avec porte pleine.

Elemento superiore con anta a vetro.
Upper cabinet with glass door.
Elemento superior con puerta de vidrio.
Élément supérieur avec porte vitrée.

Elemento superiore a giorno.
Upper cabinet, open.
Elemento superior abierto.
Élément supérieur ouvert.

93 cm - larghezza - width - ancho - largeur



51	358600IB	51	358630IB	51	358620IB
71	356600IB	71	356630IB	71	356620IB

Elemento superiore con anta cieca.
Upper cabinet with door.
Elemento superior con puertas ciegas.
Élément supérieur avec portes pleines.

Elemento superiore con anta a vetro.
Upper cabinet with glass door.
Elemento superior con puertas de vidrio.
Élément supérieur avec portes vitrées.

Elemento superiore a giorno.
Upper cabinet, open.
Elemento superior abierto.
Élément supérieur ouvert.

unika IB - H66

I sopralzi - Over tall-cabinets
Los muebles superiores
Les rehausses

51/71 cm

Profondità - Depth - Profundidad - Profondeur

46,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



51	358400IB	51	358430IB	51	358420IB
71	356400IB	71	356430IB	71	356420IB
71	356410IB	71	356440IB		

Elemento superiore con anta cieca.
Upper cabinet with door.
Elemento superior con puerta ciega.
Élément supérieur avec porte pleine.

Elemento superiore con anta a vetro.
Upper cabinet with glass door.
Elemento superior con puerta de vidrio.
Élément supérieur avec porte vitrée.

Elemento superiore a giorno.
Upper cabinet, open.
Elemento superior abierto.
Élément supérieur ouvert.

66,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



51	357502IB	51	357502IB	51	357502IB
71	357507IB	71	357507IB	71	357507IB

Sopralzo con anta cieca.
Over tall-cabinet with door.
Mueble superior con puerta ciega.
Rehausse avec porte pleine.

Sopralzo con anta a vetro.
Over tall-cabinet with glass door.
Mueble superior con puerta de vidrio.
Rehausse avec porte vitrée.

Elemento superiore a giorno.
Upper cabinet, open.
Elemento superior abierto.
Élément supérieur ouvert.

93 cm - larghezza - width - ancho - largeur



51	357602IB	51	357632IB	51	357632IB
71	357607IB	71	357637IB	71	357637IB

Sopralzo con anta cieca.
Over tall-cabinet with door.
Mueble superior con puerta ciega.
Rehausse avec porte pleine.

Sopralzo con anta a vetro.
Over tall-cabinet with glass door.
Mueble superior con puerta de vidrio.
Rehausse avec porte vitrée.

Elemento superiore a giorno.
Upper cabinet, open.
Elemento superior abierto.
Élément supérieur ouvert.

unika IB - H209

Colonne - Tall-cabinets - Las columnas - Les colonnes

51/71 cm

Profondità - Depth - Profundidad - Profondeur

46,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



51	358000IB	51	358030IB	51	358050IB	51	-	51	358070IB	51	358020IB	51	-
71	356000IB	71	356030IB	71	-	71	-	71	356070IB	71	-	71	356060IB
71	356010IB	71	356040IB										

Colonna con anta cieca.
Tall-cabinet with door.
Columna con puerta ciega.
Colonne avec porte pleine.

Colonna con anta a vetro.
Tall-cabinet with glass door.
Columna con puerta de vidrio.
Colonne avec porte vitrée.

Colonna porta blister anta a vetro.
Tall-cabinet, blister-holder, with glass door.
Columna con porta blister puerta de vidrio.
Colonne porteb blister avec porte vitrée.

Porta blister con divisorio estraibile.
Blister-holder with pull-out partition.
Porta blister con partizione estraibile.
Portblister avec partition extractible.

Colonna casellario a 5 vani.
Tall-cabinet, 5 locker compartments.
Columna casillero de 5 compartimentos.
Colonne à casiers, 5 compartiments.

Colonna a giorno.
Tall-cabinet, open.
Columna abierta.
Colonne ouverte.

Colonna porta endoscopi.
Tall-cabinet, endoscopes-holder.
Columna porta endoscopios.
Colonne porte-endoscopes.

66,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



51	358100IB	51	358130IB	51	358160IB	51	-	51	358170IB	51	358120IB	51	358380IB
51	358110IB	51	358140IB	71	-	71	-	71	356170IB	71	-	71	356180IB
71	358200IB	71	356130IB										

Colonna con anta cieca.
Tall-cabinet with door.
Columna con puerta ciega.
Colonne avec porte pleine.

Colonna con anta a vetro.
Tall-cabinet with glass door.
Columna con puerta de vidrio.
Colonne avec porte vitrée.

Colonna guardaroba.
Tall-cabinet, wardrobe.
Columna de armario.
Colonne de garde-robe.

Porta blister con divisorio estraibile.
Blister-holder with pull-out partition.
Porta blister con partizione estraibile.
Portblister avec partition extractible.

Colonna casellario a 10 vani.
Tall-cabinet, 10 locker compartments.
Columna casillero de 10 compartimentos.
Colonne à casiers, 10 compartiments.

Colonna a giorno.
Tall-cabinet, open.
Columna abierta.
Colonne ouverte.

Colonna porta endoscopi.
Tall-cabinet, endoscopes-holder.
Columna porta endoscopios.
Colonne porte-endoscopes.

93 cm - larghezza - width - ancho - largeur



51	358200IB	51	358230IB	51	358260IB	51	358270IB	51	358220IB	51	-
71	356200IB	71	356230IB	71	356260IB	71	-	71	356220IB	71	356380IB

Colonna con ante cieche.
Tall-cabinet with doors.
Columna con puertas ciegas.
Colonne avec portes pleines.

Colonna con ante a vetro.
Tall-cabinet with glass doors.
Columna con puertas de vidrio.
Colonne avec portes vitrées.

Colonna per composizione ad angolo.
Tall-cabinet corner module.
Columna para composición en esquina.
Colonne pour ensemble à angle.

Colonna casellario a 15 vani.
Tall-cabinet, 15 locker compartments.
Columna casillero de 15 compartimentos.
Colonne à casiers, 15 compartiments.

Colonna a giorno.
Tall-cabinet, open.
Columna abierta.
Colonne ouverte.

Art. 301680
Mobiletto stupefacienti.
Drug safe.
Mueble pequeño para estupefacientes.
Meuble pour stupéfiants.

Armadio portamedicinali con 6 fiancate a vaschette in ABS.
Medicine cabinet in ABS.
Armario porta medicinas en ABS.
Armoire pharmacie à 6 côtés en ABS.

unika IB - H66

I pensili - Wall-hanging cabinets - Los muebles colgantes - Les meubles suspendus

51/35 cm Profondità - Depth - Profundidad - Profondeur

46,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



51 357400IB

35 357405IB

Pensile con anta cieca.

Wall cabinet with door.

Mueble colgante con puerta ciega.

Meuble suspendu avec porte pleine.



51 357430IB

35 357435IB

Pensile con anta a vetro.

Wall cabinet with glass door.

Mueble colgante con puerta ciega.

Meuble suspendu avec porte pleine.



51 357460IB

35 357465IB

Pensile a giorno.

Wall cabinet, open.

Muebles colgantes abiertos.

Meubles suspendus ouvert.



51 357403IB

35 357404IB

Pensile con anta cieca top-lift.

Wall cabinet with top-lift door.

Mueble colgante con puerta ciega top-lift.

Meuble suspendu avec porte pleine top-lift.



51 357433IB

35 357434IB

Pensile con anta a vetro top-lift.

Wall cabinet with top-lift glass door.

Mueble colgante con puerta de vidrio top-lift.

Meuble suspendu avec porte vitrée top-lift.

66,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



51 357500IB

51 357510IB

35 357505IB

Pensile con anta cieca.

Wall cabinet with door.

Mueble colgante con puerta ciega.

Meuble suspendu avec porte pleine.



51 357530IB

51 357540IB

35 357535IB

Pensile con anta a vetro.

Wall cabinet with glass door.

Mueble colgante con puerta ciega.

Meuble suspendu avec porte pleine.



51 357560IB

35 357565IB

Pensile a giorno.

Wall cabinet, open.

Muebles colgantes abiertos.

Meubles suspendus ouvert.



51 357503IB

35 357504IB

Pensile con anta cieca top-lift.

Wall cabinet with top-lift door.

Mueble colgante con puerta ciega top-lift.

Meuble suspendu avec porte pleine top-lift.



51 357533IB

35 357534IB

Pensile con anta a vetro top-lift.

Wall cabinet with top-lift glass door.

Mueble colgante con puerta de vidrio top-lift.

Meuble suspendu avec porte vitrée top-lift.

93 cm - larghezza - width - ancho - largeur



51 357600IB

35 357605IB

Pensile con ante cieche.

Wall cabinet with doors.

Mueble colgante con puertas ciegas.

Meuble suspendu avec portes pleines.



51 357630IB

35 357635IB

Pensile con ante a vetro.

Wall cabinet with glass doors.

Mueble colgante con puertas de vidrio.

Meuble suspendu avec portes vitrées.



51 357680IB

35 357685IB

Pensile con ante a vetro.

Wall cabinet with glass doors.

Mueble colgante con puertas de vidrio.

Meuble suspendu avec portes vitrées.



newgo

La logistica **si muove agile**


The logistics **with agile movement**

La logística **se mueve con agilidad**

La logistique **se déplace avec agilité**



Destinazione d'uso:
Purpose of use:
Utilización prevista:
Utilisation prévue:



IT Gli elementi **Newgo**, compatibili con i contenitori ISO, **sfruttano tutta la flessibilità di Logiko System** nel trasporto interno del materiale sanitario e nell'allestimento di postazioni operative sia fisse che temporanee. Il loro **design strutturale** consente rapidi spostamenti e manovrabilità, con massimo controllo e stabilità anche a pieno carico. Sono dotati di serie di ruote gemellate e di un solido basamento con coperture in materiale antiurto. Fianchi interni in ABS che consentono di variare cassetti e vaschette. Struttura in lamiera di acciaio verniciato.

EN The **Newgo** elements, compatible with ISO containers, **exploit all the flexibility of Logiko System** in the internal transport of sanitary materials and in setting up of both fixed and temporary operating stations. Their **structural design** allows for quick movements and manoeuvrability, with maximum control and stability even when fully loaded. They are equipped with standard twin wheels and a solid base with covers in shockproof material. Internal ABS sides allowing variation of drawers and trays. Painted sheet steel structure.

ES Los elementos **Newgo**, compatibles con los contenedores ISO, **aprovechan la flexibilidad de Logiko System** en el transporte interno del material sanitario y en la preparación de puestos operativos fijos o temporales. Su **diseño estructural** permite desplazamientos rápidos y manejabilidad, con el máximo control y estabilidad incluso a plena carga. Van equipados de serie con ruedas gemelas y una sólida base con protecciones de material antiurto. Costados internos de ABS que permiten cambiar cajones y cestas. Estructura de chapa de acero barnizado.

FR Les éléments **Newgo**, compatibles avec les récipients ISO, **exploitent toute la flexibilité du Logiko System** dans le transport interne du matériel médical et dans la mise en place de postes de travail fixes et temporaires. Leur **design structurel** permet des déplacements et des manœuvres rapides, avec un contrôle et une stabilité maximums, même à pleine charge. Ils sont équipés de roulettes doubles et d'une base solide avec des recouvrements antichocs de série. Parois intérieures en ABS permettant de varier tiroirs et bacs. Structure en tôle d'acier peint.



Colonne - Columns Columnas - Colonnes H184 cm



Art. 326600N

Dim. 78x64xh184 cm

Elemento singolo con serrandina.

Single element with roller shutter.

Elemento simple con persiana.

Élément simple avec volet roulant.

Art. 326800N

Dim. 147x64xh184 cm

Elemento doppio con 2 serrandine.

Double element with 2 roller shutters.

Elemento doble con 2 persianas.

Élément double avec 2 volets roulants.

Gli accessori interni sono acquistabili separatamente
Internal accessories can be purchased separately
Los accesorios internos pueden comprarse aparte
Les accessoires internes peuvent être achetés séparément

Gli accessori interni sono acquistabili separatamente
Internal accessories can be purchased separately
Los accesorios internos pueden comprarse aparte
Les accessoires internes peuvent être achetés séparément



Art. 326850N

Dim. 222x64xh184 cm

Elemento triplo con 3 serrandine.

Triple element with 3 roller shutters.

Elemento triple con 3 persianas.

Élément triple avec 3 volets roulants.

Colonne medie - Medium columns Columnas medianas - Colonnes de dimensions moyennes

H154 cm



Art. 326820N

Art. 326820N

Dim. 147x64xh184 cm

Elemento doppio con vano superiore a giorno con 2 ripiani regolabili in altezza e 2 serrandine.

Double element with upper open space equipped with 2 adjust shelves and 2 roller shutters.

Elemento doble con compartimento superior abierto con 2 repisas de altura regulable y 2 persianas.

Élément double avec compartiment supérieur ouvert avec 2 étagères réglables en hauteur et 2 volets roulants.



Art. 326830N

Art. 326830N

Dim. 147x64xh184 cm

Elemento doppio con vano a giorno. 4 ripiani di appoggio a tutta larghezza.

Double element with open space. 4 shelves across its whole width.

Elemento doble con compartimento abierto. 4 repisas de apoyo de todo el ancho.

Élément double avec compartiment ouvert. 4 étagères.



Art. 326570N

Art. 326570N

Dim. 78x64xh154 cm

Elemento medio singolo. Top in Corian.

Single medium element. Top in Corian.

Elemento mediano simple. Plano de Corian.

Élément de dimensions moyennes simple. Plateau en Corian.

326575N

Dim. 78x64xh154 cm

Elemento medio singolo. Piano in ABS.

Single medium element. Top in ABS.

Elemento mediano simple. Plano de ABS.

Élément de dimensions moyennes simple. Plateau en ABS.



Art. 326580N

Art. 326580N

Dim. 147x64xh164 cm

Elemento medio doppio. Top in Corian.

Double medium element. Top in Corian.

Elemento mediano doble. Plano de Corian.

Élément de dimensions moyennes double. Plateau en Corian.

Art. 326585N

Dim. 147x64xh164 cm

Elemento medio doppio. Piano in ABS.

Double medium element. Top in ABS.

Elemento mediano doble. Plano de ABS.

Élément de dimensions moyennes double. Plateau en ABS.

Gli accessori interni sono acquistabili separatamente
Internal accessories can be purchased separately
Los accesorios internos pueden comprarse aparte
Les accessoires internes peuvent être achetés séparément

Gli accessori interni sono acquistabili separatamente
Internal accessories can be purchased separately
Los accesorios internos pueden comprarse aparte
Les accessoires internes peuvent être achetés séparément

Basi - Bases - Bases - Chariots

H94 cm

Art. 326500N

Dim. 78x64xh94 cm

Elemento singolo con serrandina e piano in Corian.

Single element with roller shutter and top in Corian.

Elemento simple con persiana y superficie de Corian.

Élément simple avec volet roulant et plateau en Corian.



Art. 326500N

Art. 326505N

Dim. 78x64xh94 cm

Elemento singolo con serrandina e piano in ABS.

Single element with roller shutter and top in ABS.

Elemento simple con persiana y superficie de ABS.

Élément simple avec volet roulant et plateau en ABS.

Art. 326520N

Dim. 147x64xh94 cm

Elemento doppio con 2 serrandine e piano in Corian.

Double element with 2 roller shutters and top in Corian.

Elemento doble con 2 persianas y superficie de Corian.

Chariot double avec 2 volets roulants et plateau en Corian.



Art. 326520N

Art. 326525N

Dim. 147x64xh94 cm

Elemento doppio con 2 serrandine e piano in ABS.

Double element with 2 roller shutters and top in ABS.

Elemento doble con 2 persianas y superficie de ABS.

Chariot double avec 2 volets roulants et plateau en ABS.

Art. 326540N

Dim. 222x64xh94 cm

Elemento triplo con 3 serrandine e piano in Corian. 5 ruote gemellate.

Triple element with 3 roller shutters and top in Corian. 5 twin wheels.

Elemento triple con 3 persianas y superficie de Corian. 5 ruedas dobles.

Chariot triple avec 3 volets roulants et plateau en Corian. 5 roues à double galets.



Art. 326540N

Art. 326560N

Dim. 147x64xh94 cm

Elemento doppio a giorno con piano in Corian.

Double element with open space and top in Corian.

Elemento doble abierto con superficie de Corian.

Chariot double ouvert avec plateau en Corian.



Art. 326560N

Gli accessori interni sono acquistabili separatamente
Internal accessories can be purchased separately
Los accesorios internos pueden comprarse aparte
Les accessoires internes peuvent être achetés séparément

Sottopiano - Under top Bajo plano - Sous plan de travail

H87,5 cm

Art. 326510N

Dim. 77x59xh87,5 cm

Elemento singolo con piano in Corian.

Single element with top in Corian.

Elemento simple con superficie de Corian.

Chariot simple avec plateau en Corian.



Art. 326510N

Art. 326515N

Dim. 77x59xh87,5 cm

Elemento singolo con piano in ABS.

Single element with top in ABS.

Elemento simple con superficie de ABS.

Chariot simple avec plateau en ABS.

Art. 326530N

Dim. 145x59xh87,5 cm

Elemento doppio con 2 serrandine e piano in Corian.

Double element with 2 roller shutters and top in Corian.

Elemento doble con 2 persianas y superficie de Corian.

Chariot double avec 2 volets roulants et plateau en Corian.

Art. 326535N

Dim. 145x59xh87,5 cm

Elemento doppio con 2 serrandine e piano in ABS.

Double element with 2 roller shutters and top in ABS.

Elemento doble con 2 persianas y superficie de ABS.

Chariot double avec 2 volets roulants et plateau en ABS.



Art. 326530N

Art. 326550N

Dim. 221x59xh87,5 cm

Elemento triplo sottopiano in Corian con 3 serrandine.

Triple element, under top in Corian, with 3 roller shutters.

Elemento triple bajo plano en Corian con 3 persianas.

Chariot triple sous plan de travail en Corian avec 3 volets roulants.



Art. 326550N

Gli accessori interni sono acquistabili separatamente
Internal accessories can be purchased separately
Los accesorios internos pueden comprarse aparte
Les accessoires internes peuvent être achetés séparément

Basi affiancabili - Juxtaposable bases Bases acoplables - Chariots accouplables H92 cm

IT Da 7 a 21 moduli disponibili per inserimento cassette e vaschette ISO.

EN From 7 to 21 modules available for insertion of ISO drawers and trays.

ES Da 7 a 21 moduli disponibili per inserimento cassette e vaschette ISO.

FR De 7 à 21 modules disponibles pour l'insertion de tiroirs et de plateaux ISO.

Art. 326501N

Dim. 73x56xh92 cm

Elemento di trasporto affiancabile singolo con serranda su ruote e piano in Corian.

Transport element on wheels, juxtaposable, single, with roller shutter and top in Corian.

Elemento de transporte acoplable simple sobre ruedas con persiana y superficie de Corian.

Chariot simple accouplable avec volet roulant sur roues et plateau en Corian.

Art. 326521N

Dim. 141x56xh92 cm

Elemento di trasporto affiancabile doppio con serranda su ruote e piano in Corian.

Transport element on wheels, juxtaposable, double, with roller shutter and top in Corian.

Elemento de transporte acoplable doble sobre ruedas con persiana y superficie de Corian.

Chariot double accouplable avec volet roulant sur roues et plateau en Corian.

Art. 326541N

Dim. 217x56xh92 cm

Elemento di trasporto affiancabile triplo con serranda su ruote e piano in Corian.

Transport element on wheels, juxtaposable, triple, with roller shutter and top in Corian.

Elemento de transporte acoplable triple sobre ruedas con persiana y superficie de Corian.

Chariot triple accouplable avec volet roulant sur roues et plateau en Corian.



Art. 326501N

Art. 326521N



Art. 326541N

Gli accessori interni sono acquistabili separatamente
Internal accessories can be purchased separately
Los accesorios internos pueden comprarse aparte
Les accessoires internes peuvent être achetés séparément



Lavelli sospesi a muro - Wall-hanging sinks Fregaderos suspendidos a la pared Lavabos suspendus au mur

IT Lavelli sospesi in Corian, completi di miscelatore, gruppo di scarico e carter metallico asportabile frontale.

EN Hanging sinks in Corian, complete with mixer, plumbing and removable metal cover front.

ES Fregaderos suspendidos de Corian con grifo mezclador, grupo de desagote y cárter metálico extraíble frontal.

FR Lavabos suspendus en Corian, munis de mitigeur, groupe de vidange et carter métallique frontal amovible.



Art. MB57061



Art. MB57060

46,5x60 cm
Vasca - Basin
Vasca - Baignoire
25,5x40xh11 cm



Art. MB57061

66,6x60 cm
Vasca - Basin
Vasca - Baignoire
40x40xh21 cm



Art. MB57063

93x60 cm
Vasca - Basin
Vasca - Baignoire
40x40xh21 cm



Art. MB57065

93x60 cm
Vasca - Basin
Vasca - Baignoire
70x40xh18 cm



Art. MB57066

93x60 cm
Vasca - Basin
Vasca - Baignoire
73,5x42xh23 cm



Art. MB57068

Lavello infanzia sospeso in Corian con fasciatoio 163x60xh92/114 cm
Hanging child's sink in Corian with baby-changing 163x60xh92/114 cm
Fregadero suspendido para niños de Corian con cambiador 163x60xh92/114 cm
Lavabo suspendu en Corian pour enfants avec table à langer 163x60xh92/114 cm

Dimensioni interne lavandino - Interior sink dimensions
Dimensiones interiores del lavabo - Dimensions de l'évier intérieur
68x42,5x17,5 cm

Larghezza materassino fasciatoio - Baby-changing mat width
Anchura del cambiador - Largeur du matelas à langer
66,5 cm

Gli accessori interni sono acquistabili separatamente
Internal accessories can be purchased separately
Los accesorios internos pueden comprarse aparte
Les accessoires internes peuvent être achetés séparément

Colonna portaendoscopi
Endoscope storage column
Columna porta endoscopios
Colonne porte-endoscopes
H207 cm

Art. 328700N

Dim. 83x64xh207 cm

La serrandina in materiale plastico è facilmente asportabile e dotata di serratura con chiave. Attrezzata internamente di 6 supporti per portaendoscopi e un cassetto h 7 cm alla base.

The plastic roller shutter is easily removable and has a lock and key. Internally fitted with 6 supports for endoscope holders and a h 7 cm drawer at the base.

La persiana de material plástico es de fácil extracción dotada de cerradura con llave. Equipada internamente con 6 soportes para porta endoscopios y un cajón h 7 cm en la base.

Le volet roulant en matière plastique peut être facilement amovible et il est pourvu d'une serrure avec clé.

Équipé à l'intérieur de 6 supports pour porte-endoscopes et d'un tiroir h 7 cm à la base.



Carrello porta container con ante in acciaio inox
Container trolley with stainless steel doors
Carrito portacontenedores con puertas de acero inoxidable
Chariot porte-récipients avec portes en acier inoxydable
H180 cm

Art. 326835

Dim. 108x84xh180 cm

Elemento di trasporto con 2 vani interni, ante in acciaio inox e fiancate interne in ABS. Ante provviste di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica e cerniere che permettono un'apertura di 220°. Entrambi i fianchi laterali sono provvisti di coppia di maniglioni di spinta verticali.

Transport element with 2 internal compartments, stainless steel doors and ABS internal sides. Doors with lock and anti-shock key and with hinges allowing a 220° opening angle. Both lateral sides are equipped with a pair of vertical push handles.

Elemento de transporte con 2 compartimentos internos, puerta de acero inoxidable y costados de ABS internos. Puertas con cerradura con llave plegable anti-accidente y bisagras que permiten una abertura de 220°. Ambos costados laterales están provistos de par de manijas de empuje vertical.

Élément de transport avec 2 espaces intérieurs, portes en acier inox et flancs en ABS internes. Portes munies de serrure avec clé pliable contre les accidents et des charnières qui permettent une ouverture de 220°.

Les deux flancs latéraux sont pourvus d'une paire de grosses poignées de poussée verticales.



● Profili laterali di serie colore grigio
Standard side profiles in colour grey
Perfiles laterales de color gris
Profils latéraux standard couleur gris

**Art. 328835**

Elemento di trasporto con 2 vani interni, ante in acciaio inox e fiancate interne in ABS. Complete di 6 ripiani in acciaio inox e 4 vaschette ISO (2 60x40x10 cm e 2 60x40x20 cm). Dim. 108x84xh180 cm.

Transport element with 2 internal compartments, stainless steel doors and ABS internal sides, complete with 6 stainless steel shelves and 4 ISO containers (2 60x40x10 cm and 2 60x40x20 cm). Dim. 108x84xh180 cm.

Elemento de transporte con 2 compartimientos internos, puerta de acero inoxidable y costados de ABS internos con 6 estantes de acero inoxidable y 4 contenedores ISO (2 60x40x10 cm y 2 60x40x20 cm). Medidas 108x84xh180 cm.

Élément de transport avec 2 espaces intérieurs, portes en acier inox et flancs en ABS internes munis de 6 rayons en acier inox et 4 cuvettes ISO (2 60x40x10 cm et 2 60x40x20 cm). Dim. 108x84xh180 cm.

Art. 328836

Elemento di trasporto con 2 vani interni, ante in acciaio inox e fiancate interne in ABS. Complete di 8 ripiani in acciaio inox. Dim. 108x84xh180 cm.

Transport element with 2 internal compartments, stainless steel doors and ABS internal sides, complete with 8 stainless steel shelves. Dim. 108x84xh180 cm.

Elemento de transporte con 2 compartimientos internos, puerta de acero inoxidable y costados de ABS internos con 8 estantes de acero inoxidable. Medidas 108x84xh180 cm.

Élément de transport avec 2 espaces intérieurs, portes en acier inox et flancs en ABS internes munis de 8 rayons en acier inox. Dim. 108x84xh180 cm.



Profili laterali di serie colore grigio
Standard side profiles in colour grey
Perfiles laterales de color gris
Profils latéraux standard couleur gris

**Art. 328837**

Elemento di trasporto con 2 vani interni, ante in acciaio inox e fiancate interne in ABS. Complete di 8 ripiani inox su guide ad estrazione totale. Dim. 108x84xh180 cm.

Transport element with 2 internal compartments, stainless steel doors and ABS internal sides, complete with 8 stainless steel shelves on total extraction guides. Dim. 108x84xh180 cm.

Elemento de transporte con 2 compartimientos internos, puerta de acero inoxidable y costados de ABS internos, con 8 estantes de acero inoxidable con guías de extracción total. Medidas 108x84xh180 cm.

Élément de transport avec 2 espaces intérieurs, portes en acier inox et flancs en ABS internes, munis de 8 rayons inox sur guides à extraction totale. Dim. 108x84xh180 cm.

Profili laterali di serie colore grigio
Standard side profiles in colour grey
Perfiles laterales de color gris
Profils latéraux standard couleur gris

Distribuzione Terapia

Medicine Distribution

Distribución Medicamentos

Distribution Medicaments

Art. 326502N

IT Elemento di trasporto con: 6 vassoi a 5 scomparti; 30 contenitori con 3 divisori cadauno completi di etichette; un cassetto ISO h 7 cm con porta etichette. Dim. 77x59xh87,5 cm.

EN Transport element with: 6 trays with 5 compartments; 30 medication bins each one with 3 dividers with label; a ISO drawer h 7 cm with label holder. Dim. 77x59xh87,5 cm.

ES Elemento de transporte de: 6 bandejas de 5 huecos; 30 pastilleros de 3 divisorios cada uno completo de porta-etiquetas; un cajón ISO h 7 cm con porta-etiqueta. Dim. 77x59xh87,5 cm.

FR Élément de transport avec: 6 plateaux avec 5 compartiments; 30 bacs piluliers, chacun avec 3 séparateurs avec étiquette; un tiroir ISO h 7 cm avec porte-étiquette. Dim. 77x59xh87,5 cm.



Art. 326502N



Art. 303900

Vassoi supporto contenitori monodose a 5 vani (5 contenitori piccoli, 3 contenitori piccoli + 1 grande, 1 contenitore piccolo + 2 grandi).

Tray for medication bins with 5 compartments (5 small bins, 3 small bins + 1 large bin, 1 small bin + 2 large bins).

Bandeja para pastilleros de 5 huecos (5 pastilleros pequeños, 3 pastilleros pequeños + 1 grande, 1 pastillero pequeño + 2 pastilleros pequeños).

Plateau pour bacs piluliers avec 5 compartiments (5 bacs simples, 3 bacs piluliers simples + 1 double bac, 1 bac simple + 2 bacs double).



Standard

Accessori - Accessories - Accesorios - Accessoires



Art. 3299965

Kit 35 serie di etichette per contenitore monodose piccolo. Comprende 35 etichette frontali + 140 etichette per divisori.

Kit of 35 label sets for small medication bins. That is: 35 front labels + 140 divider labels.

Kit de 35 series de etiquetas para pastilleros pequeños. Incluye 35 etiquetas para frontales + 140 etiquetas para divisorios.

Jeu de 35 étiquettes pour bac pilulier simple : le jeu inclut 35 étiquettes frontales + 140 étiquettes de séparation.

Art. 3299970

Kit 15 serie di etichette per contenitore monodose grande. Comprende 15 etichette frontali + 60 etichette per divisori.

Kit of 15 label sets for large medication bins. That is: 15 front labels + 60 divider labels.

Kit de 15 series de etiquetas para pastilleros grandes. Incluye 15 etiquetas para frontales + 60 etiquetas para divisorio.


Jeu de 15 étiquettes pour bac pilulier double : le jeu inclut 15 étiquettes frontales + 60 étiquettes de séparation.

Art. 3299955

Kit di 3 divisori aggiuntivi
Kit of 3 additional dividers
Kit de 3 separadores suplementarios
Kit de 3 séparateurs supplémentaires

Art. 3299957

Kit di 3 divisori aggiuntivi
Kit of 3 additional dividers
Kit de 3 separadores suplementarios
Kit de 3 séparateurs supplémentaires



Art. 3299954

Art. 3299956

Contenitori monodose (piccoli e grandi) con 3 divisori interni amovibili e riposizionabili completi di coperchio trasparente scorrevole che garantisce l'integrità del contenuto.

Pastilleros (pequeños y grandes) con 3 divisorios internos amovibles y reposicionables completos de cobertura deslizante y transparente que garantiza la integridad del contenido.

Medication bins (small and large) with 3 removable and repositionable dividers complete with transparent sliding lid for content preservation.

Bacs piluliers (simple et double) avec étiquettes et 3 séparateurs faciles à repositionner, couvercle matière plastique transparente qui garantit l'intégrité du contenu.

Tavoli procedura **polivalenti**
 Multipurpose **procedure tables**
 Mesas de procedimiento **multifunción**
 Tables de travail **polyvalentes**

H95 cm

Top con cassettiera e struttura in acciaio inox
 Table with drawer unit, stainless steel structure
 Mesa con cajonera y estructura de acero inoxidable
 Plan avec tiroirs et structure en acier inox

Art. 328800

Dim. 77x61xh95 cm

Top con 1 modulo cassettiera.

Table with 1 drawer unit.

Mesa con 1 módulo cajonera.

Plan avec 1 module à tiroirs.

Art. 328820

Dim. 144x61xh95 cm

Art. 328900

Dim. 164x61xh95 cm

Art. 328920

Dim. 210x61xh95 cm

Top con 2 moduli cassettiera.

Table with 2 drawer unit.

Mesa con 2 módulo cajonera.

Plan avec 2 modules à tiroirs.

Art. 328840

Dim. 144x61xh95 cm

Art. 328940

Dim. 210x61xh95 cm

Art. 328860

Dim. 144x61xh165 cm
 (con struttura superiore
 with upper accessory-holder structure
 con estructura superior
 avec structure supérieure)

Art. 328880

Dim. 144x61xh157 cm
 (con struttura superiore
 with upper accessory-holder structure
 con estructura superior
 avec structure supérieure)

Disponibile anche con piano in laminato.
 Available also with laminate top.
 También disponible con encimera laminada.
 Également disponible avec un plateau en stratifié.



Art. 328800



Art. 328840



Art. 328860



Art. 328880



Art. 328820



Art. 328900



Art. 328920



Art. 328940



Tavoli procedura **polivalenti**
 Multipurpose **procedure tables**
 Mesas de procedimiento **multifunción**
 Tables de travail **polyvalentes**

H95 cm

Top con struttura in acciaio inox
 Table with stainless steel structure
 Mesa con estructura de acero inoxidable
 Plan avec structure en acier inox

Art. 326900

Dim. 77x61xh95 cm

Art. 326920

Dim. 114x61xh95 cm

Art. 326940

Dim. 144x61xh95 cm

Art. 326960

Dim. 164x61xh95 cm

Art. 326980

Dim. 210x61xh95 cm



Art. 326900



Art. 326920



Art. 326940



Art. 326960



Art. 326980



uniko

Il carrello per Logiko System

The trolley for Logiko System

El carro para Logiko System

Le chariot pour Logiko System



Destinazione d'uso:
Purpose of use:
Utilización prevista:
Utilisation prévue:



IT Uniko è l'elemento più dinamico, il punto di arrivo della logistica Logiko System: **un carrello reparto pienamente personalizzabile, compatibile con i contenitori ISO, che porta materiali e presidi fino al punto di utilizzo presso il paziente.** Disponibile, come gli altri elementi, in diversi colori per riconoscere a colpo d'occhio il contenuto.

EN Uniko is the most dynamic element, the key point of Logiko System logistics: **a fully customizable ward trolley, compatible with ISO containers, which carries materials and aids up to the point of use near the patient.** Available, like the other elements, in different colours to recognize the contents at a glance.

ES Uniko es el elemento más dinámico, el hito de la logística Logiko System: **un carro médico totalmente personalizable, compatible con los contenedores ISO, que traslada materiales y dispositivos médicos hasta el lugar de uso donde se encuentra el paciente.** Disponible, al igual que el resto de elementos, en diferentes colores, para reconocer a simple vista el contenido.

FR Uniko est l'élément le plus dynamique, le point final de la logistique Logiko System : **un chariot de service entièrement personnalisable, compatible avec les récipients ISO, qui permet d'apporter les matériels et l'assistance nécessaire au point d'utilisation auprès du patient.** Disponibles, comme les autres éléments, en différentes couleurs pour reconnaître le contenu d'un coup d'œil.

IT Uniko può essere personalizzato in diverse configurazioni.

EN Uniko can be customized in different configurations.

ES Uniko se puede personalizar en diferentes configuraciones.

FR Le Uniko peut être personnalisé dans différentes configurations.

Caratteristiche generali - General characteristics

Características técnicas generales - Caractéristiques générales



Kit sigilli - Kit of seals
Kit precinto - Jeu de scellés

Rosso Aragosta (RO)

Lavanda (LA)

Blu elettrico (BL)

Magnolia (MA)

Colori - Colours - Colores - Couleurs

I colori sono disponibili per ogni altezza di cassetto h 7 cm e h 14,5 cm.

The colours are available for each drawer height h 7 cm and h 14,5 cm.

Los colores se encuentran disponibles para cualquier altura de cajón h 7 cm y h 14,5 cm.

Les couleurs sont disponibles pour chaque hauteur de tiroir h 7 cm et h 14,5 cm.



uniko

Il carrello reparto **pienamente personalizzabile**

A **fully customizable** ward trolley

Un carro médico **totalmente personalizable**

Un chariot de service **entièrement personnalisable**



Art. 326040M

Base carrello **uniko** a 9 guide.
uniko base trolley with 9 guides.
Base carro **uniko** de 9 guías.
Base chariot **uniko** à 9 paires de rails.



Art. 326080M

Base carrello **uniko** a 5 guide parte inferiore + vano a giorno.
uniko base trolley with 5 guides in lower part + open compartment.
Base carro **uniko** de 5 guías parte inferior + compartimento abierto.
Base chariot **uniko** à 5 paires de rails partie inférieure + compartiment ouvert.



Art. 326060M

Base carrello **uniko** a 5 guide predisposto per cassetto h30 cm.
Uniko base trolley with 5 guides designed for h30 cm drawer.
Base carro **uniko** de 5 guías cajón h30 cm.
Base chariot à 5 paires de rails préparés pour tiroir h30 cm.

IT I carrelli **Uniko** offrono innumerevoli configurazioni e sono costruiti per essere leggeri e maneggevoli.

EN **Uniko** trolleys offer countless configurations and are built to be light and easy to handle.

ES Los carros **Uniko** ofrecen infinitas configuraciones y han sido fabricados para ser ligeros y manejables.

FR Les chariots **Uniko** offrent d'innombrables configurations et sont construits pour être légers et maniables.

COMPACT



Art. 326040MC

Base carrello **uniko**, a 9 guide e 2 barre porta accessori su entrambi i lati.
uniko trolley base, with 9 guides and 2 accessory holder bars on both sides.
Base del carro **uniko**, con 9 guías y 2 barras portaaccessorios a ambos lados.
Base chariot **uniko**, à 9 rails et 2 barres porte-accessoires des deux côtés.



Art. 326080MC

Base carrello **uniko** a 5 guide parte inferiore + vano a giorno e 2 barre porta accessori su entrambi i lati.
uniko trolley base, with 5 guides, open compartment and 2 accessory holder bars on both sides.
Base del carro **uniko**, con 5 guías, compartimento abierto y 2 barras portaaccessorios a ambos lados.
Base chariot **uniko** à 5 paires de rails partie inférieure + compartiment ouvert et 2 barres porte-accessoires des deux côtés.



Art. 326060MC

Base carrello **uniko** a 5 guide predisposto per cassetto h30 cm e 2 barre porta accessori su entrambi i lati.
Uniko base trolley with 5 guides designed for h30 cm drawer and 2 accessory holder bars on both sides.
Base carro **uniko** de 5 guías cajón h30 cm y 2 barras portaaccessorios a ambos lados.
Base chariot à 5 paires de rails préparés pour tiroir h30 cm et 2 barres porte-accessoires des deux côtés.

Uniko si adatta a tutte le funzionalità di reparto

Uniko adapts to all ward operations

Uniko se adapta a todas las funciones del área

Uniko s'adapte à toutes les fonctions du service



Emergenza - Emergency

Emergencia - Urgence



Art. 328040M

104x70,5xh144,5/174,5 cm

Art. 328040MC

93,5x70,5xh144,5/174,5 cm

IT Piano di lavoro h101 cm

EN Worktop h101 cm

ES Superficie de trabajo de h101 cm **FR** Plan de travail h101 cm

Medicazione - Medication
Medicación - Soins



Art. 328019M

Art. 328019M
110x62,5xh172 cm

Art. 328019MC
99,5x62,5xh172 cm

IT Piano di lavoro h101 cm

EN Worktop h101 cm

ES Superficie de trabajo de h101 cm **FR** Plan de travail h101 cm

Anestesia - Anaesthesia
Anestesia - Anesthésie



Art. 328059MC

Art. 328059M
96x62,5xh164 cm

Art. 328059MC
85,5x62,5xh164 cm

IT Piano di lavoro h101 cm

EN Worktop h101 cm

ES Superficie de trabajo de h101 cm **FR** Plan de travail h101 cm

linkar

Il carrello da reparto **alleato del personale**

The ward trolley **as the staff's ally**

El carro médico: **el aliado del personal**

Le chariot de service **allié du personnel**


IT Fra i più apprezzati prodotti Malvestio, il **carrello Linkar** è stato **sviluppato per la massima stabilità in ogni condizione d'uso e un'ottima manovrabilità anche a pieno carico**. Sintesi leggera e robusta di materiali plastici e acciaio, Linkar si muove rapido e silenzioso in corsia. Il suo **design è sempre funzionale**: ogni elemento si estrae con facilità per le operazioni di manutenzione e pulizia. **L'intelligente combinazione di piani di lavoro**, maniglioni di spinta e impugnature aiuta la postura del personale con benefici sull'affaticamento e lo stress. Le sue linee morbide, gli spigoli arrotondati e l'ampia scelta di colori lo armonizzano agli ambienti e migliorano l'esperienza dei pazienti e degli operatori.

EN Among the most popular Malvestio products, the **Linkar trolley** was developed for **maximum stability under all conditions of use and excellent manoeuvrability even when fully loaded**. A light and sturdy merging of plastic and steel materials, Linkar moves quickly and silently in wards. Its **design is always functional**: each element can be easily removed for maintenance and cleaning. **The intelligent combination of work surfaces**, push handles and grips helps staffs' posture with benefits for fatigue and stress. Its soft lines, softened edges and wide choice of colours create harmonious environments and improve the experience of patients and operators.

ES Entre los productos Malvestio más apreciados, el **carro Linkar** ha sido **desarrollado para ofrecer la máxima estabilidad en cualquier situación y una óptima manejabilidad a carga completa**. Síntesis ligera y robusta de materiales plásticos y acero, Linkar se mueve rápido y silencioso por los pasillos. Su **diseño siempre es funcional**: cada elemento se extrae con facilidad para las operaciones de mantenimiento y limpieza. **La inteligente combinación de superficies de trabajo**, manijas de empuje y empuñaduras protege la postura del personal, con los beneficios que esto comporta en términos de fatiga y estrés. Sus líneas suaves, los cantos redondeados y la amplia selección de colores hacen que armonice los con los espacios y mejoran la experiencia de pacientes y sanitarios.

FR Voici l'un des produits les plus populaires de Malvestio, le **chariot Linkar** a été **conçu pour offrir une stabilité maximale dans toutes les conditions d'utilisation et une excellente manœuvrabilité, même lorsqu'il est entièrement chargé**. Synthèse légère et robuste de matériaux plastiques et en acier, Linkar se déplace rapidement et silencieusement dans les couloirs. Sa **conception est toujours fonctionnelle** : chaque élément est facilement démontable pour l'entretien et le nettoyage. **La combinaison astucieuse des plans de travail**, des poignées de poussée et des prises favorise la posture du personnel, ce qui a des effets bénéfiques sur la fatigue et le stress. Ses lignes douces, ses bords adoucis et son large choix de couleurs l'harmonisent avec les environnements et améliorent l'expérience des patients et des opérateurs.

Destinazione d'uso:
Purpose of use:
Utilización prevista:
Utilisation prévue:



Caratteristiche generali - General characteristics

Características técnicas generales - Caractéristiques générales



↑
h 101 cm

al piano lavoro
from floor to top
a la superficie de trabajo
au plan de travail



Chiusura centralizzata.
Central lock.
Cierre centralizado.
Fermeture centralisée.



Barre portaccessori.
Accessory holder bars.
Barras portaaccessorios.
Barres porte-accessoires.



Pianetto portadefibrillatore rotante.
Revolving defibrillator holder tray.
Tablero rotativo porta desfibrilador.
Plan de support défibrillateur pivotant.



Piano estraibile.
Pull-out worktop.
Superficie estraibile.
Plan extractible.

Cassetti reclinabili.
Flap-down drawers.
Tiroirs inclinables.
Cajones reclinables.



linkar

Il carrello reparto **pienamente personalizzabile**

A **fully customizable** ward trolley

Un carro médico **totalmente personalizable**

Un chariot de service **entièrement personnalisable**



45

Art. 32945

Base carrello **Linkar** a 9 guide per cassetti da 45 cm.

Linkar base trolley with 9 guides, 45 cm drawers.

Base carro **Linkar** con 9 guías para cajones de 45 cm.

Base chariot **Linkar** à 9 paires de rails pour tiroirs de 45 cm.



60

Art.32960

Base carrello **Linkar** a 9 guide per cassetti da 60 cm.

Linkar base trolley with 9 guides, 60 cm drawers.

Base carro **Linkar** con 9 guías para cajones de 60 cm.

Base chariot **Linkar** à 9 paires de rails pour tiroirs de 60 cm.



90

Art. 32990

Base carrello **Linkar** a 9+9 guide per cassetti da 45+45 cm e 2 barre porta accessori su entrambi i lati.

Linkar base trolley with 9+9 guides, 45+45 cm drawers and 2 accessory holder bars on both sides.

Base carro **Linkar** con 9+9 guías para cajones de 45+45 cm y 2 barras portaaccessorios a ambos lados.

Base chariot **Linkar**, à 9+9 paires de rails pour tiroirs de 45+45 cm et 2 barres porte-accessoires des deux côtés.



45C

Art. 32945C

Base carrello **Linkar** a 9 guide per cassetti da 45 cm e 2 barre porta accessori su entrambi i lati.

Linkar trolley base with 9 guides, 45 cm drawers, and 2 accessory holder bars on both sides.

Base del carro **Linkar** con 9 guías para cajones de 45 cm y 2 barras portaaccessorios a ambos lados.

Base chariot **Linkar** à 9 paires de rails et 2 barres porte-accessoires des deux côtés.



60C

Art. 32960C

Base carrello **Linkar** a 9 guide per cassetti da 60 cm e 2 barre porta accessori su entrambi i lati.

Linkar trolley base with 9 guides, 60 cm drawers, and 2 accessory holder bars on both sides.

Base del carro **Linkar** con 9 guías para cajones de 60 cm y 2 barras portaaccessorios a ambos lados.

Base chariot **Linkar** à 9 paires de rails pour tiroirs de 60 cm et 2 barres porte-accessoires des deux côtés.

IT Linkar è uno **strumento flessibile**, in cui le dimensioni, i colori dei cassetti e i molti accessori permettono qualsiasi configurazione.

EN Linkar is a **flexible tool**, in which the dimensions, colours of the drawers and the many accessories allow for any configuration.

ES Linkar es un **instrumento flexible**, en el que las dimensiones, los colores de los cajones y muchos accesorios permiten cualquier configuración.

FR Linkar est un **outil flexible**, dont les dimensions, les couleurs des tiroirs et les nombreux accessoires permettent toutes les configurations.

COMPACT

Linkar si adatta a tutte le funzionalità di reparto
 Linkar adapts to all ward operations
 Linkar se adapta a todas las funciones del área
 Linkar s'adapte à toutes les fonctions du service



Emergenza - Emergency
 Emergencia - Urgence



BACK

FRONT

Art. 329501

45

Art. 329501

76,5x70,5xh144,5/174,5 cm

45C

Art. 329501_C

64x70xh144,5/174,5 cm

60

Art. 329504

91x70,5xh144,5/174,5 cm

60C

Art. 329504_C

80,5x70x144,5/174,5 cm

IT Piano di lavoro h101 cm

EN Worktop h101 cm

ES Superficie de trabajo de h101 cm

FR Plateau de travail h101 cm

Medicazione - Medication
Medicación - Soins



Art. 329519

45

Art. 329516
76,5x62,5xh172 cm

45C

Art. 329516-C
64x62xh172 cm

60

Art. 329519
91x62,5xh172 cm

IT Piano di lavoro h101 cm

EN Worktop h101 cm

ES Superficie de trabajo de h101 cm FR Plateau de travail h101 cm

Anestesia/Rianimazione - Anesthesia/Intensive care
Anestesia/Reanimación - Anesthésie/Réanimation



Art. 329531

60

Art. 329531
91x62,5xh164 cm

IT Piano di lavoro h101 cm

EN Worktop h101 cm

ES Superficie de trabajo de h101 cm FR Plateau de travail h101 cm

Accessori Accessories Accesorios Accessoires



IT Ogni aggiunta di accessori ai carrelli preconfigurati è soggetta a verifica di compatibilità da parte dell'ufficio tecnico.

EN Every addition of accessories to the pre-configured trolleys is subject to verification of compatibility by our technical department.

ES Cada accesorio agregado a los carros pre-configurados queda sujeto a verificación de compatibilidad por parte de la oficina técnica.

FR Tout ajout d'accessoires aux chariots préconfigurés est sujet à vérification de compatibilité de la part du service technique.

TIPOLOGIA - TYPOLOGY TIPOLOGÍA - TYPOLOGIE	PRODOTTO - PRODUCT PRODUCTO - PRODUIT	CODICE - CODE CÓDIGO - ACODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION	LINKAR	UNIKO	NEWGO	UNIKA
CASSETTI DRAWER CAJONES TIROIRS	Cassetto in lamiera Steel sheet drawer Cajón de chapa Tiroir en tôle	3299940	45 x h7,5 cm	✓			
		3299941	45 x h15 cm	✓			
		3299942	45 x h22,5 cm	✓			
		3299943	60 x h7,5 cm	✓			
		3299944	60 x h15 cm	✓			
		3299945	60 x h22,5 cm	✓			
	Kit divisori cassetti metallici Steel drawer divider kit Kit separadores de cajones metálicos Kit de séparateurs de tiroirs métalliques	3299915_45	45 x h7,5 cm	✓			
		3299916_45	45 x h15 cm	✓			
		3299917_45	45 x h22,5 cm	✓			
		3299915_60	60 x h7,5 cm	✓			
		3299916_60	60 x h15 cm	✓			
		3299917_60	60 x h22,5 cm	✓			
	Kit etichette Kit labels Kit etiquetas Kit étiquettes	3299924_45	per cassetto 45 cm for drawer 45 cm para cajón 45 cm pour tiroir 45 cm	✓			
		3299924_60	per cassetto 60 cm for drawer 60 cm para cajón 60 cm pour tiroir 60 cm	✓	✓	✓	✓
		3299334_60	kit etichette colorate sistema Broselow 60 cm kit coloured labels Broselow system 60 cm kit etiquetas coloreadas sistema Broselow 60 cm jeu étiquettes colorées système Broselow 60 cm	✓	✓	✓	
	Vassoio porta flaconi per cassetto Bottle holder plate for drawer Bandeja portabotellas para cajón Plateau à bouteilles pour tiroir	3299918	45 cm 12 fori d.8 cm 45 cm 12 holes d.8 cm 45 cm 12 agujeros d.8 cm 45 cm 12 trous d.8 cm	✓			
		3299919	60 cm 16 fori d.8 cm 60 cm 16 holes d.8 cm 60 cm 16 agujeros d.8 cm 60 cm 16 trous d.8 cm	✓			
	Cassetto ISO ISO drawer Cajón ISO Tiroir ISO	303902	h7 cm		✓	✓	✓
303904		h14,5 cm		✓	✓	✓	
303903		cassetto portastupefacenti h7 cm drawer for drugs h7 cm cajón porta estupefacentes h7 cm coffre à toxique h7 cm		✓	✓	✓	
303905		cassetto portastupefacenti h14,5 cm drawer for drugs h14,5 cm cajón porta estupefacentes h14,5 cm coffre à toxique h14,5 cm		✓	✓	✓	
AB00240		h30 cm		✓			
AB00241		cassetto portacartelle h30 cm medical record drawer h30 cm cajón portacarpetas h30 cm tiroir à dossiers h30 cm		✓			
Kit divisori cassetto ISO Kit comb-like dividers ISO drawer Kit divisorios cajón ISO Kit séparations tiroir ISO	303912	h7 cm		✓	✓	✓	
	303914	h14,5 cm		✓	✓	✓	
	303917	h30 cm		✓			
303365	modulo portalastre amovibile removable X-ray chart holder módulo porta placas separables module porte-dossiers radiologie amovible		✓	✓	✓		




✓ Compatibile - Compatible - Compatible - Compatible

TIPOLOGIA - TYPOLOGY TIPOLOGÍA - TYPOLOGIE	PRODOTTO - PRODUCT PRODUCTO - PRODUIT	CODICE - CODE CÓDIGO - ACODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION	LINKAR	UNIKO	NEWGO	UNIKA	
VASCLETTE TRAY CESTAS BAC	ISO vaschetta forata ISO perforated tray ISO recipiente perforado ISO bac perforé	301902	60 x 40 x h5 cm		✓	✓	✓	
		301904	60 x 40 x h10 cm		✓	✓	✓	
		301906	60 x 40 x h20 cm		✓	✓	✓	
		Kit divisori per vaschetta ISO Kit of dividers for ISO tray Kit divisorios para recipiente ISO Jeu séparations pour bac ISO	301912	h5 cm		✓	✓	✓
		301914	h10 cm		✓	✓	✓	
		301916	h20 cm		✓	✓	✓	
	301910	porta etichetta in ABS - label holder in ABS porta etiquetas en ABS - porte-étiquette en ABS			✓	✓	✓	
	301950	kit guide estrazione totale e vaschetta h20 cm kit of guides, total extraction and tray h20 cm kit guías de extracción total y cesta h20 cm kit glissières extraction totale et bac h20 cm				✓	✓	
	301960	kit guide estrazione totale e vaschetta h10 cm kit of guides, total extraction and tray h10 cm kit guías de extracción total y cesta h10 cm kit glissières extraction totale et bac h10 cm				✓	✓	
	RIPIANI SHELF REPISA ÉTAGÈREW	ripiano in multistrato bilaminato per fianchi in ABS bilaminate plywood shelf for ABS side panels repisa de contrachapado bilaminado para paneles laterales de ABS plateau en contreplaqué bilaminé pour panneaux latéraux en ABS	301908L	ripiano in multistrato bilaminato per fianchi in ABS bilaminate plywood shelf for ABS side panels repisa de contrachapado bilaminado para paneles laterales de ABS plateau en contreplaqué bilaminé pour panneaux latéraux en ABS			✓	
301907			ripiano in lamiera verniciata per moduli serranda e fiancate in ABS painted sheet metal shelf for shutter modules and ABS sides repisa de chapa pintada para módulos de persiana y laterales de ABS plateau en tôle peinte pour modules de volets et côtés en ABS			✓		
301908			ripiano in multistrato bilaminato per fianchi in ABS bilaminate plywood shelf for ABS side panels repisa de contrachapado bilaminado para paneles laterales de ABS plateau en contreplaqué bilaminé pour panneaux latéraux en ABS				✓	
301911			ripiano inox per moduli serranda e fiancate in ABS - stainless steel shelf for shutter modules and side panels in ABS - repisa de acero inoxidable para módulos de compuertas y paneles laterales de ABS - plateau en acier inoxydable pour modules de volets et côtés en ABS			✓		
301948			ripiano con guide ad estrazione totale per elementi con fianchi in ABS shelf with full-extension slides for items with ABS side panels repisa con guías de extracción total para elementos con paneles laterales de ABS plateau avec glissières à sortie totale pour les éléments avec panneaux latéraux en ABS			✓	✓	
303360N			ripiano per colonne doppie con vano a giorno - shelf for double columns with open compartment - repisa para columnas dobles con compartimento abierto - étagère pour colonnes doubles avec compartiment ouvert				✓	
303921			ripiano amovibile - removable shelf - repisa separable - étagère amovible			✓		
303922			ripiano amovibile inox - removable stainless steel shelf repisa separable inox - étagère amovible inox			✓		
301940			portablistier a 4 guide estraibili per elementi con fianchi in ABS - 16 ganci blister pack rack with 4 pull-out guides for items with ABS side panels - 16 hooks portablistier de 4 guías extraíbles para elementos con paneles laterales de ABS - 16 ganchos porte-blistier à 4 à glissières extractibles pour éléments avec panneaux latéraux en ABS - 16 crochets				✓	✓
301942			portascatole blister su guide a estrazione totale - blister box holder with guides total extraction - soporte para cajas blister con extracción total support de blister avec glissières extraction totale				✓	
301670I	rastrelliera portasonde modulo da 66.5 cm per elementi con fianchi in ABS - probe rack 66.5 cm module for items with ABS side panels - soporte para sondas módulo de 66.5 cm para elementos con paneles laterales de ABS - râtelier porte-sondes module de 66.5 cm pour éléments avec panneaux latéraux en ABS				✓	✓		
301946	6 supporti per portaendoscopi - 6 supports for endoscope holders 6 soportes para portaendoscopios - 6 supports pour porte-endoscopes				✓	✓		
DISTRIBUZIONE FARMACI MEDICINE DISTRIBUCIÓN MEDICAMENTOS DISTRIBUTION DE MÉDICAMENTS	Vassoio Tray Bandeja Plateau	303900	vassoio supporto contenitori monodose a 5 vani tray for medication bins with 5 compartments bandeja para pastilleros de 5 huecos plateau pour bacs piluliers avec 5 compartiments		✓	✓	✓	
		3299950	vassoio supporto contenitori monodose con guide - 45 cm tray for single-dose medication bins with guides - 45 cm bandeja para pastilleros monodosis con guías - 45 cm plateau pour bacs piluliers monodoses avec des glissières - 45 cm	✓				
		3299952	vassoio supporto contenitori monodose con guide - 60 cm tray for single-dose medication bins with guides - 60 cm bandeja para pastilleros monodosis con guías - 60 cm plateau pour bacs piluliers monodoses avec des glissières - 60 cm	✓				
	Contenitori monodose Single-dose medication bins	3299954	piccolo con 3 divisori - small with 3 dividers pequeño con 3 divisorios - simple avec 3 séparateurs	✓	✓	✓	✓	
	Pastilleros monodosis Bacs piluliers monodoses	3299956	grande con 3 divisori - large with 3 dividers grande con 3 divisorios - double avec 3 séparateurs	✓	✓	✓	✓	



TIPOLOGIA - TYPOLOGY TIPOLOGÍA - TYPOLOGIE	PRODOTTO - PRODUCT PRODUCTO - PRODUIT	CODICE - CODE CÓDIGO - ACODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION	LINKAR	UNIKO	NEWGO	UNIKA	
DISTRIBUZIONE FARMACI MEDICINE DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN MEDICAMENTOS DISTRIBUTION DE MÉDICAMENTOS	Divisorio aggiuntivo Additional divider Divisorio adicional Séparateur supplémentaire	3299955	per contenitori monodose art. 3299954 for medication bins art. 3299954 para pastilleros art. 3299954 pour bacs piluliers art. 3299954	✓	✓	✓	✓	
		3299957	per contenitori monodose art. 3299956 for medication bins art. 3299956 para pastilleros art. 3299956 pour bacs piluliers art. 3299956	✓	✓	✓	✓	
	Kit etichette Kit label sets Kit de etiquetas Jeu de étiquettes	3299965	per contenitori monodose art. 3299954 for medication bins art. 3299954 para pastilleros art. 3299954 pour bacs piluliers art. 3299954	✓	✓	✓	✓	
		3299970	per contenitori monodose art. 3299956 for medication bins art. 3299956 para pastilleros art. 3299956 pour bacs piluliers art. 3299956	✓	✓	✓	✓	
SISTEMI DI CHIUSURA CLOSING SYSTEM SISTEMA DE CIERRE SYSTÈME DE FERMETURE	Frontale di chiusura Frontal closing flap Cierre frontal Volet frontal de fermeture	AB00218	chiusura con portasigillo (di serie sui carelli emergenza) closure with seal holder (standard on emergency trolleys) cierre con sellos (de serie en los carros de emergencia) fermeture avec porte-scellés (standard sur les chariots d'urgence)	✓				
		303032	chiusura con portasigillo (di serie sui carelli emergenza) closure with seal holder (standard on emergency trolleys) cierre con sellos (de serie en los carros de emergencia) fermeture avec porte-scellés (standard sur les chariots d'urgence)		✓			
		303033	con serratura - with lock con llave - avec serrure		✓			
	Serratura Lock Llave Serrure	303097	frontale con badge + combinazione front with badge + combination frontal con badge + combinación façade avec badge + combinaison		✓			
		303098	frontale con serratura combinazione front with combination lock frontal con llave combinación façade avec serrure combinaison		✓			
		3299990	serratura badge + combinazione badge + combination lock llave badge + combinación serrure badge + combinaison	✓				
		3299991	serratura combinazione - combination lock llave combinación - serrure combinaison	✓				
		303381	serratura per serrandina lock for roller shutter cerradura para persiana serrure pour volet roulant			✓		
		303851	serratura combinazione - combination lock llave combinación - serrure combinaison			✓		
		303850	serratura badge + combinazione badge + combination lock llave badge + combinación serrure badge + combinaison			✓		
Chiave Key Llave Clè	3299360	chiave passe partout - passe partout key llave passe partout - clé passe partout	✓					
	301801	chiave passe partout - passe partout key llave passe partout - clé passe partout		✓	✓			
Kit sigilli Kit of seals Kit de sellos Jeu scellés	3299330	kit 100 sigilli numerati - kit 100 numbered seals kit 100 sellos numerados - jeu 100 scellés numérotés	✓	✓				



Linkar nella configurazione standard è già dotato di chiusura. La tabella mostra le varianti applicabili. Uniko e Newgo non includono nessuna serratura di standard.

Linkar trolleys in the standard configuration already include a lock. The table shows the possible variants. Uniko and Newgo trolleys do not include any lock as a standard feature.

Linkar en la configuración de serie ya está equipado con una cerradura. La tabla muestra las variantes aplicables. Uniko y Newgo no incluyen ninguna cerradura de serie.

Dans sa configuration standard, Linkar est déjà équipé d'une serrure. Le tableau indique les variantes applicables. Uniko et Newgo ne comportent pas de serrure standard.

✓ Compatibile - Compatible - Compatible - Compatible


TIPOLOGIA - TYPOLOGY TIPOLOGÍA - TYPOLOGIE	PRODOTTO - PRODUCT PRODUCTO - PRODUIT	CODICE - CODE CÓDIGO - ACODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION	LINKAR	UNIKO	NEWGO	UNIKA		
TIPOLOGIE DI RUOTE TYPES OF WHEELS TIPOS DE RUEDAS TYPES DE ROUES	 Ruote Wheels Ruedas Roues	3299316	freno sincronizzato 2 ruote anteriori - 45 - synchronised brake 2 front wheels - 45 freno sincronizado 2 ruedas delanteras - 45 - frein synchronisé 2 roues avant - 45	✓					
		3299317	freno sincronizzato 2 ruote anteriori - 60C - synchronised brake 2 front wheels - 60C freno sincronizado 2 ruedas delanteras - 60C - frein synchronisé 2 roues avant - 60C	✓	✓				
		3299318	freno sincronizzato 2 ruote anteriori - 60C - synchronised brake 2 front wheels - 60C freno sincronizado 2 ruedas delanteras - 60C - frein synchronisé 2 roues avant - 60C	✓	✓				
		3299319	freno centralizzato 90 - central brake 90 freno centralizado 90 - frein centralisé 90	✓					
		3299320	5° ruota - 5° wheel 5° rueda - 5° roue	✓	✓				
		3299310	kit 2 ruote antistatiche - 2 antistatic wheels kit kit 2 ruedas antiestáticas - set 2 roulettes antistatiques	✓	✓				
		3299312	kit 4 ruote antistatiche - 4 antistatic wheels kit kit 4 ruedas antiestáticas - set 4 roulettes antistatiques	✓	✓				
		AB00228	kit ruote gemellate, 2 antistatiche, diam. 12,5 cm kit twin wheels, 2 antistatic, diam. 12,5 cm kit ruedas dobles, 2 antiestáticas, diam. 12,5 cm kit roues double, 2 antistatiques, diam. 12,5 cm	✓	✓				
		303310N	kit ruote antistatiche per carrelli singoli e doppi antistatic wheels kit for single and double trolleys kit ruedas antiestáticas para carros simples y dobles set roulettes antistatiques pour les chariots simples et doubles				✓		
		303310N3	kit ruote antistatiche per carrelli tripli antistatic wheels kit for triple trolleys kit ruedas antiestáticas para carros triples set roulettes antistatiques pour les chariots triples				✓		
		303310NAS	kit ruote antistatiche per elementi affiancabili e sottopiano singoli o doppi antistatic wheels kit for single or double juxtaposable and under top elements kit ruedas antiestáticas para elementos acoplables y bajos planos simples o dobles kit de roues antistatiques pour éléments simples ou doubles côte à côte et sous-côte				✓		
		303310N3AS	kit ruote antistatiche per elementi affiancabili e sottopiano tripli antistatic wheels kit for triples juxtaposable and under top elements kit ruedas antiestáticas para elementos acoplables y bajos planos triples kit de roues antistatiques pour éléments triples côte à côte et sous-côte				✓		
		FIANCATE SIDES LATERALES CÔTÉS		3299300	pianetto abbattibile laterale da agganciare alla coppia di barre laterali side folding table to be attached to the pair of side bars plataforma lateral plegable que se fija al par de barras laterales plate-forme latérale pliante à fixer à la paire de barres latérales	✓	✓	✓	
				3299301	pianetto sostitutivo a prima tasca laterale in alto replacing shelf at first side pocket at top repisa de reemplazo en el primer bolsillo lateral de la parte superior étagère de remplacement sur le premier côté pochette sur le dessus	✓	✓		
3299302	2 pianetti sostitutivi a prime 2 tasche laterali in alto 2 replacing shelf at 2 first side pocket at top 2 repisas de reemplazo en los 2 primeros bolsillos laterales de la parte superior 2 étagères de remplacement sur le 2 premier côté pochette sur le dessus			✓	✓				
AY00941	maniglione di spinta - push handle manija de empuje - poignée de poussée			✓	✓				
3299280	supporto per scatolone rifiuti speciali - special waste box holder - soporte para caja para residuos especiales - support de boîte pour déchets spéciaux			✓	✓				
AB00242	supporto per bacinella per carrello sala gessi basin holder for chalk room trolley soporte para cubeta para carro de tiza support de bassin pour chariot de salle de cral			✓	✓				
3299305	box con chiusura a chiave - locking box caja con llave - boîte avec fermeture			✓	✓				
303016L	coppia maniglioni di spinta verticali per elementi alti pair of vertical push handles for high elements par de manijas de empujes verticales para elementos altos paire de poignées de poussée verticales pour les éléments hauts						✓		
303017L	coppia maniglioni di spinta verticali per elementi medi pair of vertical push handles for medium elements par de manijas de empujes verticales para elementos medianos paire de poignées de poussée verticales pour les éléments moyens						✓		
303345L	maniglione laterale di spinta a ribalta per elementi alti additional flap-down lateral pushing handle for high elements manija adicional basculante para elementos altos poignées escamotable pour éléments élevés						✓		
303346L	maniglione laterale di spinta a ribalta per elementi medi additional flap-down lateral pushing handle for medium elements manija adicional basculante para elementos medios poignées escamotable pour éléments moyens				✓				

Tutte le tipologie di carrelli nella configurazione standard sono dotati di ruote. Questa tabella mostra le varianti applicabili.


All trolley types in the standard configuration are equipped with wheels. This table shows the possible variations.

Todos los tipos de carros de la configuración estándar están equipados con ruedas. Esta tabla muestra las variantes aplicables.

Tous les types de chariots de la configuration standard sont équipés de roues. Ce tableau présente les variantes applicables.

TIPOLOGIA - TYPOLOGY TIPOLOGÍA - TYPOLOGIE	PRODOTTO - PRODUCT PRODUCTO - PRODUIT	CODICE - CODE CÓDIGO - ACODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION	LINKAR	UNIKO	NEWGO	UNIKA
FIANCATE SIDES LATERALES CÔTÉS	Coppia barre Pair of lateral Par de barras Paire rails	303110N1	coppia barre porta accessori per carrelli bassi pair of accessory bars for low trolleys par de barras accesorias para pequeños carros paire barres d'accessoires pour chariots bas			✓	
		303110N2	coppia barre porta accessori per carrelli medi pair of accessory bars for medium trolleys par de barras accesorias para medios carros paire barres d'accessoires pour chariots moyens			✓	
		303110N3	coppia barre porta accessori per carrelli alti pair of accessory bars for high trolleys par de barras accesorias para altos carros paire barres d'accessoires pour hauts chariots			✓	
		303110N4	coppia barre porta accessori per carrelli affiancabili pair of accessory bars for juxtaposable trolleys par de barras accesorias para carros acoplables paire barres d'accessoires pour chariots accouplables			✓	
FIANCATE PEDIATRIA SIDES PEDIATRICS LATERALES PEDIATRÍA CÔTÉS PÉDIATRIE	Adesivo pediatrico Pediatric adhesive Adhesivo para carro Adhésif pédiatrique	AB00231	adesivo pediatrico per carrelli 45 pediatric adhesive for trolleys 45 adhesivo para carro pediátrico 45 adhésif pédiatrique pour chariot 45	✓			
		AB00232	adesivo pediatrico per carrelli 60 pediatric adhesive for trolleys 60 adhesivo para carro pediátrico 60 adhésif pédiatrique pour chariot 60	✓	✓		
PROTEZIONI TOP WORK-TOP PROTECTION PROTECCIÓN DE LA ENCIMERA PROTECTION DU PLAN DE TRAVAIL	Copertura trasparente Cover, transparent Cobertura transparente Couverture transparente	3299225_45	per piano carrello 45 for trolley's worktop 45 para la superficie de trabajo del carro 45 pour le plateau de travail du chariot 45	✓			
		3299226_45	per piano carrello 45C for trolley's worktop 45C para la superficie de trabajo del carro 45C pour le plateau de travail du chariot 45C	✓			
		3299225_60	per piano carrello 60 for trolley's worktop 60 para la superficie de trabajo del carro 60 pour le plateau de travail du chariot 60	✓	✓		
		3299226_60	per piano carrello 60C for trolley's worktop 60C para la superficie de trabajo del carro 60C pour le plateau de travail du chariot 60C	✓	✓		
		3299225_90	per piano carrello 90 for trolley's worktop 90 para la superficie de trabajo del carro 90 pour le plateau de travail du chariot 90	✓			
							

✓ Compatibile - Compatible - Compatible - Compatible

TIPOLOGIA - TYPOLOGY TIPOLOGÍA - TYPOLOGIE	PRODOTTO - PRODUCT PRODUCTO - PRODUIT	CODICE - CODE CÓDIGO - ACODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION	LINKAR	UNIKO	NEWGO	UNIKA
PROTEZIONI TOP WORK-TOP PROTECTION PROTECCIÓN DE LA ENCIMERA PROTECTION DU PLAN DE TRAVAIL	Copertura in acciaio inox Stainless steel cover Cubierta de acero inoxidable Couverture en acier inox	3299325_45	per piano carrello 45 for trolley's worktop 45 para la superficie de trabajo del carro 45 pour le plateau de travail du chariot 45	✓			
		3299326_45	per piano carrello 45C for trolley's worktop 45C para la superficie de trabajo del carro 45C pour le plateau de travail du chariot 45C	✓			
		3299325_60	per piano carrello 60 for trolley's worktop 60 para la superficie de trabajo del carro 60 pour le plateau de travail du chariot 60	✓	✓		
		3299326_60	per piano carrello 60C for trolley's worktop 60C para la superficie de trabajo del carro 60C pour le plateau de travail du chariot 60C	✓	✓		
		3299325_90	per piano carrello 90 for trolley's worktop 90 para la superficie de trabajo del carro 90 pour le plateau de travail du chariot 90	✓			
STRUTTURA SUPERIORE CON BARRA SINGLE UPPER ACCESSORY- HOLDER STRUCTURE ESTRUCTURA SUPERIOR SIMPLE PORTA ACCESORIOS STRUCTURE SUPÉRIEURE PORTE- ACCESSOIRES	Struttura superiore Upper accessory-holder structure Estructura superior Structure supérieure	303420L	struttura superiore con 1 barra per elemento singolo upper structure with 1 bar for single element estructura superior con 1 barra para elemento simple structure supérieure avec 1 barre pour élément simple				✓
		303425L	struttura superiore con 1 barra per elemento doppio upper structure with 1 bar for double element estructura superior con 1 barra para elemento doble structure supérieure avec 1 barre pour élément double				✓
		303130L	barra aggiuntiva per struttura superiore di elemento singolo additional bar for single item's upper structure barra adicional para estructura superior de un elemento simple barre supplémentaire pour structure supérieure de élément simple				✓
		303132L	barra aggiuntiva per struttura superiore di elemento doppio additional bar for double item's upper structure barra adicional para estructura superior de un elemento doble barre supplémentaire pour structure supérieure de élément double				✓
		3299115_45	struttura superiore a 2 barre per carrelli 45 2-bars upper structure for trolleys 45 estructura superior de 2 barras para carros 45 structure supérieure à 2 barres pour chariots 45	✓			
		3299117_45	struttura superiore a 2 barre per carrelli 45C 2-bars upper structure for trolleys 45C estructura superior de 2 barras para carros 45C structure supérieure à 2 barres pour chariots 45C	✓			
		3299115_60	struttura superiore a 2 barre per carrelli 60 2-bars upper structure for trolleys 60 estructura superior de 2 barras para carros 60 structure supérieure à 2 barres pour chariots 60	✓	✓		
		3299119_60	struttura superiore a 2 barre per carrelli 60C 2-bars upper structure for trolleys 60C estructura superior de 2 barras para carros 60C structure supérieure à 2 barres pour chariots 60C	✓	✓		
		3299115_90	struttura superiore a 2 barre per carrelli 90 2-bars upper structure for trolleys 90 estructura superior de 2 barras para carros 90 structure supérieure à 2 barres pour chariots 90	✓			
		3299116_45	struttura superiore a 1 barra per carrelli 45 1-bar upper structure for trolleys 45 estructura superior de 1 barra para carros 45 structure supérieure à 1 barre pour chariots 45	✓			
3299118_45	struttura superiore a 1 barra per carrelli 45C 1-bar upper structure for trolleys 45C estructura superior de 1 barra para carros 45C structure supérieure à 1 barre pour chariots 45C	✓					
3299116_60	struttura superiore a 1 barra per carrelli 60 1-bar upper structure for trolleys 60 estructura superior de 1 barra para carros 60 structure supérieure à 1 barre pour chariots 60	✓	✓				
							

TIPOLOGIA - TYPOLOGY TIPOLOGÍA - TYPOLOGIE	PRODOTTO - PRODUCT PRODUCTO - PRODUIT	CODICE - CODE CÓDIGO - ACODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION	LINKAR	UNIKO	NEWGO	UNIKA	
STRUTTURA SUPERIORE CON BARRA SINGLE UPPER ACCESSORY-HOLDER STRUCTURE ESTRUCTURA SUPERIOR SIMPLE PORTA ACCESORIOS STRUCTURE SUPÉRIEURE PORTE-ACCESSOIRES	Struttura superiore Upper accessory-holder structure	3299120_60	struttura superiore a 1 barra per carrelli 60C 1-bar upper structure for trolleys 60C estructura superior de 1 barra para carros 60C structure supérieure à 1 barre pour chariots 60C	✓	✓			
		3299116_90	struttura superiore a 1 barra per carrelli 90 1-bar upper structure for trolleys 90 estructura superior de 1 barra para carros 90 structure supérieure à 1 barre pour chariots 90	✓				
	Barra aggiuntiva Additional bar Barra adicional Barre supplémentaire	3299130_45	barra aggiuntiva per struttura superiore per carrelli 45 additional bar for trolley upper structure 45 barra adicional para estructura superior de carro 45 barre supplémentaire pour la structure supérieure du chariot 45	✓				
		3299131_45	barra aggiuntiva per struttura superiore per carrelli 45C additional bar for trolley upper structure 45C barra adicional para estructura superior de carro 45C barre supplémentaire pour la structure supérieure du chariot 45C	✓				
		3299130_60	barra aggiuntiva per struttura superiore per carrelli 60 additional bar for trolley upper structure 60 barra adicional para estructura superior de carro 60 barre supplémentaire pour la structure supérieure du chariot 60	✓	✓			
		3299131_60	barra aggiuntiva per struttura superiore per carrelli 60C additional bar for trolley upper structure 60C barra adicional para estructura superior de carro 60C barre supplémentaire pour la structure supérieure du chariot 60C	✓	✓			
		3299130_90	barra aggiuntiva per struttura superiore per carrelli 90 additional bar for trolley upper structure 90 barra adicional para estructura superior de carro 90 barre supplémentaire pour la structure supérieure du chariot 90	✓				
		3299355	tubo di supporto accessori per piano di lavoro accessory support tube for worktop tubo soporte accesorios para superficie de trabajo tube de support accessoires pour plan de travail	✓	✓			
		PORTAFLEBO IV STAND PORTA SUERO PERFUSION	3299055	asta portaflebo, regolabile in altezza, a 4 ganci adjustable-height i.v. pole with 4 hooks soporte suero de altura regulable con 4 ganchos tige porte-sérum réglable en hauteur, à 4 crochets	✓	✓		
			303056_K	asta portaflebo, regolabile in altezza, per struttura superiore. i.v. pole, height adjustable, to be fitted inside the upright of the upper accessory holder structure. porta suero, altura regulable, insertada en el montante vertical de la estructura superior porta accesorios. tige porte - serum, réglable en hauteur, a inserer dans le montant de la rehausse porte - accessoires.	✓	✓	✓	
3299145	doppio gancho portaflebo per struttura superiore regolabile in altezza double hook for upper structure adjustable height i.v. pole doble gancho porta suero para estructura superior regulable en altura double crochet porte sérum pour structure supérieure réglable en hauteur		✓	✓	✓			




✓ Compatibile - Compatible - Compatible - Compatible

TIPOLOGIA - TYPOLOGY TIPOLOGÍA - TYPOLOGIE	PRODOTTO - PRODUCT PRODUCTO - PRODUIT	CODICE - CODE CÓDIGO - ACODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION	LINKAR	UNIKO	NEWGO	UNIKA
CASSETTINI A RIBALTA FLAP-DOWN DRAWERS CAJONES BASCULANTES TIROIRS ESCAMOTABLES		3299135	kit 9 cassetti a ribalta (5+4) kit 9 flap-down drawers (5+4) kit 9 cajones basculantes (5+4) set 9 tiroirs escamotables (5+4)	✓	✓	✓	
		3299136	kit 4 cassetti a ribalta kit 4 flap-down drawers kit 4 cajones basculantes set 4 tiroirs escamotables	✓	✓	✓	
		3299137	kit 8 cassetti a ribalta (4+4) kit 8 flap-down drawers (4+4) kit 8 cajones basculantes (4+4) set 8 tiroirs escamotables (4+4)	✓	✓	✓	
		3299138	kit 6 cassetti a ribalta kit 6 flap-down drawers kit 6 cajones basculantes set 6 tiroirs escamotables	✓	✓	✓	
		AB00177	kit 5 cassetti a ribalta kit 5 flap-down drawers kit 5 cajones basculantes set 5 tiroirs escamotables	✓	✓	✓	
		AB00221	kit 10 cassetti (5+5) kit 10 drawers (5+5) kit 10 cajones (5+5) set 10 tiroirs (5+5)	✓	✓	✓	
		3299140	elemento pensile a 40 celle 40-cell hanging element elemento de suspensión de 40 celdas élément de suspension à 40 cellules	✓	✓	✓	
SUPPORTO UNIVERSALE UNIVERSAL SUPPORT SOPORTE UNIVERSAL SUPPORT UNIVERSEL		3299165	per tubo (lung. cinghia 64 cm) for tube (strap length 64 cm) para tubo (longitud correa 64 cm) pour tube (longueur courroie 64 cm)	✓	✓	✓	
		3299165_810	per tubo (lung. cinghia 82 cm) for tube (strap length 82 cm) para tubo (longitud correa 82 cm) pour tube (longueur courroie 82 cm)	✓	✓	✓	
		303165B	per barra (lung. cinghia 64 cm) for bar (strap length 64 cm) para barra (longitud correa 64 cm) pour barre (longueur courroie 64 cm)	✓	✓	✓	
		303165B_810	per barra (lung. cinghia 82 cm) for bar (strap length 82 cm) para barra (longitud correa 82 cm) pour barre (longueur courroie 82 cm)	✓	✓	✓	
		3299340	contenitore per piccoli rifiuti container for small waste contenedor para residuos pequeños réceptacle pour déchets de petites dimensions	✓	✓	✓	
		ALTRI ACCESSORI OTHER ACCESSORIES OTROS ACCESORIOS AUTRES ACCESSOIRES		3299095	pianetto porta defibrillatore defibrillator holder tray tablero porta desfibrilador plan porte défibrillateur	✓	✓
3299100	supporto porta bombola ossigeno (fino a 7 litri) oxygen cylinder holder (up to 7 litres) soporte portacilindro de oxígeno (hasta 7 litros) support porte obus à oxygène (jusqu'à 7 litres)			✓	✓		
AB00196	supporto porta bombola ossigeno per barra (fino a 7 litri) oxygen cylinder holder for bar (up to 7 litres) soporte portacilindro de oxígeno para barra (hasta 7 litros) support porte obus à oxygène pour barre (jusqu'à 7 litres)			✓	✓	✓	
3299105	lastra massaggio cardiaco cardiac massage board placa masaje cardiaco plaque pour massage cardiaque			✓	✓		
3299105_C	lastra massaggio cardiaco per carrelli 45C cardiac massage board for 45C trolleys placa masaje cardiaco para carros 45C plaque pour massage cardiaque pour chariots 45C			✓			

TIPOLOGIA - TYPOLOGY TIPOLOGÍA - TYPOLOGIE	PRODOTTO - PRODUCT PRODUCTO - PRODUIT	CODICE - CODE CÓDIGO - ACODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION	LINKAR	UNIKO	NEWGO	UNIKA
ALTRI ACCESSORI OTHER ACCESSORIES OTROS ACCESORIOS AUTRES ACCESSOIRES		3299155	supporto per bacinella reniforme support for kidney dish soporte para cubeta riñonera support pour bassin réniforme	✓	✓	✓	
		3299160	vaschetta disinfezione strumenti con supporto per tubo instrument disinfection basin with tube holder recipiente desinfección instrumentos con soporte para tubos récipient de désinfection instruments avec support pour tube	✓	✓	✓	
		3299170	dispenser disinfettante per barre disinfectant dispenser for bars dispensador de desinfectante para barras distributeur de désinfectant pour barres	✓	✓	✓	
		3299175	strumento aprifiata per barre ampoule opener instrument for bars instrumento abridor de ampollas para barras outil ouvre-ampoules pour barres	✓	✓	✓	
		3299180	mensola inox con un divisorio in plastica trasparente per barre stainless steel shelf with transparent plastic divider for bars repisa de inox con un divisor de plástico transparente para barras étagère inox avec un séparateur en plastique transparent pour barres	✓	✓	✓	
		3299185	mensola grande inox con 3 divisori in plastica trasparente per barre large stainless steel shelf with 3 transparent plastic dividers for bars repisa grande de inox con 3 divisores de plástico transparente para barras grande étagère inox avec 3 séparateurs en plastique transparent pour barres	✓	✓	✓	
		3299195	cestello in filo di acciaio per barre steel wire basket for bars cesto de alambre de acero para barras panier en fil d'acier pour barres	✓	✓	✓	
		3299200	supporto porta bottiglie/flaconi per barre bottle support for bars soporte para botellas/frascos para barras support porte bouteilles/flacons pour barres	✓	✓	✓	
		3299205	contenitore segreti per barre secrections container for bars contenedor secretos para barras conteneur secrets pour barres	✓	✓	✓	
		3299210	supporto pompa aspirazione per barre suction pump support for bars soporte bomba aspiración para barras support pompe aspiration pour barres	✓	✓	✓	
		3299215	porta sonda/cateteri laterale side probe/catheter holder porta sondas/catéteres lateral porte sondes/cathéters côté	✓	✓	✓	
		3299216	porta sonda/cateteri frontale per barre front side probe/catheter holder for bars porta sondas/catéteres frontal para barras porte sondes/cathéters frontal pour barres	✓	✓	✓	
		3299220	avvolgicavo per barre cable winder for bars enrollador de cable para barras enrouleur de câbles pour barres	✓	✓	✓	
		3299230	ciabatta presa multipla con avvolgicavo orizzontale per barre horizontal multiple socket kit with cable winder for bars regleta con enrollador de cable horizontal para barras bloc multiprises avec enrouleur de câbles horizontal pour barres	✓	✓	✓	
		AB00201	ciabatta presa multipla con avvolgicavo verticale per barre laterali vertical multiple socket kit with cable winder for side bars regleta con enrollador de cable vertical para barras laterales bloc multiprises avec enrouleur de câbles vertical pour les barres latérales	✓	✓	✓	
		3299235	strumento leva aghi per barre needle remover instrument for bars extractor agujas para barras ôte-aiguilles pour barres	✓	✓	✓	
		3299245	contenitore strumenti in acciaio inox per barre stainless steel instrument container for bars contenedor instrumentos de acero inox para barras récipients pour contenir instruments en acier inox pour barres	✓	✓	✓	
		3299250	contenitore strumenti in acciaio inox con supporto per tubo stainless steel instrument container with tube holder contenedor instrumentos de acero inox con soporte para tubos récipients pour contenir instruments en acier inox avec support pour tube	✓	✓	✓	

✓ Compatibile - Compatible - Compatible - Compatible

TIPOLOGIA - TYPOLOGY TIPOLOGÍA - TYPOLOGIE	PRODOTTO - PRODUCT PRODUCTO - PRODUIT	CODICE - CODE CÓDIGO - ACODE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION	LINKAR	UNIKO	NEWGO	UNIKA
ALTRI ACCESSORI OTHER ACCESSORIES OTROS ACCESORIOS AUTRES ACCESSOIRES		3299255	supporto singolo scatola guanti per barre single box of gloves support for bars soporte único caja guantes para barras support unique boîte distribution gants pour barres	✓	✓	✓	
		3299256	supporto triplo scatola guanti per barre triple box of gloves support for bars soporte triple caja guantes para barras support triple boîte distribution gants pour barres	✓	✓	✓	
		3299270	cestino portarifiuti, capacità 20 litri, per barre laterali waste bin, 20 litres capacity, for side bars cubo basura, capacidad 20 litros, para barras laterales corbeille à déchets, capacité 20 litres, pour barres latéraux	✓	✓	✓	
		3299275	cestino portarifiuti, capacità 10 litri, per barre laterali waste bin, 10 litres capacity, for side bars cubo basura, capacidad 10 litros, para barras laterales corbeille à déchets, capacité 10 litres, pour barres latéraux	✓	✓	✓	
		AB00195	supporto universale per ipad e tablet per tubo universal ipad and tablet holder for tube soporte universal para ipad y tablet para tubo support universel pour ipad et tablette pour tube	✓	✓	✓	
		AB00183	pianetto portacomputer portatile per carrelli per tubo laptop shelf for tube repisa para ordenador portátil para tubo étagère pour ordinateur portable pour tube	✓	✓	✓	
		3299980	portabicchieri per tubo cup holder for tube portavasos para tubo porte-gobelets pour tube	✓	✓	✓	
		3299260	contenitore in plastica portacartelle A4 per barre plastic container medical record holder A4 for bars contenedor de plástico para portacarpetas A4 para barras récipient en plastique porte-dossier pour barres	✓	✓	✓	
		3299920	portacartelle formato A4 medical record holder A4 format portacarpeta formato A4 porte-dossier format A4	✓	✓	✓	
		3299921	portacartelle formato A3 medical record holder A3 format portacarpeta formato A3 porte-dossier format A3	✓			
		303336	nastro Broselow Broselow guidelines cinta Broselow bande Broselow	✓	✓	✓	



MALVESTIO S.p.A.

Via G. Marconi, 12 D - 35010
Villanova - Padova - Italy
Tel. +39 049 9299511
Fax +39 049 9299500
info@malvestio.it
export@malvestio.it

Malvestio France

11B rue du Ried - 67720
Weyersheim - France
Tél : 03.67.34.41.80
info@malvestio.fr



malvestio.it

Follow us



Richiedi i nostri prodotti certificati FSC®.
Request our FSC® certified products.
Solicite nuestros productos con certificación FSC®.
Demandez nos produits certifiés FSC®.

I prodotti di MALVESTIO S.p.A. sono soggetti a continui miglioramenti, per questo motivo le caratteristiche tecniche e/o estetiche del prodotto possono essere modificate senza preavviso.

The products of MALVESTIO S.p.A. are subject to continuous improvements, for this reason the technical and/or aesthetic characteristics of the product may be changed without notice.

Los productos MALVESTIO S.p.A. están sujetos a mejoras continuas, por este motivo, las características técnicas y/o estéticas del producto se pueden modificar sin previo aviso.

Les produits de la société MALVESTIO S.p.A. font l'objet d'une amélioration continue, c'est pourquoi les caractéristiques techniques et/ou esthétiques du produit peuvent être modifiées sans préavis.



logiko system

malvestio.it

