

malvestio  
logiko  
system

IT - EN  
ES - FR

# Logiko System

---



# Makes the difference.

**IT** Benvenuti nel mondo di Malvestio, l'azienda italiana che da più di 80 anni è in prima fila nell'innovazione ospedaliera con un team di 200 professionisti e una presenza in più di 70 paesi del mondo. Una realtà che cresce in dimensioni guidata da una chiara visione d'impresa: offrire alla sanità tecnologie sempre più avanzate, elevati standard di produzione, efficienza organizzativa, alta qualità dei prodotti e dei servizi.

**ES** Bienvenidos al universo de Malvestio, la empresa italiana que, desde hace más de 80 años, se encuentra a la cabeza de la innovación hospitalaria, con un equipo de 200 profesionales y presencia en más de 70 países del mundo. Una realidad que crece en tamaño guiada por una clara visión de empresa: ofrecer a la sanidad tecnologías cada vez más avanzadas, rigurosos estándares de producción, eficiencia organizativa y productos y servicios de alta calidad.

**EN** Welcome to the world of Malvestio, the Italian company that has been at the forefront of hospital innovation for more than 80 years with a team of 200 professionals and a presence in over 70 countries around the world. A company that is growing in size guided by a clear corporate vision: to offer healthcare increasingly advanced technologies, high production standards, organizational efficiency, high quality products and services.

**FR** Bienvenue dans l'univers de Malvestio, l'entreprise italienne qui, depuis plus de 80 ans, est à l'avant-garde de l'innovation hospitalière avec une équipe de 200 professionnels et une présence dans plus de 70 pays à travers le monde. Une réalité qui ne cesse de croître, guidée par une vision d'entreprise claire : offrir au secteur de la santé des technologies de plus en plus avancées, des normes de production élevées, une efficacité organisationnelle, des produits et des services de très grande qualité.



SCAN ME





## INDEX

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Logiko System</b> | <b>6</b> |
| unika                | 18       |
| newgo                | 46       |
| uniko                | 64       |
| linkar               | 74       |

Una rivoluzione nella logistica **delle aree funzionali**

A revolution in **ward logistics**




Carrelli e armadi modulari configurabili a seconda delle esigenze dei vari reparti.

Trolleys and modular cupboards that can be configured according to the needs of the various wards.

Carros y armarios modulares configurables en función de las necesidades de las varias áreas.

Des chariots et des armoires modulaires qui peuvent être configurés en fonction des besoins des différents services.



**newgo**

Elementi di trasporto e tavoli di procedura ISO

ISO transport elements and procedure tables

Elementos de transporte y mesas de procedimiento ISO

Éléments de transport et tables de travail ISO



**unika**

Parete tecnica ISO

ISO modular multi-function storage system

Pared técnica ISO

Mobilier modulaires ISO



Una revolución en la **logística de área**

Une révolution dans la **logistique de service**




Carrelli per gestire e movimentare i prodotti d'uso nei reparti.

Trolleys to manage and move the products for use in wards.

Carros para gestionar y transportar los productos que se utilizan en las diferentes áreas.

Des chariots pour gérer et déplacer les produits utilisés dans les services.



**uniko**

Carrello ISO

ISO trolley

Carros ISO

Chariot ISO



**linkar**

Carrello

Trolley

Carros

Chariot



Ancora più efficienti con uno strumento ad **alta operatività**

Even more efficient with **highly operational furnishings**

Aún más eficientes, con mobiliario de **alto nivel operativo**

Encore plus d'efficacité avec du mobilier **hautement opérationnel**

**IT** Logiko System è più di una linea di arredi operativi: è la nostra concezione modulare per la logistica delle aree funzionali. Grazie ai cassetti e ai cestelli ISO intercambiabili, permette di allestire o ricaricare il carrello più adatto per ogni reparto ed attività. Il cassetto già preallestito può essere aggiunto al carrello senza dover spostare prodotti e materiali da un contenitore all'altro.

**Con Logiko System sono i contenitori a spostarsi, non i prodotti d'uso.**

**ES** Logiko System es más que una línea de mobiliario operativo: se trata de nuestro diseño modular para la logística de área. Gracias a los cajones y cestas ISO intercambiables, permite preparar o recargar el carro más adecuado para cada área y actividad.

El cajón ya preparado se puede añadir al carro sin tener que desplazar productos y materiales de un contenedor a otro.

**Con Logiko System son los contenedores los que se desplazan, no los productos.**

**EN** Logiko System is more than a line of operative furniture: it is our modular concept for ward logistics. Thanks to the interchangeable ISO drawers and wire baskets, it allows for setting up or reloading the most suitable trolley for each ward and activity. The pre-fitted drawer can be added to the trolley without having to move products and materials from one container to another.

**With Logiko System it is the containers that move, not the products for use.**

**FR** Logiko System est plus qu'une ligne de mobilier opérationnel : c'est notre concept modulaire pour la logistique de service. Grâce à ses tiroirs et paniers ISO interchangeables, il permet de mettre en place ou de recharger le chariot le plus adapté à chaque service et à chaque activité. Le tiroir pré-équipé peut être ajouté au chariot sans qu'il soit nécessaire de déplacer les produits et le matériel d'un récipient à l'autre.

**Avec Logiko System, ce sont les récipients qui se déplacent, pas les produits.**



**I vantaggi** di una logistica più logica

**The advantages** of more logical logistics

**Las ventajas** de una logística más lógica

**Les avantages** d'une logistique plus logique

**IT** I carrelli e gli armadi modulari **Logiko System** preallestiti sono la scelta ideale per le strutture che puntano alla competitività, con diversi vantaggi nella gestione sia in qualità che in quantità:

**EN** The pre-fitted **Logiko System** trolleys and modular cupboards are the perfect choice for facilities with a competitive aim, with various advantages both in terms of quality and quantity management:

**ES** Los carros y los armarios modulares **Logiko System** preconfigurados son la elección ideal para estructuras que aspiran a mejorar en términos de competitividad, con diversas ventajas cualitativas y cuantitativas en la gestión:

**FR** Les chariots et armoires modulaires pré-équipés du **Logiko System** sont le choix idéal pour les établissements qui visent la compétitivité, avec plusieurs avantages dans la gestion de la qualité et de la quantité :

⇒ Una logistica che **limita le scorte eccedenti e i prodotti scaduti**.

⇒ Logistics that **limit oversized stocks and expired products**.

⇒ Logística que **limita las existencias sobredimensionadas y los productos caducados**.

⇒ Une logistique qui **limite les stocks surdimensionnés et les produits périmés**.

⇒ Una **distribuzione rapida ed efficiente** che riduce i requisiti di spazio e i costi di gestione.

⇒ **Fast, efficient distribution** that reduces space requirements and management costs.

⇒ **Distribución rápida y eficaz** que reduce las necesidades de espacio y los costes de gestión.

⇒ Une **distribution rapide et efficace** qui réduit le besoin d'espace et les coûts de gestion.

⇒ **Operazioni di approvvigionamento più razionali** che offrono un migliore controllo sui materiali e riducono il rischio di errori.

⇒ **More streamlined supply operations** that offer better control over materials and reduce the risk of errors.

⇒ **Operaciones de suministro más racionalizadas** que ofrecen un mejor control de los materiales y reducen el riesgo de errores.

⇒ **Des opérations d'approvisionnement plus rationnelles** qui offrent un meilleur contrôle sur le matériel et réduisent le risque d'erreurs.

⇒ La **consegna rapida delle scorte** fa risparmiare tempo al personale, che può dedicarsi maggiormente alla sua priorità: la cura dei pazienti!

⇒ **Rapid delivery of supplies** saving time for staff, who can spend more time on their mission: patient care!

⇒ **Entrega rápida de suministros** que ahorra tiempo al personal, que puede dedicar más tiempo a su misión: atender a los pacientes!



⇒ Un **acheminement rapide des fournitures**, donc un gain de temps pour le personnel, qui peut davantage se consacrer à sa mission : les soins aux patients !

**SERVIZIO OSPEDALIERO  
SEMPRE PIÙ COMPETITIVO**

**INCREASINGLY COMPETITIVE  
HOSPITAL SERVICE**

**SERVICIO HOSPITALARIO CADA  
VEZ MÁS COMPETITIVO**

**UN SERVICE HOSPITALIER DE PLUS  
EN PLUS COMPÉTITIF**



#### **Per gli operatori**

Una logistica semplificata e veloce permette di dedicare più tempo alla cura del paziente.

#### **For operators**

Simplified and fast logistics allow them to spend more time on patient care.

#### **Para los operadores**

Una logística simplificada y rápida permite dedicar más tiempo a la atención al paciente.

#### **Pour les opérateurs**

Une logistique simplifiée et rapide permet de consacrer plus de temps aux soins des patients.

#### **Per la struttura Ospedaliera**

Meno sprechi di materiali, spazi e tempi umani significano più qualità di servizio e meno costi di gestione.

#### **For Hospital facilities**

Less waste of materials, space and human time means more quality of service and lower management costs.

#### **Para la infraestructura hospitalaria**

Menos despilfarro de materiales, espacios y tiempos humanos significan más calidad en el servicio y menos costes de gestión.

#### **Pour l'hôpital**

Moins de gaspillage de matériel, d'espace et de temps signifie une meilleure qualité de service et une réduction des coûts de gestion.

La filosofia di gestione  
della **logistica ospedaliera**

The philosophy  
of hospital **logistics management**

La filosofía de gestión  
de la **logística hospitalaria**

La philosophie de gestion  
de la **logistique hospitalière**



**IT** La filosofia di **Logiko System** valorizza la risorsa più preziosa del mondo ospedaliero: **il lavoro del personale qualificato**. Alleggerire in modo intelligente le attività di distribuzione dei materiali d'uso tra i reparti, il magazzino e la farmacia centrale permette agli operatori di dedicarsi al meglio all'assistenza dei pazienti, con un **impatto positivo sull'efficienza della struttura**.

**EN** The philosophy of **Logiko System** enhances the most valuable resource in the hospital field: **the world of qualified personnel**. Intelligently lightening the distribution of consumables between wards, the warehouse and the central pharmacy, **with a positive impact on the efficiency of the facility**.

**ES** La filosofía de **Logiko System** pone en valor el recurso más preciado del mundo hospitalario: **el trabajo del personal cualificado**. Simplificar de forma inteligente las actividades de distribución de los materiales en uso entre las diferentes áreas, el almacén y la farmacia central permiten a los profesionales dedicarse mejor a prestar asistencia a los pacientes, con un **impacto positivo en la eficiencia de la estructura**.

**FR** La philosophie du **Logiko System** valorise la ressource la plus précieuse du monde hospitalier : **le travail du personnel qualifié**. En soulageant intelligemment la distribution des matériels utilisés entre les services, le magasin et la pharmacie centrale, les opérateurs peuvent mieux se consacrer aux soins des patients, ce qui a un **impact positif sur l'efficacité de l'établissement**.

**LOGIKO SYSTEM SI MUOVE IN OGNI AREA**

**LOGIKO SYSTEM MOVES THROUGH  
EVERY DEPARTMENT**

**EL SISTEMA LOGIKO SE MUEVE  
EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

**LE SYSTÈME LOGIKO SE DÉPLACE  
DANS TOUS LES DÉPARTEMENTS**



Pediatria  
Pediatrics  
Pediatria  
Pédiatrie




Reparti degenza  
Hospital wards  
Hospitalización  
Hospitalisation



Ambulatori  
Out-patients' departments  
Consultorios médicos  
Cabinets médicaux



Aree critiche  
Critical care units  
Unidades de cuidado críticos  
Unités de soins critiques



Magazzino di reparto  
Ward warehouse  
Almacén de área  
Département entrepôt



Magazzino / Farmacia centrale  
Warehouse / Central pharmacy  
Almacén / Farmacia central  
Magasin/ Pharmacie central



## Contenitori ISO intercambiabili: il cuore operativo della logistica

### Interchangeable ISO containers: the operational heart of logistics



**Mod. 301902** - h 5 cm  
Vaschetta ISO  
ISO tray  
Cestas, Bandeja ISO  
Bac ISO  
**Mod. 301912**  
Kit divisori  
Dividers kit  
Kit divisores  
Jeu de séparateurs



**Mod. 301904** - h 10 cm  
Vaschetta ISO  
ISO tray  
Cestas, Bandeja ISO  
Bac ISO  
**Mod. 301914**  
Kit divisori  
Dividers kit  
Kit divisores  
Jeu de séparateurs



**Mod. 301906** - h 20 cm  
Vaschetta ISO  
ISO tray  
Cestas, Bandeja ISO  
Bac ISO  
**Mod. 301916**  
Kit divisori  
Dividers kit  
Kit divisores  
Jeu de séparateurs

**IT** L'idea al centro di Logiko System sono i contenitori mobili standard ISO, interamente intercambiabili fra i diversi strumenti. I contenitori possono essere attrezzati con divisori a pettine riposizionabili per una facile e personalizzata ripartizione dei presidi da contenere. Grazie al particolare design delle fiancate i prodotti di Logiko System possono ospitare cestelli e vaschette sia in orizzontale "a cassetto", che inclinati (nelle pareti tecniche con fiancate in ABS) a favore dell'operatore, per un colpo d'occhio immediato del contenuto.


**EN** The idea at the heart of the Logiko system are the ISO standard mobile containers, entirely interchangeable between different furnishings. The containers can be equipped with repositionable comb dividers for an easy and personalized division of the items to be contained. Thanks to the particular design of the sides, the products of the Logiko System can house baskets and trays both horizontally "drawer-like" and inclined (in the technical walls with ABS sides) thus aiding the operator, for an immediate overview of the contents.

**ES** La idea central de Logiko System son los contenedores móviles conformes con la norma ISO, completamente intercambiables entre los diferentes elementos del mobiliario. Los contenedores se pueden equipar con divisores tipo peine reposicionables para una distribución fácil y personalizada de los dispositivos que albergan. Gracias al diseño particular de los paneles laterales, los productos de Logiko System pueden albergar cestas y cubetas tanto en horizontal «en cajón», como inclinados (en las paredes técnicas con paneles laterales de ABS) lo que simplifica el trabajo del sanitario, que puede visualizar a simple vista el contenido de inmediato.


**FR** L'idée au cœur du Logiko System, ce sont les récipients mobiles aux normes ISO, qui sont entièrement interchangeables entre les différents meubles. Les récipients peuvent être équipés de séparateurs à peine repositionnables pour une distribution facile et personnalisée du matériel médical à contenir. Grâce à la conception spéciale des flancs, les produits du Logiko System peuvent accueillir des paniers et des bacs soit horizontalement «à tiroirs», soit inclinés (dans les parois techniques avec flancs en ABS) au bénéfice de l'opérateur, pour une vision immédiate du contenu.

## Contenedores ISO intercambiables: el núcleo operativo de la logística

### Récipients ISO interchangeables : le cœur opérationnel de la logistique



RO MA BL LA  
**Mod. 303902** - h 7 cm  
Cassetto ISO con portaetichette  
ISO drawer with label holder profile  
Cajón ISO con perfil porta etiquetas  
Tiroir ISO avec porte-étiquette  
**Mod. 303912** - h 7 cm  
Divisori a pettine cassetto ISO  
Comb-like dividers ISO drawer  
Divisórios tipo peine cajón ISO  
Séparateur peigne tiroir ISO



RO MA BL LA  
**Mod. 303904** - h 14,5 cm  
Cassetto ISO con portaetichette  
ISO drawer with label holder profile  
Cajón ISO con perfil porta etiquetas  
Tiroir ISO avec porte-étiquette  
**Mod. 303914** - h 14,5 cm  
Divisori a pettine cassetto ISO  
Comb-like dividers ISO drawer  
Divisórios tipo peine cajón ISO  
Séparateur peigne tiroir ISO



RO BL  
**Mod. 303903** - h 7 cm  
Cassetto ISO portastupezacanti con portaetichette  
ISO lockable drawer for drugs with label holder profile  
Cajón ISO porta estupefacientes con perfil porta etiquetas  
Coffre à toxique ISO avec porte-étiquette



**Mod. 303905** - h 14,5 cm  
Cassetto ISO portastupezacanti con portaetichette  
ISO lockable drawer for drugs with label holder profile  
Cajón ISO porta estupefacientes con perfil porta etiquetas  
Coffre à toxique ISO avec porte-étiquette

## Quando l'Igiene Incontra la Performance: Solid Surface per la Sanificazione Totale

## When Hygiene Meets Performance: Solid Surface for a Complete Sanitization

## Cuando la Higiene se Encuentra con el Rendimiento: Solid Surface para una Sanitización Total

## Quand l'Hygiène Rencontre la Performance : le Solid Surface pour une Sanitation Totale

**IT** Negli ambienti sanitari, il controllo delle infezioni, la sicurezza dei pazienti e la continuità operativa rappresentano sfide costanti.

Ogni spazio, ogni superficie e ogni dettaglio contribuiscono a creare un luogo in cui cura, efficienza e comfort convivono armoniosamente.

**Il solid surface è un materiale tecnologicamente avanzato, progettato per rispondere alle esigenze più rigorose degli ambienti sanitari.**

Elimina i microspazi in cui possono annidarsi agenti patogeni, semplifica le operazioni di sanificazione, riducendo i punti difficili da pulire.

Grazie alla combinazione di **igiene, resistenza, continuità estetica e facilità di manutenzione**, rappresenta una delle soluzioni più evolute per l'arredamento ospedaliero, dove sicurezza e funzionalità sono imprescindibili.

**EN** In healthcare environments, infection control, patient safety, and operational continuity represent constant challenges.

Every space, every surface, and every detail contributes to creating settings where care, efficiency, and comfort coexist in harmony.

**Solid surface is a technologically advanced material, specifically engineered to meet the most stringent requirements of healthcare facilities.**

It eliminates micro-gaps where pathogens can accumulate and simplifies sanitization processes by reducing hard-to-clean areas. Thanks to its combination of **hygiene, durability, aesthetic continuity, and ease of maintenance**, solid surface represents one of the most advanced solutions for hospital furnishings, where safety and functionality are essential.

**ES** En los entornos sanitarios, el control de infecciones, la seguridad del paciente y la continuidad operativa representan desafíos constantes.

Cada espacio, cada superficie y cada detalle contribuyen a crear ambientes donde el cuidado, la eficiencia y el confort conviven en perfecta armonía.

**El solid surface es un material tecnológicamente avanzado, diseñado para responder a los requisitos más exigentes de los entornos sanitarios.**

Elimina los microespacios donde pueden alojarse agentes patógenos y simplifica las operaciones de sanitización, reduciendo las zonas de difícil limpieza.

Gracias a la combinación de **higiene, resistencia, continuidad estética** y facilidad de mantenimiento, representa una de las soluciones más avanzadas para el equipamiento hospitalario, donde la seguridad y la funcionalidad son imprescindibles.

**FR** Dans les environnements de santé, le contrôle des infections, la sécurité des patients et la continuité opérationnelle constituent des défis permanents.

Chaque espace, chaque surface et chaque détail contribuent à créer des lieux où les soins, l'efficacité et le confort coexistent harmonieusement.

**Le solid surface est un matériau technologiquement avancé, conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des environnements sanitaires.**

Il élimine les micro-espaces où peuvent se loger des agents pathogènes et simplifie les opérations de sanitation en réduisant les zones difficiles à nettoyer.

Grâce à la combinaison de **l'hygiène, de la résistance, de la continuité esthétique** et de la facilité d'entretien, il représente l'une des solutions les plus évoluées pour l'aménagement hospitalier, où la sécurité et la fonctionnalité sont essentielles.

## Solid Surface

### QUALI SONO I VANTAGGI?

### WHAT ARE THE ADVANTAGES?

### ¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS?

### QUELS SONT LES AVANTAGES ?



#### IT FACILE DA PULIRE

È un materiale non poroso, che impedisce l'assorbimento di liquidi e riduce il rischio di proliferazione batterica, favorendo una sanificazione rapida ed efficace. Ideale per ambienti ad alta criticità igienica come ambulatori, pronto soccorso e aree di degenza.



#### IT RESISTENZA

Progettato per un utilizzo intensivo, offre un'elevata resistenza termica e chimica, agli urti, all'usura, ai detergenti chimici. Mantiene inalterata l'estetica e le proprie prestazioni nel tempo.



#### IT COMFORT E BENESSERE PERCETTIVO

La sua superficie calda al tatto ed il design del materiale aiutano a creare ambienti più accoglienti, riducendo la percezione di freddezza tipica degli spazi ospedalieri.



#### IT IGNIFUGO

La struttura molecolare del materiale è composta da un reticolo molto stretto, che non permette la formazione di ossigeno all'interno del materiale, rendendolo ignifugo.

#### EN EASY TO CLEAN

As a non-porous material, it prevents liquid absorption and reduces the risk of bacterial growth, enabling fast and effective sanitization. Ideal for high-risk hygiene environments such as outpatient clinics, emergency departments, and inpatient areas.

#### EN DURABILITY

Designed for intensive use, offers high resistance to heat, chemicals, impacts, wear, and aggressive cleaning agents. It preserves its appearance and performance over time.

#### EN COMFORT AND PERCEPTUAL WELL-BEING

Its warm-to-the-touch surface and refined design help create more welcoming environments, reducing the sense of coldness typically associated with hospital spaces.

#### EN FIRE-RESISTANT

The material's molecular structure consists of a tightly bonded network that prevents the presence of oxygen within the material, making it inherently fire-resistant.

#### ES FÁCIL DE LIMPIAR

Es un material no poroso que impide la absorción de líquidos y reduce el riesgo de proliferación bacteriana, favoreciendo una sanitización rápida y eficaz. Ideal para entornos de alta criticidad higiénica, como consultas, servicios de urgencias y áreas de hospitalización.

#### ES RESISTENCIA

Diseñado para un uso intensivo, ofrece una elevada resistencia térmica y química, a los impactos, al desgaste y a los productos de limpieza agresivos. Mantiene inalteradas su estética y sus prestaciones a lo largo del tiempo.

#### ES CONFORT Y BIENESTAR PERCEPTIVO

Su superficie cálida al tacto y el diseño del material contribuyen a crear ambientes más acogedores, reduciendo la sensación de frialdad típica de los espacios hospitalarios.

#### ES IGNÍFUGO

La estructura molecular del material está compuesta por una red muy compacta que no permite la presencia de oxígeno en su interior, lo que lo hace ignífugo.

#### FR FACILE À NETTOYER

Matériau non poreux, il empêche l'absorption des liquides et réduit le risque de prolifération bactérienne, permettant une sanitation rapide et efficace. Idéal pour les environnements à haute exigence hygiénique tels que les cabinets médicaux, les services d'urgence et les unités d'hospitalisation.

#### FR RÉSISTANCE

Conçu pour un usage intensif, offre une excellente résistance thermique et chimique, aux chocs, à l'usure et aux produits de nettoyage agressifs. Il conserve son esthétique et ses performances dans le temps.

#### FR CONFORT ET BIEN-ÊTRE PERCEPTIF

Sa surface chaude au toucher et le design du matériau contribuent à créer des environnements plus accueillants, réduisant la sensation de froideur typique des espaces hospitaliers.

#### FR IGNIFUGE

La structure moléculaire du matériau est constituée d'un réseau très dense qui ne permet pas la présence d'oxygène à l'intérieur, le rendant ainsi ignifuge.

# unika



**Parete tecnica modulare**  
in ogni forma e configurazione

**Modular technical wall**  
in every shape and configuration

**Pared técnica modular**  
en todos los formatos y configuraciones

**Armoires médicales modulaires**  
dans toutes les formes et configurations

**IT** Disegnata per ospitare i diversi contenitori ISO di Logiko System, la **parete tecnica modulare Unika** si può personalizzare e attrezzare in base alle esigenze di ogni area funzionale. Diventa così un vero e proprio **polo funzionale per la distribuzione** dei presidi sanitari.

**EN** Designed to house the different ISO containers of Logiko System, the **Unika** modular technical wall can be customized and equipped according to the needs of each ward. Thus, it becomes **a true functional centre for the distribution of health products**.

**ES** Diseñada para albergar los diferentes contenedores ISO de Logiko System, la **pared técnica modular Unika** se puede personalizar y equipar en base a las necesidades de cada área. Se convierte así en un auténtico **centro funcional para la distribución de los dispositivos médicos**.

**FR** Conçue pour accueillir les différents récipients ISO du Logiko System, l'**armoire médicale modulaire Unika** peut être personnalisée et équipée en fonction des besoins de chaque service. Elle devient ainsi un véritable **pôle fonctionnel pour la distribution des dispositifs médicaux**.

Destinazione d'uso:  
Purpose of use:  
Utilización prevista:  
Utilisation prévue:



Conforme ai Criteri Ambientali Minimi  
Compliant with the Minimum Environmental Criteria  
Conforme a los Criterios Medioambientales Mínimos  
Conforme aux Critères Environnementaux Minimaux



unika

Il **design** diventa strumento di lavoro  
Design becomes a work tool  
El **diseño** se convierte en herramienta de trabajo  
Le **design** devient un outil de travail

|          |                              | Ante<br>Doors<br>Puertas<br>Portes                                            | Maniglie<br>Handles<br>Manijas<br>Poignées |
|----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| unika IM | Acciaio verniciato           | Acciaio verniciato                                                            | Acciaio con finitura opaca                 |
|          | Coated steel                 | Coated steel                                                                  | Steel with matt finish                     |
|          | Acero pintado                | Acero pintado                                                                 | Acero con acabado mate                     |
|          | Acier peint                  | Acier peint                                                                   | Acier avec finition mat                    |
| unika IL | Acciaio verniciato           | Profilo perimetrale anta in alluminio e pannello frontale in laminato         | Profilo di alluminio integrato nell'anta   |
|          | Coated steel                 | Door perimeter profile in aluminium and front panel in laminate               | Aluminium profile integrated in the door   |
|          | Acero pintado                | Perfil perimetral de la puerta de aluminio y panel frontal laminado           | Perfil de aluminio integrado en la puerta  |
|          | Acier peint                  | Profilé périmétrique de la porte en aluminium et panneau frontal en stratifié | Profilé en aluminium intégré dans la porte |
| unika IB | Materiale ligneo rivestito   | Bilaminato con profilo perimetrale arrotondato in ABS                         | Acciaio con finitura opaca                 |
|          | Coated wooden material       | Bilaminate with rounded ABS perimeter profile                                 | Steel with matt finish                     |
|          | Material de madera revestido | Bilaminado con perfil perimetral redondeado de ABS                            | Acero con acabado mate                     |
|          | Matériau en bois revêtu      | Bilaminé avec profilé périmétrique arrondi en ABS                             | Acier avec finition mat                    |

unika IM



Conforme ai Criteri Ambientali Minimi  
Compliant with the Minimum Environmental Criteria  
Conforme a los Criterios Medioambientales Mínimos  
Conforme aux Critères Environnementaux Minimaux



unika IM

Acciaio verniciato  
Coated steel  
Acero pintado  
Acier peint

Ante - Doors - Puertas - Portes

Acciaio verniciato  
Coated steel  
Acero pintado  
Acier peint

Maniglie - Handles - Manijas - Poignées

Acciaio con finitura opaca  
Steel with matt finish  
Acero con acabado mate  
Acier avec finition mat

# unika IL



Conforme ai Criteri Ambientali Minimi  
Compliant with the Minimum Environmental Criteria  
Conforme a los Criterios Medioambientales Mínimos  
Conforme aux Critères Environnementaux Minimaux



## unika IL

### Ante - Doors - Puertas - Portes

**Acciaio verniciato** Profilo perimetrale ante in alluminio e pannello frontale in laminato  
**Coated steel** Door perimeter profile in aluminium and front panel in laminate  
**Acero pintado** Perfil perimetral de la puerta de aluminio y panel frontal laminado  
**Acier peint** Profilé périmétrique de la porte en aluminium et panneau frontal en stratifié

### Maniglie - Handles - Manijas - Poignées

Profilo di alluminio integrato nell'anta  
Aluminium profile integrated in the door  
Perfil de aluminio integrado en la puerta  
Profilé en aluminium intégré dans la porte

# unika IB



Conforme ai Criteri Ambientali Minimi  
Compliant with the Minimum Environmental Criteria  
Conforme a los Criterios Medioambientales Mínimos  
Conforme aux Critères Environnementaux Minimaux



Conforme a Environmental Product Declaration (EPD)  
Compliant with the Environmental Product Declaration (EPD) standards  
Conforme a Environmental Product Declaration (EPD)  
Conforme aux Environmental Product Declaration (EPD)



## unika IB

### Ante - Doors - Puertas - Portes

**Materiale ligneo rivestito**  
**Coated wooden material**  
**Material de madera revestido**  
**Matériau en bois revêtu**

Bilaminato con profilo perimetrale arrotondato in ABS  
Bilaminate with rounded ABS perimeter profile  
Bilaminado con perfil perimetral redondeado de ABS  
Bilaminé avec profilé périmétrique arrondi en ABS

### Maniglie - Handles - Manijas - Poignées

Acciaio con finitura opaca  
Steel with matt finish  
Acero con acabado mate  
Acier avec finition mat

# Dimensioni - Dimensions - Dimensiones - Dimensions

**IT** Le dimensioni dei moduli sono in funzione delle attrezzature ISO contenute al loro interno, adottando i più comuni standard di arredo componibile.

**EN** The dimensions of the modules are in function of the ISO fittings they contain, adopting the most common modular furnishing standards.

**ES** Las dimensiones de los módulos están en función de los equipos ISO que contiene en su interior, adoptando los estándares más comunes del amoblado.

**FR** Les dimensions des modules dépendent de l'aménagement intérieur et correspondent aux standards d'ameublement modulaire les plus répandus.



Le fiancate in ABS consentono l'inserimento dei cassetti dei carrelli serie **uniko** h 7 cm (Mod. **303902**) e h 14,5 cm (Mod. **303904**).

The ABS sides allow to place the drawers from **uniko** trolley range h 7 cm (Mod. **303902**) and h 14,5 cm (Mod. **303904**).

Los costados de ABS permiten la inserción de los cajones de los carritos serie **uniko** h 7 cm (Mod. **303902**) y h 14,5 cm (Mod. **303904**).

Les parois latérales en ABS permettent d'insérer des tiroirs de la gamme **uniko** h 7 cm (Mod. **303902**) et h 14,5 cm (Mod. **303904**).




Maniglie ergonomiche, in acciaio, con finitura opaca, serratura di serie.

Ergonomic handles, in steel, with matt finish, standard lock.

Manijas ergonómicas, de acero, con acabado mate, cerradura de serie.

Poignées ergonomiques en acier, finition mat, serrure de série.



Cassetti con guide ad estrazione totale e chiusura antiurto.

Drawers with full extension runners and shockproof closure.

Cajones con guías de extracción total y cierre antirrobo.

Tiroirs à guides à sortie totale et fermeture antichocs.




L'altezza totale del telaio, completo di piedini, è di 23 cm. Il telaio consente di ridurre al minimo il numero dei piedini a terra e facilitare, così, le operazioni di pulizia.

The total height of the frame, complete with feet, is 23 cm. The frame allows for minimizing the number of feet on the ground and thus facilitates cleaning operations.

La altura total del bastidor, provisto de patas, es de 23 cm. El bastidor permite reducir al mínimo el número de patas y facilitar así las operaciones de limpieza.

La hauteur totale du châssis, pieds compris, est de 23 cm. Le châssis réduit au minimum le nombre de pieds au sol et facilite ainsi les opérations de nettoyage.



Top - Work-Top - Encimera - Plan de travail



**Mod. 3CR000**  
Top con alzatina.  
Work-top with backsplash.  
Encimera con borde elevado.  
Plan de travail avec rebord.



**Mod. 355680**  
Top in acciaio inox con alzatina.  
Work-top, stainless steel, with backsplash.  
Encimera de acero inoxidable con borde elevado.  
Plan de travail en acier inox, avec rebord.



**Mod. 355370**  
Top in laminato plastico con alzatina in alluminio.  
Plastic laminate top with aluminium backsplash.  
Encimera de laminado plástico con borde elevado de aluminio.  
Plan en plastique stratifié avec rebord en aluminium.

Lavelli - Sinks - Fregaderos - Lavabos

Completi di miscelatore e gruppo di scarico. - Complete with mixer tap and drain pipes.  
Con mezclador y grupo de descarga. - Équipés de mitigeur et groupe d'écoulement.



**Mod. 355400**  
Lavello con vasca e scivolo inox.  
Sink with bowl and slide, s/steel.  
Fregadero con seno y plano inclinado de acero inox.  
Lavabo à 1 bac et égouttoir inox.  
Dim. 34x39xh18 cm



**Mod. 3CR300**  
Lavello quadrato in solid surface.  
Sink square in solid surface.  
Fregadero cuadrado de solid surface.  
Lavabo carré en solid surface.  
Dim. 40x40xh21 cm



**Mod. 355700**  
Lavello saldato inox.  
Sink, welded, s/steel.  
Fregadero soldado de acero inox.  
Lavabo soudé inox.  
Dim. 40x40xh20 cm

**Mod. 355395**  
Lavello rotondo inox Ø 40 cm.  
Sink, round, s/steel, diameter 40 cm.  
Fregadero redondo de acero inox de Ø 40 cm.  
Lavabo rond inox diamètre 40 cm.

**Mod. 3CR320**  
Lavello ovale infanzia in solid surface.  
Sink, oval, infancy in solid surface.  
Fregadero oval infancia de solid surface.  
Lavabo ovale pour enfants en solid surface.  
Dim. 68x43xh18 cm

**Mod. 355706**  
Lavello saldato inox.  
Sink, welded, s/steel.  
Fregadero soldado de acero inox.  
Lavabo soudé inox.  
Dim. 86x42xh35 cm

**Mod. 355410**  
Lavello con 2 vasche e scivolo inox.  
Sink with 2 bowls and slide, s/steel.  
Fregadero con 2 senos y plano inclinado de acero inox.  
Lavabo à 2 bacs et égouttoir inox.

**Mod. 3CR330**  
Lavello a 2 vasche in solid surface.  
Sink, 2-bowl in solid surface.  
Fregadero de 2 senos de solid surface.  
Lavabo à 2 bacs en solid surface.  
Dim. 73x42xh21 cm

**Mod. 355710**  
Lavello saldato inox a 2 vasche.  
Sink, welded, s/steel, twin bowls.  
Fregadero soldado acero inox de 2 senos.  
Lavabo soudé inox à 2 bacs.

Colori - Colours - Colores - Couleurs

unika **IM**




**RAL 5005**  
Blu

unika **IL**



**Cod. 430**  
Blu Iris

unika **IB**



**Cod. 430**  
Blu Iris



**RAL 9010** Bianco  
**RAL 3000** Rosso



**RAL 2004** Arancione  
**RAL 6029** Verde



**Cod. 425** Lilla Erica  
**Cod. 460** Verde Erbetta



**Cod. 861** Arancione  
**Cod. 478** Grigio




**Cod. 810** Bianco mini  
**Frassino**



**Cod. 484** Blu Zaffiro  
**Cod. 425** Lilla Erica  
**Cod. 460** Verde Erbetta



**Cod. 862** Giallo  
**Cod. 861** Arancione  
**Cod. 478** Grigio



**Cod. 810** Bianco mini  
**Cod. 410** Bianco  
**Frassino**

# unika IM - H89

## Le basi - Base cabinets - Las bases - Les bases

46,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358700IM |
| 71 | 357000IM |
| 71 | 357010IM |

Base con anta cieca.  
Base cabinet with door.  
Base con puerta ciega.  
Base avec porte pleine.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358730IM |
| 71 | 357030IM |
| 71 | 357040IM |

Base vetrina.  
Base cabinet with glass door.  
Base con puerta de vidrio.  
Base avec porte vitrée.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358760IM |
| 71 | 357060IM |
| 71 | 357005IM |

Base a 4 cassetti.  
Base cabinet with 4 drawers.  
Base de 4 cajones.  
Base à 4 tiroirs.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358790IM |
| 71 | 357045IM |
| 71 | 357015IM |

Base a 2 cassetti.  
Base cabinet with 2 drawers.  
Base de 2 cajones.  
Base à 2 tiroirs.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358793IM |
| 71 | 357035IM |
| 71 | 357025IM |

Base a 3 cassetti.  
Base cabinet with 3 drawers.  
Base de 3 cajones.  
Base à 3 tiroirs.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358705IM |
| 71 | 357080IM |

Base sottolavello.  
Base cabinet, under sink.  
Base bajo fregadero.  
Base sous-lavabo.



|    |          |
|----|----------|
| 49 | 358720IM |
| 69 | 357020IM |

Base a giorno.  
Base cabinet, open.  
Base abierta.  
Base ouverte.

66,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358800IM |
| 51 | 358810IM |
| 71 | 357100IM |

Base con anta cieca.  
Base cabinet with door.  
Base con puerta ciega.  
Base avec porte pleine.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358830IM |
| 51 | 358840IM |
| 71 | 357130IM |

Base vetrina.  
Base cabinet with glass door.  
Base con puerta de vidrio.  
Base avec porte vitrée.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358860IM |
| 51 | 358805IM |
| 71 | 357160IM |

Base a 4 cassetti.  
Base cabinet with 4 drawers.  
Base de 4 cajones.  
Base à 4 tiroirs.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358855IM |
| 51 | 358815IM |
| 71 | 357105IM |

Base a 2 cassetti.  
Base cabinet with 2 drawers.  
Base de 2 cajones.  
Base à 2 tiroirs.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358825IM |
| 51 | 358835IM |
| 71 | 357115IM |

Base a 3 cassetti.  
Base cabinet with 3 drawers.  
Base de 3 cajones.  
Base à 3 tiroirs.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358870IM |
| 71 | 357180IM |

Base sottolavello.  
Base cabinet, under sink.  
Base bajo fregadero.  
Base sous-lavabo.



|    |          |
|----|----------|
| 49 | 358820IM |
| 69 | 357120IM |

Base a giorno.  
Base cabinet, open.  
Base abierta.  
Base ouverte.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358840SR |
|----|----------|

Base con serrandina.  
Base cabinet with roller shutter.  
Base con persiana.  
Base avec volet roulant.

Profondità (cm) - Depth (cm) - Profundidad (cm) - Profondeur (cm)

-----IM Elementi con fianchi in ABS per il contenimento di vaschette e/o cassetti ISO ed elementi a cassetti con telaio per vaschette ISO.  
Elements with ABS side panels for holding ISO trays and/or drawers and drawer elements with frame for ISO trays.  
Elementos con paneles laterales de ABS para alojar bandejas ISO y/o cajones y elementos de cajones con marco para bandejas ISO.  
Éléments avec panneaux latéraux en ABS pour accueillir des plateaux ISO et/ou des tiroirs et éléments de tiroirs avec cadre pour plateaux ISO.

93 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358900IM |
| 71 | 357200IM |

Base con ante cieche.  
Base cabinet with doors.  
Base con puertas ciegas.  
Base avec portes pleines.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358930IM |
| 71 | 357230IM |

Base vetrina.  
Base cabinet with glass doors.  
Base con puertas de vidrio.  
Base avec portes vitrée.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358960IM |
| 71 | 357260IM |

Base a 4 cassetti.  
Base cabinet with 4 drawers.  
Base de 4 cajones.  
Base à 4 tiroirs.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358975IM |
| 71 | 357205IM |

Base a 4 cassetti.  
Base cabinet with 4 drawers.  
Base de 4 cajones.  
Base à 4 tiroirs.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358990IM |
| 71 | 357225IM |

Base a 6 cassetti.  
Base cabinet with 6 drawers.  
Base de 6 cajones.  
Base à 6 tiroirs.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358980IM |
| 71 | 357280IM |

Base sottolavello.  
Base cabinet, under sink.  
Base bajo fregadero.  
Base sous-lavabo.



|    |          |
|----|----------|
| 49 | 358920IM |
| 69 | 357220IM |

Base a giorno.  
Base cabinet, open.  
Base abierta.  
Base ouverte.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358995IM |
|----|----------|

Base a 8 cassetti.  
Base cabinet with 8 drawers.  
Base de 8 cajones.  
Base à 8 tiroirs.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358970IM |
| 71 | 357270IM |

Base ad angolo.  
Base cabinet corner module.  
Base para composición en esquina.  
Base pour ensemble à angle.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358987IM |
| 71 | 357287IM |

Base sottolavello ad angolo.  
Base cabinet, under sink, corner module.  
Base bajo fregadero para composición en esquina.  
Base sous-lavabo pour ensemble à angle.

133 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 357305IM |
| 71 | 357300IM |

Base sottolavello.  
Base cabinet, under sink.  
Base bajo fregadero.  
Base sous-lavabo.



|    |          |
|----|----------|
| 71 | 357307IM |
|----|----------|

Base sottolavello ad angolo.  
Base cabinet, under sink, corner module.  
Base bajo fregadero para composición en esquina.  
Base sous-lavabo pour ensemble à angle.

Profondità (cm) - Depth (cm) - Profundidad (cm) - Profondeur (cm)

-----IM Elementi con fianchi in ABS per il contenimento di vaschette e/o cassetti ISO ed elementi a cassetti con telaio per vaschette ISO.  
Elements with ABS side panels for holding ISO trays and/or drawers and drawer elements with frame for ISO trays.  
Elementos con paneles laterales de ABS para alojar bandejas ISO y/o cajones y elementos de cajones con marco para bandejas ISO.  
Éléments avec panneaux latéraux en ABS pour accueillir des plateaux ISO et/ou des tiroirs et éléments de tiroirs avec cadre pour plateaux ISO.

# unika IM - H120

## Elementi superiori - Upper cabinets - Los elementos superiores - Les éléments supérieurs

46,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358400IM |
| 71 | 356400IM |
| 71 | 356410IM |

Elemento superiore con anta cieca.  
Upper cabinet with door.  
Elemento superior con puerta ciega.  
Élément supérieur avec porte pleine.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358430IM |
| 71 | 356430IM |
| 71 | 356440IM |

Elemento superiore vetrina.  
Upper cabinet with glass door.  
Elemento superior con puerta de vidrio.  
Élément supérieur avec porte vitrée.



|    |          |
|----|----------|
| 49 | 358420IM |
| 69 | 356420IM |

Elemento superiore a giorno.  
Upper cabinet, open.  
Elemento superior abierto.  
Élément supérieur ouvert.

66,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358500IM |
| 51 | 358510IM |
| 71 | 356500IM |

Elemento superiore con anta cieca.  
Upper cabinet with door.  
Elemento superior con puerta ciega.  
Élément supérieur avec porte pleine.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358530IM |
| 51 | 358540IM |
| 71 | 356530IM |

Elemento superiore vetrina.  
Upper cabinet with glass doors.  
Elemento superior con puerta de vidrio.  
Élément supérieur avec porte vitrée.



|    |          |
|----|----------|
| 49 | 358520IM |
| 69 | 356520IM |


Elemento superiore a giorno.  
Upper cabinet, open.  
Elemento superior abierto.  
Élément supérieur ouvert.

93 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358600IM |
| 71 | 356600IM |

Elemento superiore con ante cieche.  
Upper cabinet with doors.  
Elemento superior con puertas ciegas.  
Élément supérieur avec portes pleines.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358630IM |
| 71 | 356630IM |

Elemento superiore vetrina.  
Upper cabinet with glass doors.  
Elemento superior con puertas de vidrio.  
Élément supérieur avec portes vitrées.



|    |          |
|----|----------|
| 49 | 358620IM |
| 69 | 356620IM |

Elemento superiore a giorno.  
Upper cabinet, open.  
Elemento superior abierto.  
Élément supérieur ouvert.

Profondità (cm) - Depth (cm) - Profundidad (cm) - Profondeur (cm)

IM Elementi con fianchi in ABS per il contenimento di vaschette e/o cassetti ISO ed elementi a cassetti con telaio per vaschette ISO.  
Elements with ABS side panels for holding ISO trays and/or drawers and drawer elements with frame for ISO trays.  
Elementos con paneles laterales de ABS para alojar bandejas ISO y/o cajones y elementos de cajones con marco para bandejas ISO.  
Éléments avec panneaux latéraux en ABS pour accueillir des plateaux ISO et/ou des tiroirs et éléments de tiroirs avec cadre pour plateaux ISO.

# unika IM - H66

## I sopralzi - Over tall-cabinets - Los muebles superiores - Les rehausses

46,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 357402IM |
| 71 | 357407IM |

Sopralzo con anta cieca.  
Over tall-cabinet with door.  
Mueble superior con puerta ciega.  
Rehausse avec porte pleine.

66,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 357502IM |
| 71 | 357507IM |


Sopralzo con anta cieca.  
Over tall-cabinet with door.  
Mueble superior con puerta ciega.  
Rehausse avec porte pleine.

93 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 357602IM |
| 71 | 357607IM |

Sopralzo con ante cieche.  
Over tall-cabinet with doors.  
Mueble superior con puertas ciegas.  
Rehausse avec portes pleines.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 357672IM |
| 71 | 357677IM |

Sopralzo ad angolo.  
Over tall-cabinet corner module  
Mueble superior para composición en esquina.  
Rehausse pour ensemble à angle.

100 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 71 | 356990IM |
|----|----------|

Sopralzo con anta cieca.  
Over tall-cabinet with door.  
Mueble superior con puerta ciega.  
Rehausse avec porte pleine.

Profondità (cm) - Depth (cm) - Profundidad (cm) - Profondeur (cm)

IM Elementi con fianchi in ABS per il contenimento di vaschette e/o cassetti ISO ed elementi a cassetti con telaio per vaschette ISO.  
Elements with ABS side panels for holding ISO trays and/or drawers and drawer elements with frame for ISO trays.  
Elementos con paneles laterales de ABS para alojar bandejas ISO y/o cajones y elementos de cajones con marco para bandejas ISO.  
Éléments avec panneaux latéraux en ABS pour accueillir des plateaux ISO et/ou des tiroirs et éléments de tiroirs avec cadre pour plateaux ISO.

unika IM - H209

Colonne - Tall-cabinets - Las columnas - Les colonnes

46,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358000IM |
| 71 | 356000IM |
| 71 | 356010IM |

Colonna con anta cieca.  
Tall-cabinet with door.  
Columna con puerta ciega.  
Colonne avec porte pleine.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358030IM |
| 71 | 356030IM |
| 71 | 356040IM |

Colonna vetrina.  
Tall-cabinet with glass door.  
Columna con puerta de vidrio.  
Colonne avec porte vitrée.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358070IM |
|----|----------|

Colonna casellario a 5 vani.  
Tall-cabinet, 5 locker compartments.  
Columna casillero de 5 compartimientos.  
Colonne à casiers, 5 compartiments.



|    |          |
|----|----------|
| 49 | 358020IM |
| 69 | 356050IM |

Colonna a giorno.  
Tall-cabinet, open.  
Columna abierta.  
Colonne ouvert.



|    |          |
|----|----------|
| 71 | 356060IM |
|----|----------|

Colonna porta endoscopi.  
Tall-cabinet, endoscopes-holder.  
Columna porta endoscopios.  
Colonne porte-endoscopes.

66,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358100IM |
| 51 | 358110IM |
| 71 | 356100IM |

Colonna con anta cieca.  
Tall-cabinet with door.  
Columna con puerta ciega.  
Colonne avec porte pleine.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358130IM |
| 51 | 358140IM |
| 71 | 356130IM |

Colonna vetrina.  
Tall-cabinet with glass door.  
Columna con puerta de vidrio.  
Colonne avec porte vitrée.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358170IM |
| 71 | 356175IM |

Colonna casellario a 10 vani.  
Tall-cabinet, 10 locker compartments.  
Columna casillero de 10 compartimientos.  
Colonne à casiers, 10 compartiments.



|    |          |
|----|----------|
| 49 | 358120IM |
| 69 | 356150IM |

Colonna a giorno.  
Tall-cabinet, open.  
Columna abierta.  
Colonne ouvert.



|    |          |
|----|----------|
| 71 | 356180IM |
|----|----------|

Colonna porta endoscopi.  
Tall-cabinet, endoscopes-holder.  
Columna porta endoscopios.  
Colonne porte-endoscopes.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358140SR |
|----|----------|

Colonna con serrandina.  
Tall-cabinet with roller shutter.  
Columna con persiana.  
Colonne avec volet roulant.

93 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358200IM |
| 71 | 356200IM |

Colonna con ante cieche.  
Tall-cabinet with doors.  
Columna con puertas ciegas.  
Colonne avec portes pleines.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358230IM |
| 71 | 356230IM |

Colonna vetrina.  
Tall-cabinet with glass doors.  
Columna con puertas de vidrio.  
Colonne avec portes vitrées.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358260IM |
| 71 | 356260IM |

Colonna per composizione ad angolo.  
Tall-cabinet corner module.  
Columna para composición en esquina.  
Colonne pour ensemble à angle.



|    |          |
|----|----------|
| 49 | 358220IM |
| 69 | 356220IM |

Colonna a giorno.  
Tall-cabinet, open.  
Columna abierta.  
Colonne ouvert.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358380IM |
| 71 | 356380IM |

Mod. 301680  
Mobiletto stupefacenti.  
Drug safe.  
Mueble pequeño para estupefacientes.  
Meuble pour stupefiants.



|    |                         |
|----|-------------------------|
| 51 | 358270IM (101x51x209cm) |
|----|-------------------------|

Colonna casellario a 15 vani.  
Tall-cabinet, 15 locker compartments.  
Columna casillero de 15 compartimientos.  
Colonne à casiers, 15 compartiments.

Profondità (cm) - Depth (cm) - Profundidad (cm) - Profondeur (cm)

IM Elementi con fianchi in ABS per il contenimento di vaschette e/o cassette ISO ed elementi a cassette con telaio per vaschette ISO.  
Elements with ABS side panels for holding ISO trays and/or drawers and drawer elements with frame for ISO trays.  
Elementos con paneles laterales de ABS para alojar bandejas ISO y/o cajones y elementos de cajones con marco para bandejas ISO.  
Éléments avec panneaux latéraux en ABS pour accueillir des plateaux ISO et/ou des tiroirs et éléments de tiroirs avec cadre pour plateaux ISO.

unika IM - H66

I pensili - Wall-hanging cabinets - Los muebles colgantes - Les meubles suspendus

46,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 35 | 357405IM |
| 51 | 357400IM |

Pensile con anta cieca.  
Wall cabinet with door.  
Mueble colgante con puerta ciega.  
Meuble suspendu avec porte pleine.



|    |          |
|----|----------|
| 35 | 357435IM |
| 51 | 357430IM |

Pensile vetrina.  
Wall cabinet with glass door.  
Mueble colgante con puerta de vidrio.  
Meuble suspendu avec porte vitrée.



|    |          |
|----|----------|
| 33 | 357465IM |
| 49 | 357460IM |

Pensile a giorno.  
Wall cabinet, open.  
Mueble colgante abierta.  
Meuble suspendu ouvert.



|    |                        |
|----|------------------------|
| 35 | 357552IM (54,8x54,8cm) |
| 35 | 357554IM (74,8x74,8cm) |
| 51 | 357550IM (74,8x74,8cm) |


Pensile ad angolo.  
Wall cabinet, corner module.  
Mueble colgante para composición en esquina.  
Meuble suspendu pour ensemble à angle.

66,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 35 | 357505IM |
| 51 | 357500IM |
| 51 | 357510IM |

Pensile con anta cieca.  
Wall cabinet with door.  
Mueble colgante con puerta ciega.  
Meuble suspendu avec porte pleine.



|    |          |
|----|----------|
| 35 | 357535IM |
| 51 | 357530IM |
| 51 | 357540IM |

Pensile vetrina.  
Wall cabinet with glass door.  
Mueble colgante con puerta de vidrio.  
Meuble suspendu avec porte vitrée.



|    |          |
|----|----------|
| 33 | 357565IM |
| 49 | 357560IM |

Pensile a giorno.  
Wall cabinet, open.  
Mueble colgante abierta.  
Meuble suspendu ouvert.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 357540SR |
|----|----------|

Pensile con serrandina.  
Wall-hanging cabinet with roller shutter.  
Mueble colgante con persiana.  
Meuble suspendu avec volet roulant.

93 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 35 | 357605IM |
| 51 | 357600IM |

Pensile con ante cieche.  
Wall cabinet with doors.  
Mueble colgante con puertas ciegas.  
Meuble suspendu avec portes pleines.



|    |          |
|----|----------|
| 35 | 357635IM |
| 51 | 357630IM |

Pensile vetrina.  
Wall cabinet with glass doors.  
Mueble colgante con puerta de vidrio.  
Meuble suspendu avec porte vitrée.



|    |          |
|----|----------|
| 33 | 357685IM |
| 49 | 357680IM |

Pensile a giorno.  
Wall cabinet, open.  
Mueble colgante abierta.  
Meuble suspendu ouvert.

Profondità (cm) - Depth (cm) - Profundidad (cm) - Profondeur (cm)

IM Elementi con fianchi in ABS per il contenimento di vaschette e/o cassette ISO ed elementi a cassette con telaio per vaschette ISO.  
Elements with ABS side panels for holding ISO trays and/or drawers and drawer elements with frame for ISO trays.  
Elementos con paneles laterales de ABS para alojar bandejas ISO y/o cajones y elementos de cajones con marco para bandejas ISO.  
Éléments avec panneaux latéraux en ABS pour accueillir des plateaux ISO et/ou des tiroirs et éléments de tiroirs avec cadre pour plateaux ISO.

Le basi - Base cabinets - Las bases - Les bases

46,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358700IL |
| 71 | 357000IL |
| 71 | 357010IL |

Base con anta cieca.  
Base cabinet with door.  
Base con puerta ciega.  
Base avec porte pleine.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358730IL |
| 71 | 357030IL |
| 71 | 357040IL |

Base vetrina.  
Base cabinet with glass door.  
Base con puerta de vidrio.  
Base avec porte vitrée.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358760IL |
| 71 | 357060IL |
| 71 | 357005IL |

Base a 4 cassetti.  
Base cabinet with 4 drawers.  
Base de 4 cajones.  
Base à 4 tiroirs.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358790IL |
| 71 | 357045IL |
| 71 | 357015IL |

Base a 2 cassetti.  
Base cabinet with 2 drawers.  
Base de 2 cajones.  
Base à 2 tiroirs.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358793IL |
| 71 | 357035IL |
| 71 | 357025IL |

Base a 3 cassetti.  
Base cabinet with 3 drawers.  
Base de 3 cajones.  
Base à 3 tiroirs.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358705IL |
| 71 | 357080IL |

Base sottolavello.  
Base cabinet, under sink.  
Base bajo fregadero.  
Base sous-lavabo.



|    |          |
|----|----------|
| 49 | 358720IL |
| 69 | 357020IL |

Base a giorno.  
Base cabinet, open.  
Base abierta.  
Base ouverte.

66,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358800IL |
| 51 | 358810IL |
| 71 | 357100IL |

Base con anta cieca.  
Base cabinet with door.  
Base con puerta ciega.  
Base avec porte pleine.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358830IL |
| 51 | 358840IL |
| 71 | 357130IL |

Base vetrina.  
Base cabinet with glass door.  
Base con puerta de vidrio.  
Base avec porte vitrée.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358860IL |
| 51 | 358805IL |
| 71 | 357160IL |

Base a 4 cassetti.  
Base cabinet with 4 drawers.  
Base de 4 cajones.  
Base à 4 tiroirs.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358855IL |
| 51 | 358815IL |
| 71 | 357105IL |

Base a 2 cassetti.  
Base cabinet with 2 drawers.  
Base de 2 cajones.  
Base à 2 tiroirs.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358825IL |
| 51 | 358835IL |
| 71 | 357115IL |

Base a 3 cassetti.  
Base cabinet with 3 drawers.  
Base de 3 cajones.  
Base à 3 tiroirs.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358870IL |
| 71 | 357180IL |

Base sottolavello.  
Base cabinet, under sink.  
Base bajo fregadero.  
Base sous-lavabo.



|    |          |
|----|----------|
| 49 | 358820IL |
| 69 | 357120IL |

Base a giorno.  
Base cabinet, open.  
Base abierta.  
Base ouverte.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358840SR |
|----|----------|

Base con serrandina.  
Base cabinet with roller shutter.  
Base con persiana.  
Base avec volet roulant.

Profondità (cm) - Depth (cm) - Profundidad (cm) - Profondeur (cm)

IL Elementi con fianchi in ABS per il contenimento di vaschette e/o cassetti ISO ed elementi a cassetti con telaio per vaschette ISO.  
Elements with ABS side panels for holding ISO trays and/or drawers and drawer elements with frame for ISO trays.  
Elementos con paneles laterales de ABS para alojar bandejas ISO y/o cajones y elementos de cajones con marco para bandejas ISO.  
Éléments avec panneaux latéraux en ABS pour accueillir des plateaux ISO et/ou des tiroirs et éléments de tiroirs avec cadre pour plateaux ISO.

93 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358900IL |
| 71 | 357200IL |

Base con ante cieche.  
Base cabinet with doors.  
Base con puertas ciegas.  
Base avec portes pleines.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358930IL |
| 71 | 357230IL |

Base ante a vetro.  
Base cabinet with glass doors.  
Base con puertas de vidrio.  
Base avec portes vitrées.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358960IL |
| 71 | 357260IL |

Base a 4 cassetti.  
Base cabinet with 4 drawers.  
Base de 4 cajones.  
Base à 4 tiroirs.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358975IL |
| 71 | 357205IL |

Base a 4 cassetti.  
Base cabinet with 4 drawers.  
Base de 4 cajones.  
Base à 4 tiroirs.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358990IL |
| 71 | 357225IL |

Base a 6 cassetti.  
Base cabinet with 6 drawers.  
Base de 6 cajones.  
Base à 6 tiroirs.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358980IL |
| 71 | 357280IL |

Base sottolavello.  
Base cabinet, under sink.  
Base bajo fregadero.  
Base sous-lavabo.



|    |          |
|----|----------|
| 49 | 358920IL |
| 69 | 357220IL |

Base a giorno.  
Base cabinet, open.  
Base abierta.  
Base ouverte.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358995IL |
|----|----------|

Base a 8 cassetti.  
Base cabinet with 8 drawers.  
Base de 8 cajones.  
Base à 8 tiroirs.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358970IL |
| 71 | 357270IL |

Base ad angolo.  
Base cabinet corner module.  
Base para composición en esquina.  
Base pour ensemble à angle.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358987IL |
| 71 | 357287IL |

Base sottolavello ad angolo.  
Base cabinet, under sink, corner module.  
Base bajo fregadero para composición en esquina.  
Base sous-lavabo pour ensemble à angle.

133 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 357305IL |
| 71 | 357300IL |

Base sottolavello.  
Base cabinet, under sink.  
Base bajo fregadero.  
Base sous-lavabo.



|    |          |
|----|----------|
| 71 | 357307IL |
|----|----------|

Base sottolavello ad angolo.  
Base cabinet, under sink, corner module.  
Base bajo fregadero para composición en esquina.  
Base sous-lavabo pour ensemble à angle.

Profondità (cm) - Depth (cm) - Profundidad (cm) - Profondeur (cm)

IL Elementi con fianchi in ABS per il contenimento di vaschette e/o cassetti ISO ed elementi a cassetti con telaio per vaschette ISO.  
Elements with ABS side panels for holding ISO trays and/or drawers and drawer elements with frame for ISO trays.  
Elementos con paneles laterales de ABS para alojar bandejas ISO y/o cajones y elementos de cajones con marco para bandejas ISO.  
Éléments avec panneaux latéraux en ABS pour accueillir des plateaux ISO et/ou des tiroirs et éléments de tiroirs avec cadre pour plateaux ISO.

unikaIL - H120

Elementi superiori - Upper cabinets - Los elementos superiores - Les éléments supérieurs

46,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358400IL |
| 71 | 356400IL |
| 71 | 356410IL |

Elemento superiore con anta cieca.  
Upper cabinet with door.  
Elemento superior con puerta ciega.  
Élément supérieur avec porte pleine.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358430IL |
| 71 | 356430IL |
| 71 | 356440IL |

Elemento superiore vetrina.  
Upper cabinet with glass door.  
Elemento superior con puerta de vidrio.  
Élément supérieur avec porte vitrée.



|    |          |
|----|----------|
| 49 | 358420IL |
| 69 | 356420IL |

Elemento superiore a giorno.  
Upper cabinet, open.  
Elemento superior abierto.  
Élément supérieur ouvert.

66,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358500IL |
| 51 | 358510IL |
| 71 | 356500IL |

Elemento superiore con anta cieca.  
Upper cabinet with door.  
Elemento superior con puerta ciega.  
Élément supérieur avec porte pleine.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358530IL |
| 51 | 358540IL |
| 71 | 356530IL |

Elemento superiore vetrina.  
Upper cabinet with glass door.  
Elemento superior con puerta de vidrio.  
Élément supérieur avec porte vitrée.



|    |          |
|----|----------|
| 49 | 358520IL |
| 69 | 356520IL |

Elemento superiore a giorno.  
Upper cabinet, open.  
Elemento superior abierto.  
Élément supérieur ouvert.

93 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358600IL |
| 71 | 356600IL |

Elemento superiore con ante cieche.  
Upper cabinet with doors.  
Elemento superior con puertas ciegas.  
Élément supérieur avec portes pleines.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358630IL |
| 71 | 356630IL |

Elemento superiore vetrina.  
Upper cabinet with glass doors.  
Elemento superior con puertas de vidrio.  
Élément supérieur avec portes vitrées.



|    |          |
|----|----------|
| 49 | 358620IL |
| 69 | 356620IL |

Elemento superiore a giorno.  
Upper cabinet, open.  
Elemento superior abierto.  
Élément supérieur ouvert.

Profondità (cm) - Depth (cm) - Profundidad (cm) - Profondeur (cm)

IL

Elementi con fianchi in ABS per il contenimento di vaschette e/o cassetti ISO ed elementi a cassetti con telaio per vaschette ISO.  
Elements with ABS side panels for holding ISO trays and/or drawers and drawer elements with frame for ISO trays.  
Elementos con paneles laterales de ABS para alojar bandejas ISO y/o cajones y elementos de cajones con marco para bandejas ISO.  
Éléments avec panneaux latéraux en ABS pour accueillir des plateaux ISO et/ou des tiroirs et éléments de tiroirs avec cadre pour plateaux ISO.

unikaIL - H66

I sopralzi - Over tall-cabinets - Los muebles superiores - Les rehausses

46,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 357402IL |
| 71 | 357407IL |

Sopralzo con anta cieca.  
Over tall-cabinet with door.  
Mueble superior con puerta ciega.  
Rehausse avec porte pleine.

66,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 357502IL |
| 71 | 357507IL |

Sopralzo con anta cieca.  
Over tall-cabinet with door.  
Mueble superior con puerta ciega.  
Rehausse avec porte pleine.

93 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 357602IL |
| 71 | 357607IL |

Sopralzo con ante cieche.  
Over tall-cabinet with doors.  
Mueble superior con puertas ciegas.  
Rehausse avec portes pleines.

Profondità (cm) - Depth (cm) - Profundidad (cm) - Profondeur (cm)

IL

Elementi con fianchi in ABS per il contenimento di vaschette e/o cassetti ISO ed elementi a cassetti con telaio per vaschette ISO.  
Elements with ABS side panels for holding ISO trays and/or drawers and drawer elements with frame for ISO trays.  
Elementos con paneles laterales de ABS para alojar bandejas ISO y/o cajones y elementos de cajones con marco para bandejas ISO.  
Éléments avec panneaux latéraux en ABS pour accueillir des plateaux ISO et/ou des tiroirs et éléments de tiroirs avec cadre pour plateaux ISO.

100 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 71 | 356990IL |
|----|----------|

Sopralzo con ante cieche.  
Over tall-cabinet with doors.  
Mueble superior con puertas ciegas.  
Rehausse avec portes pleines.

Profondità (cm) - Depth (cm) - Profundidad (cm) - Profondeur (cm)

IL

Elementi con fianchi in ABS per il contenimento di vaschette e/o cassetti ISO ed elementi a cassetti con telaio per vaschette ISO.  
Elements with ABS side panels for holding ISO trays and/or drawers and drawer elements with frame for ISO trays.  
Elementos con paneles laterales de ABS para alojar bandejas ISO y/o cajones y elementos de cajones con marco para bandejas ISO.  
Éléments avec panneaux latéraux en ABS pour accueillir des plateaux ISO et/ou des tiroirs et éléments de tiroirs avec cadre pour plateaux ISO.

# unika IL - H209

## Colonne - Tall-cabinets - Las columnas - Les colonnes

46,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358000IL |
| 71 | 356000IL |
| 71 | 356010IL |

Colonna con anta cieca.  
Tall-cabinet with door.  
Columna con puerta ciega.  
Colonne avec porte pleine.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358030IL |
| 71 | 356030IL |
| 71 | 356040IL |

Colonna vetrina.  
Tall-cabinet with glass door.  
Columna con puerta de vidrio.  
Colonne avec porte vitrée.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358070IL |
|----|----------|

Colonna casellario a 5 vani.  
Tall-cabinet, 5 locker compartments.  
Columna casillero de 5 compartimentos.  
Colonne à casiers, 5 compartiments.



|    |          |
|----|----------|
| 49 | 358020IL |
| 69 | 356050IL |

Colonna a giorno.  
Tall-cabinet, open.  
Columna abierta.  
Colonne ouverte.



|    |          |
|----|----------|
| 71 | 356060IL |
|----|----------|

Colonna porta endoscopi.  
Tall-cabinet, endoscopes-holder.  
Columna porta endoscopios.  
Colonne porteendoscopes.

66,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358100IL |
| 51 | 358110IL |
| 71 | 356100IL |

Colonna con anta cieca.  
Tall-cabinet with door.  
Columna con puerta ciega.  
Colonne avec porte pleine.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358130IL |
| 51 | 358140IL |
| 71 | 356130IL |

Colonna vetrina.  
Tall-cabinet with glass door.  
Columna con puerta de vidrio.  
Colonne avec porte vitrée.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358170IL |
| 71 | 356175IL |

Colonna casellario a 10 vani.  
Tall-cabinet, 10 locker compartments.  
Columna casillero de 10 compartimentos.  
Colonne à casiers, 10 compartiments.



|    |          |
|----|----------|
| 49 | 358120IL |
| 69 | 356150IL |

Colonna a giorno.  
Tall-cabinet, open.  
Columna abierta.  
Colonne ouverte.



|    |          |
|----|----------|
| 71 | 356180IL |
|----|----------|

Colonna porta endoscopi.  
Tall-cabinet, endoscopes-holder.  
Columna porta endoscopios.  
Colonne porte-endoscopes.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358140SR |
|----|----------|

Colonna con serrandina.  
Tall-cabinet with roller shutter.  
Columna con persiana.  
Colonne avec volet roulant.

93 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358200IL |
| 71 | 356200IL |

Colonna con ante cieche.  
Tall-cabinet with doors.  
Columna con puertas ciegas.  
Colonne avec portes pleines.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358230IL |
| 71 | 356230IL |

Colonna vetrina.  
Tall-cabinet with glass doors.  
Columna con puertas de vidrio.  
Colonne avec portes vitrées.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358260IL |
| 71 | 356260IL |

Colonna per composizione ad angolo.  
Tall-cabinet corner module.  
Elementos con paneles laterales de ABS para alojar bandejas ISO y/o cajones y elementos de cajones con marco para bandejas ISO.  
Eléments avec panneaux latéraux en ABS pour accueillir des plateaux ISO et/ou des tiroirs et éléments de tiroirs avec cadre pour plateaux ISO.



|    |          |
|----|----------|
| 49 | 358220IL |
| 69 | 356220IL |

Colonna a giorno.  
Tall-cabinet, open.  
Columna abierta.  
Colonne ouverte.



Mod. 301680  
Mobiiletto stupefacenti.  
Drug safe.  
Mueble pequeño para estupefacientes.  
Meuble pour stupéfiants.

|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358380IL |
| 71 | 356380IL |

Armadio portamedicinali.  
Medicine cabinet.  
Armario porta medicinas.  
Armoire pharmacie.



|    |                         |
|----|-------------------------|
| 51 | 358270IL (101x51x209cm) |
|----|-------------------------|

Colonna casellario a 15 vani.  
Tall-cabinet, 15 locker compartments.  
Columna casillero de 15 compartimentos.  
Colonne à casiers, 15 compartiments.

IL Elementi con fianchi in ABS per il contenimento di vaschette e/o cassette ISO ed elementi a cassette con telaio per vaschette ISO.  
Elements with ABS side panels for holding ISO trays and/or drawers and drawer elements with frame for ISO trays.  
Elementos con paneles laterales de ABS para alojar bandejas ISO y/o cajones y elementos de cajones con marco para bandejas ISO.  
Eléments avec panneaux latéraux en ABS pour accueillir des plateaux ISO et/ou des tiroirs et éléments de tiroirs avec cadre pour plateaux ISO.

# unika IL - H66

## I pensili - Wall-hanging cabinets - Los muebles colgantes - Les meubles suspendus

46,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 35 | 357405IL |
| 51 | 357400IL |

Pensile con anta cieca.  
Wall cabinet with door.  
Mueble colgante con puerta ciega.  
Meuble suspendu avec porte pleine.



|    |          |
|----|----------|
| 35 | 357435IL |
| 51 | 357430IL |

Pensile vetrina.  
Wall cabinet with glass doors.  
Mueble colgante con puertas de vidrio.  
Meuble suspendu avec portes vitrées.



|    |          |
|----|----------|
| 33 | 357465IL |
| 49 | 357460IL |

Pensile a giorno.  
Wall cabinet, open.  
Mueble colgante abierta.  
Meuble suspendu ouvert.



|    |                        |
|----|------------------------|
| 35 | 357552IL (54,8x54,8cm) |
| 35 | 357554IL (74,8x74,8cm) |
| 51 | 357550IL (74,8x74,8cm) |

Pensile ad angolo.  
Wall cabinet, corner module.  
Mueble colgante para composición en esquina.  
Meuble suspendu pour ensemble à angle.

66,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 35 | 357505IL |
| 51 | 357500IL |
| 51 | 357510IL |

Pensile con anta cieca.  
Wall cabinet with door.  
Mueble colgante con puerta ciega.  
Meuble suspendu avec porte pleine.



|    |          |
|----|----------|
| 35 | 357535IL |
| 51 | 357530IL |
| 51 | 357540IL |

Pensile vetrina.  
Wall cabinet with glass doors.  
Mueble colgante con puertas de vidrio.  
Meuble suspendu avec portes vitrées.



|    |          |
|----|----------|
| 33 | 357565IL |
| 49 | 357560IL |

Pensile a giorno.  
Wall cabinet, open.  
Mueble colgante abierta.  
Meuble suspendu ouvert.



|    |          |
|----|----------|
| 35 | 357540SR |
|----|----------|

Pensile con serrandina.  
Wall-hanging cabinet with roller shutter.  
Mueble colgante con persiana.  
Meuble suspendu avec volet roulant.

93 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 35 | 357605IL |
| 51 | 357600IL |

Pensile con ante cieche.  
Wall cabinet with doors.  
Mueble colgante con puertas ciegas.  
Meuble suspendu avec portes pleines.



|    |          |
|----|----------|
| 35 | 357635IL |
| 51 | 357630IL |

Pensile vetrina.  
Wall cabinet with glass doors.  
Mueble colgante con puertas de vidrio.  
Meuble suspendu avec portes vitrées.



|    |          |
|----|----------|
| 33 | 357685IL |
| 49 | 357680IL |

Pensile a giorno.  
Wall cabinet, open.  
Mueble colgante abierta.  
Meuble suspendu ouvert.

IL Elementi con fianchi in ABS per il contenimento di vaschette e/o cassette ISO ed elementi a cassette con telaio per vaschette ISO.  
Elements with ABS side panels for holding ISO trays and/or drawers and drawer elements with frame for ISO trays.  
Elementos con paneles laterales de ABS para alojar bandejas ISO y/o cajones y elementos de cajones con marco para bandejas ISO.  
Eléments avec panneaux latéraux en ABS pour accueillir des plateaux ISO et/ou des tiroirs et éléments de tiroirs avec cadre pour plateaux ISO.

46,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358700IB |
| 71 | 357000IB |
| 71 | 357010IB |

Base con anta cieca.  
Base cabinet with door.  
Base con puerta ciega.  
Base avec porte pleine.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358730IB |
| 71 | 357030IB |
| 71 | 357040IB |

Base vetrina.  
Base cabinet with glass door.  
Base con puerta de vidrio.  
Base avec porte vitrée.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358760IB |
| 71 | 357060IB |
| 71 | 357005IB |

Base a 4 cassetti.  
Base cabinet with 4 drawers.  
Base de 4 cajones.  
Base à 4 tiroirs.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358790IB |
| 71 | 357045IB |
| 71 | 357015IB |

Base a 2 cassetti.  
Base cabinet with 2 drawers.  
Base de 2 cajones.  
Base à 2 tiroirs.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358793IB |
| 71 | 357035IB |
| 71 | 357025IB |

Base a 3 cassetti.  
Base cabinet with 3 drawers.  
Base de 3 cajones.  
Base à 3 tiroirs.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358705IB |
| 71 | 357080IB |

Base sottolavello.  
Base cabinet, under sink.  
Base bajo fregadero.  
Base sous-lavabo.



|    |          |
|----|----------|
| 49 | 358720IB |
| 69 | 357020IB |

Base a giorno.  
Base cabinet, open.  
Base abierta.  
Base ouverte.

66,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358800IB |
| 51 | 358810IB |
| 71 | 357100IB |

Base con anta cieca.  
Base cabinet with door.  
Base con puerta ciega.  
Base avec porte pleine.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358830IB |
| 51 | 358840IB |
| 71 | 357130IB |

Base vetrina.  
Base cabinet with glass door.  
Base con puerta de vidrio.  
Base avec porte vitrée.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358860IB |
| 51 | 358805IB |
| 71 | 357160IB |

Base a 4 cassetti.  
Base cabinet with 4 drawers.  
Base de 4 cajones.  
Base à 4 tiroirs.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358855IB |
| 51 | 358815IB |
| 71 | 357105IB |

Base a 2 cassetti.  
Base cabinet with 2 drawers.  
Base de 2 cajones.  
Base à 2 tiroirs.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358825IB |
| 51 | 358835IB |
| 71 | 357115IB |

Base a 3 cassetti.  
Base cabinet with 3 drawers.  
Base de 3 cajones.  
Base à 3 tiroirs.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358870IB |
| 71 | 357180IB |

Base sottolavello.  
Base cabinet, under sink.  
Base bajo fregadero.  
Base sous-lavabo.



|    |          |
|----|----------|
| 49 | 358820IB |
| 69 | 357120IB |

Base a giorno.  
Base cabinet, open.  
Base abierta.  
Base ouverte.

Profondità (cm) - Depth (cm) - Profundidad (cm) - Profondeur (cm)

-----IB Elementi con fianchi in ABS per il contenimento di vaschette e/o cassetti ISO ed elementi a cassetti con telaio per vaschette ISO.  
Elements with ABS side panels for holding ISO trays and/or drawers and drawer elements with frame for ISO trays.  
Elementos con paneles laterales de ABS para alojar bandejas ISO y/o cajones y elementos de cajones con marco para bandejas ISO.  
Éléments avec panneaux latéraux en ABS pour accueillir des plateaux ISO et/ou des tiroirs et éléments de tiroirs avec cadre pour plateaux ISO.

93 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358900IB |
| 71 | 357200IB |

Base con ante cieche.  
Base cabinet with doors.  
Base con puertas ciegas.  
Base avec portes pleines.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358930IB |
| 71 | 357230IB |

Base vetrina.  
Base cabinet with glass doors.  
Base con puertas de vidrio.  
Base avec portes vitrée.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358960IB |
| 71 | 357260IB |

Base a 4 cassetti.  
Base cabinet with 4 drawers.  
Base de 4 cajones.  
Base à 4 tiroirs.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358975IB |
| 71 | 357205IB |

Base a 4 cassetti.  
Base cabinet with 4 drawers.  
Base de 4 cajones.  
Base à 4 tiroirs.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358990IB |
| 71 | 357225IB |

Base a 6 cassetti.  
Base cabinet with 6 drawers.  
Base de 6 cajones.  
Base à 6 tiroirs.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358980IB |
| 71 | 357280IB |

Base sottolavello.  
Base cabinet, under sink.  
Base bajo fregadero.  
Base sous-lavabo.



|    |          |
|----|----------|
| 49 | 358920IB |
| 69 | 357220IB |

Base a giorno.  
Base cabinet, open.  
Base abierta.  
Base ouverte.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358995IB |
|----|----------|

Base a 8 cassetti.  
Base cabinet with 8 drawers.  
Base de 8 cajones.  
Base à 8 tiroirs.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358970IB |
| 71 | 357270IB |

Base ad angolo.  
Base cabinet corner module.  
Base para composición en esquina.  
Base pour ensemble à angle.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358987IB |
| 71 | 357287IB |

Base sottolavello ad angolo.  
Base cabinet, under sink, corner module.  
Base bajo fregadero para composición en esquina.  
Base sous-lavabo pour ensemble à angle.

133 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 357305IB |
| 71 | 357300IB |

Base sottolavello.  
Base cabinet, under sink.  
Base bajo fregadero.  
Base sous-lavabo.



|    |          |
|----|----------|
| 71 | 357307IB |
|----|----------|

Base sottolavello ad angolo.  
Base cabinet, under sink, corner module.  
Base bajo fregadero para composición en esquina.  
Base sous-lavabo pour ensemble à angle.

Profondità (cm) - Depth (cm) - Profundidad (cm) - Profondeur (cm)

-----IB Elementi con fianchi in ABS per il contenimento di vaschette e/o cassetti ISO ed elementi a cassetti con telaio per vaschette ISO.  
Elements with ABS side panels for holding ISO trays and/or drawers and drawer elements with frame for ISO trays.  
Elementos con paneles laterales de ABS para alojar bandejas ISO y/o cajones y elementos de cajones con marco para bandejas ISO.  
Éléments avec panneaux latéraux en ABS pour accueillir des plateaux ISO et/ou des tiroirs et éléments de tiroirs avec cadre pour plateaux ISO.

# unika IB - H120

## Elementi superiori - Upper cabinets - Los elementos superiores - Les éléments supérieurs

46,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358400IB |
| 71 | 356400IB |
| 71 | 356410IB |

Elemento superiore con anta cieca.  
Upper cabinet with door.  
Elemento superior con puerta ciega.  
Élément supérieur avec porte pleine.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358430IB |
| 71 | 356430IB |
| 71 | 356440IB |

Elemento superiore vetrina.  
Upper cabinet with glass door.  
Elemento superior con puerta de vidrio.  
Élément supérieur avec porte vitrée.



|    |          |
|----|----------|
| 49 | 358420IB |
| 69 | 356420IB |

Elemento superiore a giorno.  
Upper cabinet, open.  
Elemento superior abierto.  
Élément supérieur ouvert.

66,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358500IB |
| 51 | 358510IB |
| 71 | 356500IB |

Elemento superiore con anta cieca.  
Upper cabinet with door.  
Elemento superior con puerta ciega.  
Élément supérieur avec porte pleine.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358530IB |
| 51 | 358540IB |
| 71 | 356530IB |

Elemento superiore vetrina.  
Upper cabinet with glass door.  
Elemento superior con puerta de vidrio.  
Élément supérieur avec porte vitrée.



|    |          |
|----|----------|
| 49 | 358520IB |
| 69 | 356520IB |

Elemento superiore a giorno.  
Upper cabinet, open.  
Elemento superior abierto.  
Élément supérieur ouvert.

93 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358600IB |
| 71 | 356600IB |

Elemento superiore con anta cieca.  
Upper cabinet with door.  
Elemento superior con puertas ciegas.  
Élément supérieur avec portes pleines.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358630IB |
| 71 | 356630IB |

Elemento superiore vetrina.  
Upper cabinet with glass door.  
Elemento superior con puertas de vidrio.  
Élément supérieur avec portes vitrées.



|    |          |
|----|----------|
| 49 | 358620IB |
| 69 | 356620IB |

Elemento superiore a giorno.  
Upper cabinet, open.  
Elemento superior abierto.  
Élément supérieur ouvert.

Profondità (cm) - Depth (cm) - Profundidad (cm) - Profondeur (cm)

-----IB Elementi con fianchi in ABS per il contenimento di vaschette e/o cassetti ISO ed elementi a cassetti con telaio per vaschette ISO.  
Elements with ABS side panels for holding ISO trays and/or drawers and drawer elements with frame for ISO trays.  
Elementos con paneles laterales de ABS para alojar bandejas ISO y/o cajones y elementos de cajones con marco para bandejas ISO.  
Éléments avec panneaux latéraux en ABS pour accueillir des plateaux ISO et/ou des tiroirs et éléments de tiroirs avec cadre pour plateaux ISO.

# unika IB - H66

## I sopralzi - Over tall-cabinets - Los muebles superiores - Les rehausses

46,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 357402IB |
| 71 | 357407IB |

Sopralzo con anta cieca.  
Over tall-cabinet with door.  
Mueble superior con puerta ciega.  
Rehausse avec porte pleine.

66,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 357502IB |
| 71 | 357507IB |

Sopralzo con ante cieca.  
Over tall-cabinet with door.  
Mueble superior con puertas ciegas.  
Rehausse avec porte pleine.

93 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 357602IB |
| 71 | 357607IB |

Sopralzo con ante cieche.  
Over tall-cabinet with doors.  
Mueble superior con puertas ciegas.  
Rehausse avec portes pleines.

Profondità (cm) - Depth (cm) - Profundidad (cm) - Profondeur (cm)

-----IB Elementi con fianchi in ABS per il contenimento di vaschette e/o cassetti ISO ed elementi a cassetti con telaio per vaschette ISO.  
Elements with ABS side panels for holding ISO trays and/or drawers and drawer elements with frame for ISO trays.  
Elementos con paneles laterales de ABS para alojar bandejas ISO y/o cajones y elementos de cajones con marco para bandejas ISO.  
Éléments avec panneaux latéraux en ABS pour accueillir des plateaux ISO et/ou des tiroirs et éléments de tiroirs avec cadre pour plateaux ISO.

100 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 71 | 356990IB |
|----|----------|

Sopralzo con ante cieche.  
Over tall-cabinet with doors.  
Mueble superior con puertas ciegas.  
Rehausse avec portes pleines.

46,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358000IB |
| 71 | 356000IB |
| 71 | 356010IB |

Colonna con anta cieca.  
Tall-cabinet with door.  
Columna con puerta ciega.  
Colonne avec porte pleine.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358030IB |
| 71 | 356030IB |
| 71 | 356040IB |

Colonna vetrina.  
Tall-cabinet with glass door.  
Columna con puerta de vidrio.  
Colonne avec porte vitrée.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358070IB |
|----|----------|

Colonna casellario a 5 vani.  
Tall-cabinet, 5 locker compartments.  
Columna casillero de 5 compartimentos.  
Colonne à casiers, 5 compartiments.



|    |          |
|----|----------|
| 49 | 358020IB |
| 69 | 356050IB |

Colonna a giorno.  
Tall-cabinet, open.  
Columna abierta.  
Colonne ouverte.



|    |          |
|----|----------|
| 71 | 356060IB |
|----|----------|

Colonna porta endoscopi.  
Tall-cabinet, endoscopes-holder.  
Columna porta endoscopios.  
Colonne porte-endoscopes.

66,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358100IB |
| 51 | 358110IB |
| 71 | 356100IB |

Colonna con anta cieca.  
Tall-cabinet with door.  
Columna con puerta ciega.  
Colonne avec porte pleine.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358130IB |
| 51 | 358140IB |
| 71 | 356130IB |

Colonna vetrina.  
Tall-cabinet with glass door.  
Columna con puerta de vidrio.  
Colonne avec porte vitrée.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358170IB |
| 71 | 356175IB |

Colonna casellario a 10 vani.  
Tall-cabinet, 10 locker compartments.  
Columna casillero de 10 compartimentos.  
Colonne à casiers, 10 compartiments.



|    |          |
|----|----------|
| 49 | 358120IB |
| 69 | 356150IB |

Colonna a giorno.  
Tall-cabinet, open.  
Columna abierta.  
Colonne ouverte.



|    |          |
|----|----------|
| 71 | 356180IB |
|----|----------|

Colonna porta endoscopi.  
Tall-cabinet, endoscopes-holder.  
Columna porta endoscopios.  
Colonne porte-endoscopes.

93 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358200IB |
| 71 | 356200IB |

Colonna con ante cieche.  
Tall-cabinet with doors.  
Columna con puertas ciegas.  
Colonne avec portes pleines.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358230IB |
| 71 | 356230IB |

Colonna vetrina.  
Tall-cabinet with glass doors.  
Columna con puertas de vidrio.  
Colonne avec portes vitrées.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358260IB |
| 71 | 356260IB |

Colonna per composizione ad angolo.  
Tall-cabinet corner module.  
Columna para composición en esquina.  
Colonne pour ensemble à angle.



|    |          |
|----|----------|
| 49 | 358220IB |
| 69 | 356220IB |

Colonna a giorno.  
Tall-cabinet, open.  
Columna abierta.  
Colonne ouverte.



**Mod. 301680**  
Mobiletto stupefacenti.  
Drug safe.  
Mueble pequeño para estupefacientes.  
Meuble pour stupéfiants.



|    |          |
|----|----------|
| 51 | 358380IB |
| 71 | 356380IB |

Armadio portamedicinali.  
Medicine cabinet.  
Armario porta medicinas.  
Armoire pharmacie à 6 côtés.



|    |                         |
|----|-------------------------|
| 51 | 358270IB (101x51x209cm) |
|----|-------------------------|

Colonna casellario a 15 vani.  
Tall-cabinet, 15 locker compartments.  
Columna casillero de 15 compartimentos.  
Colonne à casiers, 15 compartiments.

Profondità (cm) - Depth (cm) - Profundidad (cm) - Profondeur (cm)

IB Elementi con fianchi in ABS per il contenimento di vaschette e/o cassette ISO ed elementi a cassette con telaio per vaschette ISO.  
Elements with ABS side panels for holding ISO trays and/or drawers and drawer elements with frame for ISO trays.  
Elementos con paneles laterales de ABS para alojar bandejas ISO y/o cajones y elementos de cajones con marco para bandejas ISO.  
Éléments avec panneaux latéraux en ABS pour accueillir des plateaux ISO et/ou des tiroirs et éléments de tiroirs avec cadre pour plateaux ISO.

46,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 35 | 357405IB |
| 51 | 357400IB |

Pensile con anta cieca.  
Wall cabinet with door.  
Mueble colgante con puerta ciega.  
Meuble suspendu avec porte pleine.



|    |          |
|----|----------|
| 35 | 357435IB |
| 51 | 357430IB |

Pensile vetrina.  
Wall cabinet with glass doors.  
Mueble colgante con puertas de vidrio.  
Meuble suspendu avec portes vitrées.



|    |          |
|----|----------|
| 33 | 357465IB |
| 49 | 357460IB |

Pensile a giorno.  
Wall cabinet, open.  
Muebles colgantes abierto.  
Meubles suspendus ouvert.



|    |                        |
|----|------------------------|
| 35 | 357552IB (54,8x54,8cm) |
| 35 | 357554IB (74,8x74,8cm) |
| 51 | 357550IB (74,8x74,8cm) |

Pensile ad angolo.  
Wall cabinet, corner module.  
Mueble colgante para composición en esquina.  
Meuble suspendu pour ensemble à angle.

66,5 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 35 | 357505IB |
| 51 | 357500IB |
| 51 | 357510IB |

Pensile con anta cieca.  
Wall cabinet with door.  
Mueble colgante con puerta ciega.  
Meuble suspendu avec porte pleine.



|    |          |
|----|----------|
| 35 | 357535IB |
| 51 | 357530IB |
| 51 | 357540IB |

Pensile vetrina.  
Wall cabinet with glass doors.  
Mueble colgante con puertas de vidrio.  
Meuble suspendu avec portes vitrées.



|    |          |
|----|----------|
| 33 | 357565IB |
| 49 | 357560IB |

Pensile a giorno.  
Wall cabinet, open.  
Muebles colgantes abierto.  
Meubles suspendus ouvert.

93 cm - larghezza - width - ancho - largeur



|    |          |
|----|----------|
| 35 | 357605IB |
| 51 | 357600IB |

Pensile con ante cieche.  
Wall cabinet with doors.  
Mueble colgante con puertas ciegas.  
Meuble suspendu avec portes pleines.



|    |          |
|----|----------|
| 35 | 357635IB |
| 51 | 357630IB |

Pensile vetrina.  
Wall cabinet with glass doors.  
Mueble colgante con puertas de vidrio.  
Meuble suspendu avec portes vitrées.



|    |          |
|----|----------|
| 33 | 357685IB |
| 49 | 357680IB |

Pensile a giorno.  
Wall cabinet, open.  
Muebles colgantes abierto.  
Meubles suspendus ouvert.

Profondità (cm) - Depth (cm) - Profundidad (cm) - Profondeur (cm)

IB Elementi con fianchi in ABS per il contenimento di vaschette e/o cassette ISO ed elementi a cassette con telaio per vaschette ISO.  
Elements with ABS side panels for holding ISO trays and/or drawers and drawer elements with frame for ISO trays.  
Elementos con paneles laterales de ABS para alojar bandejas ISO y/o cajones y elementos de cajones con marco para bandejas ISO.  
Éléments avec panneaux latéraux en ABS pour accueillir des plateaux ISO et/ou des tiroirs et éléments de tiroirs avec cadre pour plateaux ISO.

# newgo

La logistica **si muove agile**


The logistics **with agile movement**

La logística **se mueve con agilidad**

La logistique **se déplace avec agilité**



Destinazione d'uso:  
Purpose of use:  
Utilización prevista:  
Utilisation prévue:



**IT** Gli elementi **Newgo**, compatibili con i contenitori ISO, **sfruttano tutta la flessibilità di Logiko System** nel trasporto interno del materiale sanitario e nell'allestimento di postazioni operative sia fisse che temporanee. Il loro **design strutturale** consente rapidi spostamenti e manovrabilità, con massimo controllo e stabilità anche a pieno carico. Sono dotati di serie di ruote gemellate e di un solido basamento con coperture in materiale antiurto. Fianchi interni in ABS che consentono di variare cassetti e vaschette. Struttura in lamiera di acciaio verniciato.

**EN** The **Newgo** elements, compatible with ISO containers, **exploit all the flexibility of Logiko System** in the internal transport of sanitary materials and in setting up of both fixed and temporary operating stations. Their **structural design** allows for quick movements and manoeuvrability, with maximum control and stability even when fully loaded. They are equipped with standard twin wheels and a solid base with covers in shockproof material. Internal ABS sides allowing variation of drawers and trays. Painted sheet steel structure.

**ES** Los elementos **Newgo**, compatibles con los contenedores ISO, **aprovechan la flexibilidad de Logiko System** en el transporte interno del material sanitario y en la preparación de puestos operativos fijos o temporales. Su **diseño estructural** permite desplazamientos rápidos y manejabilidad, con el máximo control y estabilidad incluso a plena carga. Van equipados de serie con ruedas gemelas y una sólida base con protecciones de material antirrobo. Costados internos de ABS que permiten cambiar cajones y cestas. Estructura de chapa de acero barnizado.

**FR** Les éléments **Newgo**, compatibles avec les récipients ISO, **exploitent toute la flexibilité du Logiko System** dans le transport interne du matériel médical et dans la mise en place de postes de travail fixes et temporaires. Leur **design structurel** permet des déplacements et des manœuvres rapides, avec un contrôle et une stabilité maximums, même à pleine charge. Ils sont équipés de roulettes doubles et d'une base solide avec des recouvrements antichocs de série. Parois intérieures en ABS permettant de varier tiroirs et bacs. Structure en tôle d'acier peint.



# Colonne - Columns Columnas - Colonne

## H184 cm



### Mod. 326600N

Dim. 78x64xh184 cm

Elemento singolo con serrandina.

Single element with roller shutter.

Elemento simple con persiana.

Élément simple avec volet roulant.

### Mod. 326800N

Dim. 147x64xh184 cm

Elemento doppio con 2 serrandine.

Double element with 2 roller shutters.

Elemento doble con 2 persianas.

Élément double avec 2 volets roulants.

Gli accessori interni sono acquistabili separatamente  
Internal accessories can be purchased separately  
Los accesorios internos pueden comprarse aparte  
Les accessoires internes peuvent être achetés séparément



### Mod. 326850N

Dim. 222x64xh184 cm

Elemento triplo con 3 serrandine.

Triple element with 3 roller shutters.

Elemento triple con 3 persianas.

Élément triple avec 3 volets roulants.

Gli accessori interni sono acquistabili separatamente  
Internal accessories can be purchased separately  
Los accesorios internos pueden comprarse aparte  
Les accessoires internes peuvent être achetés séparément

## Colonne medie - Medium columns Columnas medianas - Colonnes de dimensions moyennes

### H154 cm

#### Mod. 326820N

Dim. 147x64xh184 cm

Elemento doppio con vano superiore a giorno con 2 ripiani regolabili in altezza e 2 serrandine.

Double element with upper open space equipped with 2 adjust shelves and 2 roller shutters.

Elemento doble con compartimento superior abierto con 2 repisas de altura regulable y 2 persianas.

Élément double avec compartiment supérieur ouvert avec 2 étagères réglables en hauteur et 2 volets roulants.



Mod. 326820N

#### Mod. 326830N

Dim. 147x64xh184 cm

Elemento doppio con vano a giorno. 4 ripiani di appoggio a tutta larghezza.

Double element with open space. 4 shelves across its whole width.

Elemento doble con compartimento abierto. 4 repisas de apoyo de todo el ancho.

Élément double avec compartiment ouvert. 4 étagères.



Mod. 326830N

Gli accessori interni sono acquistabili separatamente  
Internal accessories can be purchased separately  
Los accesorios internos pueden comprarse aparte  
Les accessoires internes peuvent être achetés séparément



Mod. 326570N

#### Mod. 326570N

Dim. 78x64xh154 cm

Elemento medio singolo.

Single medium element.

Elemento mediano simple.

Élément de dimensions moyennes simple.

#### 326575N

Dim. 78x64xh154 cm

Elemento medio singolo. Piano in ABS.

Single medium element Top in ABS.

Elemento mediano simple. Plano de ABS.

Élément de dimensions moyennes simple. Plateau en ABS.



Mod. 326580N

#### Mod. 326580N

Dim. 147x64xh164 cm

Elemento medio doppio. Double medium element

Elemento mediano doble. Élément de dimensions moyennes double.

#### Mod. 326585N

Dim. 147x64xh164 cm

Elemento medio doppio. Piano in ABS.

Double medium element. Top in ABS.

Elemento mediano doble. Plano de ABS.

Élément de dimensions moyennes double. Plateau en ABS.

Gli accessori interni sono acquistabili separatamente  
Internal accessories can be purchased separately  
Los accesorios internos pueden comprarse aparte  
Les accessoires internes peuvent être achetés séparément

# Basi - Bases - Bases - Chariots

## H94 cm

### Mod. 326500N

Dim. 78x64xh94 cm

Elemento singolo con serrandina.

Single element with roller shutter.

Elemento simple con persiana.

Élément simple avec volet roulant.



Mod. 326500N

### Mod. 326505N

Dim. 78x64xh94 cm

Elemento singolo con serrandina e piano in ABS.

Single element with roller shutter and top in ABS.

Elemento simple con persiana y superficie de ABS.

Élément simple avec volet roulant et plateau en ABS.



### Mod. 326520N

Dim. 147x64xh94 cm

Elemento doppio con 2 serrandine.

Double element with 2 roller shutters.

Elemento doble con 2 persianas.

Chariot double avec 2 volets roulants.

### Mod. 326525N

Dim. 147x64xh94 cm

Elemento doppio con 2 serrandine e piano in ABS.

Double element with 2 roller shutters and top in ABS.

Elemento doble con 2 persianas y superficie de ABS.

Chariot double avec 2 volets roulants et plateau en ABS.

Mod. 326520N



### Mod. 326540N

Dim. 222x64xh94 cm

Elemento triplo con 3 serrandine. 5 ruote gemellate.

Triple element with 3 roller shutters. 5 twin wheels.

Elemento triple con 3 persianas. 5 ruedas dobles.

Chariot triple avec 3 volets roulants. 5 roues à double galets.

### Mod. 326560N

Dim. 147x64xh94 cm

Elemento doppio a giorno. con piano in ABS.

Double element with open space and top in ABS.

Elemento doble abierto con superficie de ABS.

Chariot double ouvert avec plateau en ABS.

Mod. 326540N



Mod. 326560N

Gli accessori interni sono acquistabili separatamente  
Internal accessories can be purchased separately  
Los accesorios internos pueden comprarse aparte  
Les accessoires internes peuvent être achetés séparément

# Sottopiano - Under top

## Bajo plano - Sous plan de travail

## H87,5 cm

### Mod. 326510N

Dim. 77x59xh87,5 cm

Elemento singolo.

Single element.

Elemento simple.

Chariot simple.

### Mod. 326515N

Dim. 77x59xh87,5 cm

Elemento singolo con piano in ABS.

Single element with top in ABS.

Elemento simple con superficie de ABS.

Chariot simple avec plateau en ABS.



Mod. 326510N

### Mod. 326530N

Dim. 145x59xh87,5 cm

Elemento doppio con 2 serrandine.

Double element with 2 roller shutters.

Elemento doble con 2 persianas.

Chariot double avec 2 volets roulants.

### Mod. 326535N

Dim. 145x59xh87,5 cm

Elemento doppio con 2 serrandine e piano in ABS.

Double element with 2 roller shutters and top in ABS.

Elemento doble con 2 persianas y superficie de ABS.

Chariot double avec 2 volets roulants et plateau en ABS.



Mod. 326530N

### Mod. 326550N


Dim. 221x59xh87,5 cm

Elemento triplo sottopiano con 3 serrandine.

Triple element, under top with 3 roller shutters.

Elemento triple bajo plano con 3 persianas.

Chariot triple sous plan de travail avec 3 volets roulants.



Mod. 326550N

Gli accessori interni sono acquistabili separatamente  
Internal accessories can be purchased separately  
Los accesorios internos pueden comprarse aparte  
Les accessoires internes peuvent être achetés séparément

# Basi affiancabili - Juxtaposable bases

# Bases acoplables - Chariots accouplables

## H92 cm

**IT** Da 7 a 21 moduli disponibili per inserimento cassetti e vaschette ISO.

**EN** From 7 to 21 modules available for insertion of ISO drawers and trays.

**ES** Da 7 a 21 moduli disponibili per inserimento cassetti e vaschette ISO.

**FR** De 7 à 21 modules disponibles pour l'insertion de tiroirs et de plateaux ISO.

### Mod. 326501N

Dim. 73x56xh92 cm  
Elemento di trasporto affiancabile singolo con serranda su ruote.  
Transport element on wheels, juxtaposable, single, with roller shutter.  
Elemento de transporte acoplable simple sobre ruedas con persiana.  
Chariot simple accouplable avec volet roulant sur roues.

### Mod. 326521N

Dim. 141x56xh92 cm  
Elemento di trasporto affiancabile doppio con serranda su ruote.  
Transport element on wheels, juxtaposable, double, with roller shutter.  
Elemento de transporte acoplable doble sobre ruedas con persiana.  
Chariot double accouplable avec volet roulant sur roues.

### Mod. 326541N

Dim. 217x56xh92 cm  
Elemento di trasporto affiancabile triplo con serranda su ruote.  
Transport element on wheels, juxtaposable, triple, with roller shutter.  
Elemento de transporte acoplable triple sobre ruedas con persiana.  
Chariot triple accouplable avec volet roulant sur roues.



Mod. 326501N

Mod. 326521N



Mod. 326541N

Gli accessori interni sono acquistabili separatamente  
Internal accessories can be purchased separately  
Los accesorios internos pueden comprarse aparte  
Les accessoires internes peuvent être achetés séparément



# Lavelli sospesi a muro - Wall-hanging sinks

# Fregaderos suspendidos a la pared

# Lavabos suspendus au mur

**IT** Lavelli sospesi completi di miscelatore, gruppo di scarico e carter metallico asportabile frontale.

**EN** Hanging sinks with mixer, plumbing and removable metal cover front.

**ES** Fregaderos suspendidos con grifo mezclador, grupo de desagote y cárter metálico extraíble frontal.

**FR** Lavabos suspendus munis de mitigeur, groupe de vidange et carter métallique frontal amovible.



Mod. MB57061



**Mod. MB57060**  
46,5x60 cm  
Vasca - Basin  
Vasca - Baignoire  
25,5x40xh11 cm



**Mod. MB57061**  
66,6x60 cm  
Vasca - Basin  
Vasca - Baignoire  
40x40xh21 cm




**Mod. MB57063**  
93x60 cm  
Vasca - Basin  
Vasca - Baignoire  
40x40xh21 cm



**Mod. MB57065**  
93x60 cm  
Vasca - Basin  
Vasca - Baignoire  
70x40xh18 cm



**Mod. MB57066**  
93x60 cm  
Vasca - Basin  
Vasca - Baignoire  
73,5x42xh23 cm



**Mod. MB57068**  
Lavello infanzia sospeso con fasciatoio 163x60xh92/114 cm  
Hanging child's sink with baby-changing 163x60xh92/114 cm  
Fregadero suspendido para niños con cambiador 163x60xh92/114 cm  
Lavabo suspendu pour enfants avec table à langer 163x60xh92/114 cm

Dimensioni interne lavandino - Interior sink dimensions  
Dimensiones interiores del lavabo - Dimensions de l'évier intérieur  
68x42,5x17,5 cm

Larghezza materassino fasciatoio - Baby-changing mat width  
Anchura del cambiador - Largeur du matelas à langer  
66,5 cm

Gli accessori interni sono acquistabili separatamente  
Internal accessories can be purchased separately  
Los accesorios internos pueden comprarse aparte  
Les accessoires internes peuvent être achetés séparément

# Colonna portaendoscopi

## Endoscope storage column

### Columna porta endoscopios

### Colonne porte-endoscopes

## H207 cm

#### Mod. 328700N

Dim. 83x64xh207 cm

La serrandina in materiale plastico è facilmente asportabile e dotata di serratura con chiave. Attrezzata internamente di 6 supporti per portaendoscopi e un cassetto h 7 cm alla base.

The plastic roller shutter is easily removable and has a lock and key. Internally fitted with 6 supports for endoscope holders and a h 7 cm drawer at the base.

La persiana de material plástico es de fácil extracción dotada de cerradura con llave. Equipada internamente con 6 soportes para porta endoscopios y un cajón h 7 cm en la base.

Le volet roulant en matière plastique peut être facilement amovible et il est pourvu d'une serrure avec clé. Équipé à l'intérieur de 6 supports pour porte-endoscopes et d'un tiroir h 7 cm à la base.



Elemento di trasporto e stoccaggio con ante  
in acciaio inox

Modular transport and storage element with  
stainless steel doors

Elemento de transporte con puertas de acero inox

Élément de transport et de stockage avec portes  
en acier inoxydable

H180 cm



Profili laterali di serie colore grigio  
Standard side profiles in colour grey  
Perfiles laterales de color gris  
Profils latéraux standard couleur gris



**Mod. 326835**

Dim. cm 109x84x180 H

**IT** Elemento di trasporto con 2 vani interni, ante in acciaio inox e fiancate interne in ABS. Ante provviste di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica e cerniere che permettono un'apertura di 220°. Entrambi i fianchi laterali sono provvisti di coppia di maniglioni di spinta verticali.

**EN** Transport element with 2 internal compartments, stainless steel doors and ABS internal sides. Doors with lock and anti-shock key and with hinges allowing a 220° opening angle. Both lateral sides are equipped with a pair of vertical push handles.

**ES** Elemento de transporte con 2 compartimentos internos, puerta de acero inoxidable y costados de ABS internos. Puertas con cerradura con llave plegable anti-accidente y bisagras que permiten una abertura de 220°. Ambos costados laterales están provistos de par de manijas de empuje vertical.

**FR** Élément de transport avec 2 espaces intérieurs, portes en acier inox et flancs en ABS internes. Portes munies de serrure avec clé pliable contre les accidents et des charnières qui permettent une ouverture de 220°. Les deux flancs latéraux sont pourvus d'une paire de grosses poignées de poussée verticales.

# Distribuzione Terapia

## Medicine Distribution

## Distribución Medicamentos

## Distribution Medicaments

### Mod. 326502N

**IT** Elemento di trasporto con:  
6 vassoi a 5 scomparti;  
30 contenitori con 3 divisori  
cadauno completi di etichette;  
un cassetto ISO h 7 cm con  
porta etichette.  
Dim. 77x59xh87,5 cm.

**EN** Transport element with:  
6 trays with 5 compartments;  
30 medication bins each one  
with 3 dividers with label;  
a ISO drawer h 7 cm with label holder.  
Dim. 77x59xh87,5 cm.

**ES** Elemento de transporte de:  
6 bandejas de 5 huecos;  
30 pastilleros de 3 divisorios cada  
uno completo de porta-etiquetas;  
un cajón ISO h 7 cm con  
porta-etiqueta.  
Dim. 77x59xh87,5 cm.

**FR** Élément de transport avec:  
6 plateaux avec 5 compartiments;  
30 bacs piluliers, chacun avec 3  
séparateurs avec étiquette;  
un tiroir ISO h 7 cm avec porte-  
étiquette.  
Dim. 77x59xh87,5 cm.



Mod. 326502N



### Mod. 303900

Vassoi supporto contenitori monodose a 5 vani (5 contenitori piccoli, 3 contenitori piccoli + 1 grande, 1 contenitore piccolo + 2 grandi).

Tray for medication bins with 5 compartments (5 small bins, 3 small bins + 1 large bin, 1 small bin + 2 large bins).

Bandeja para pastilleros de 5 huecos (5 pastilleros pequeños, 3 pastilleros pequeños + 1 grande, 1 pastillero pequeño + 2 pastilleros pequeños).

Plateau pour bacs piluliers avec 5 compartiments (5 bacs simples, 3 bacs piluliers simples + 1 double bac, 1 bac simple + 2 bacs double).



Standard

### Accessori - Accessories - Accesorios - Accessoires



#### Mod. 3299965

Kit 35 serie di etichette per contenitore monodose piccolo. Comprende 35 etichette frontali + 140 etichette per divisori.

Kit of 35 label sets for small medication bins. That is: 35 front labels + 140 divider labels.

Kit de 35 series de etiquetas para pastilleros pequeños. Incluye 35 etiquetas para frontales + 140 etiquetas para divisorios.

Jeu de 35 étiquettes pour bac pilulier simple : le jeu inclut 35 étiquettes frontales + 140 étiquettes de séparation.



#### Mod. 3299970

Kit 15 serie di etichette per contenitore monodose grande. Comprende 15 etichette frontali + 60 etichette per divisori.

Kit of 15 label sets for large medication bins. That is: 15 front labels + 60 divider labels.

Kit de 15 series de etiquetas para pastilleros grandes. Incluye 15 etiquetas para frontales + 60 etiquetas para divisorio.

Jeu de 15 étiquettes pour bac pilulier double : le jeu inclut 15 étiquettes frontales + 60 étiquettes de séparation.



#### Mod. 3299955

Kit di 3 divisori aggiuntivi  
Kit of 3 additional dividers  
Kit de 3 separadores suplementarios  
Kit de 3 séparateurs supplémentaires



#### Mod. 3299957


Kit di 3 divisori aggiuntivi  
Kit of 3 additional dividers  
Kit de 3 separadores suplementarios  
Kit de 3 séparateurs supplémentaires



#### Mod. 3299954

Contenitori monodose (piccoli e grandi) con 3 divisori interni amovibili e riposizionabili completi di coperchio trasparente scorrevole che garantisce l'integrità del contenuto.

Pastilleros (pequeños y grandes) con 3 divisorios internos amovibles y reposicionables completos de cobertura deslizante y transparente que garantiza la integridad del contenido.



#### Mod. 3299956

Medication bins (small and large) with 3 removable and repositionable dividers complete with transparent sliding lid for content preservation.

Bacs piluliers (simple et double) avec étiquettes et 3 séparateurs faciles à repositionner, couvercle matière plastique transparente qui garantit l'intégrité du contenu.

Tavoli procedura **polivalenti**  
 Multipurpose **procedure tables**  
 Mesas de procedimiento **multifunción**  
 Tables de travail **polyvalentes**

H95 cm



**Mod. 326900**  
 Dim. 77x61xh95 cm



**Mod. 326920**  
 Dim. 114x61xh95 cm



**Mod. 326940**  
 Dim. 144x61xh95 cm



**Mod. 326960**  
 Dim. 164x61xh95 cm



**Mod. 326980**  
 Dim. 210x61xh95 cm

**IT** Top in solid surface con struttura in acciaio inox.

**EN** Top in solid surface with stainless steel structure.

**ES** Superficie de solid surface con estructura de acero inoxidable.

**FR** Plan en solid surface avec structure en acier inox.



**Soluzioni di configurazione**  
**Configuration examples**  
**Soluciones de configuración**  
**Solutions de configuration**



**IT** I cassetti sono accessori acquistabili separatamente.

**EN** Drawers are accessories that can be purchased separately.

**ES** Los cajones son accesorios que se pueden adquirir por separado.

**FR** Les tiroirs sont des accessoires vendus séparément.

# uniko

Il carrello per Logiko System


The trolley for Logiko System

El carro para Logiko System

Le chariot pour Logiko System



Destinazione d'uso:  
Purpose of use:  
Utilización prevista:  
Utilisation prévue:



**IT** Uniko è l'elemento più dinamico, il punto di arrivo della logistica Logiko System: **un carrello reparto pienamente personalizzabile**, compatibile con i contenitori ISO, che porta materiali e presidi fino al punto di utilizzo presso il paziente. Disponibile, come gli altri elementi, in diversi colori per riconoscere a colpo d'occhio il contenuto.

**EN** Uniko is the most dynamic element, the key point of Logiko System logistics: **a fully customizable ward trolley**, compatible with ISO containers, which carries materials and aids up to the point of use near the patient. Available, like the other elements, in different colours to recognize the contents at a glance.

**ES** Uniko es el elemento más dinámico, el hito de la logística Logiko System: **un carro médico totalmente personalizable**, compatible con los contenedores ISO, que traslada materiales y dispositivos médicos hasta el lugar de uso donde se encuentra el paciente. Disponible, al igual que el resto de elementos, en diferentes colores, para reconocer a simple vista el contenido.

**FR** Uniko est l'élément le plus dynamique, le point final de la logistique Logiko System : **un chariot de service entièrement personnalisable**, compatible avec les récipients ISO, qui permet d'apporter les matériels et l'assistance nécessaire au point d'utilisation auprès du patient. Disponibles, comme les autres éléments, en différentes couleurs pour reconnaître le contenu d'un coup d'œil.

**IT** Uniko può essere personalizzato in diverse configurazioni.


**EN** Uniko can be customized in different configurations.

**ES** Uniko se puede personalizar en diferentes configuraciones.

**FR** Le Uniko peut être personnalisé dans différentes configurations.

## Caratteristiche generali - General characteristics

## Características técnicas generales - Caractéristiques générales



**Kit sigilli - Kit of seals**  
**Kit precinto - Jeu de scellés**

Rosso Aragosta (RO)

Lavanda (LA)

Blu elettrico (BL)

Magnolia (MA)

### Colori - Colours - Colores - Couleurs

I colori sono disponibili per ogni altezza di cassetto h 7 cm e h 14,5 cm.  
The colours are available for each drawer height h 7 cm and h 14,5 cm.  
Los colores se encuentran disponibles para cualquier altura de cajón h 7 cm y h 14,5 cm.  
Les couleurs sont disponibles pour chaque hauteur de tiroir h 7 cm et h 14,5 cm.



# uniko

Il carrello reparto **pienamente personalizzabile**

A **fully customizable** ward trolley

Un carro médico **totalmente personalizable**

Un chariot de service **entièrement personnalisable**



## Mod. 326040M

Base carrello **uniko** a 9 guide.  
**uniko** base trolley with 9 guides.  
Base carro **uniko** de 9 guías.  
Base chariot **uniko** à 9 paires de rails.



## Mod. 326080M

Base carrello **uniko** a 5 guide parte inferiore + vano a giorno.  
**uniko** base trolley with 5 guides in lower part + open compartment.  
Base carro **uniko** de 5 guías parte inferior + compartimento abierto.  
Base chariot **uniko** à 5 paires de rails partie inférieure + compartiment ouvert.



## Mod. 326060M

Base carrello **uniko** a 5 guide predisposto per cassetto h30 cm.  
**uniko** base trolley with 5 guides designed for h30 cm drawer.  
Base carro **uniko** de 5 guías cajón h30 cm.  
Base chariot à 5 paires de rails préparés pour tiroir h30 cm.

**IT** I carrelli **Uniko** offrono innumerevoli configurazioni e sono costruiti per essere leggeri e maneggevoli.

**EN** **Uniko** trolleys offer countless configurations and are built to be light and easy to handle.

**ES** Los carros **Uniko** ofrecen infinitas configuraciones y han sido fabricados para ser ligeros y manejables.

**FR** Les chariots **Uniko** offrent d'innombrables configurations et sont construits pour être légers et maniables.

## COMPACT



## Mod. 326040MC

Base carrello **uniko**, a 9 guide e 2 barre porta accessori su entrambi i lati.  
**uniko** trolley base, with 9 guides and 2 accessory holder bars on both sides.  
Base del carro **uniko**, con 9 guías y 2 barras portaaccessorios a ambos lados.  
Base chariot **uniko**, à 9 rails et 2 barres porte-accessoires des deux côtés.



## Mod. 326080MC

Base carrello **uniko** a 5 guide parte inferiore + vano a giorno e 2 barre porta accessori su entrambi i lati.  
**uniko** trolley base, with 5 guides, open compartment and 2 accessory holder bars on both sides.  
Base del carro **uniko**, con 5 guías, compartimento abierto y 2 barras portaaccessorios a ambos lados.  
Base chariot **uniko** à 5 paires de rails partie inférieure + compartiment ouvert et 2 barres porte-accessoires des deux côtés.



## Mod. 326060MC

Base carrello **uniko** a 5 guide predisposto per cassetto h30 cm e 2 barre porta accessori su entrambi i lati.  
**uniko** base trolley with 5 guides designed for h30 cm drawer and 2 accessory holder bars on both sides.  
Base carro **uniko** de 5 guías cajón h30 cm y 2 barras portaaccessorios a ambos lados.  
Base chariot à 5 paires de rails préparés pour tiroir h30 cm et 2 barres porte-accessoires des deux côtés.

Uniko si adatta a tutte le funzionalità di reparto  
 Uniko adapts to all ward operations  
 Uniko se adapta a todas las funciones del área  
 Uniko s'adapte à toutes les fonctions du service



Emergenza - Emergency  
 Emergencia - Urgence

**Mod. 328040M**

104x70,5xh144,5/174,5 cm

**Mod. 328040MC**

93,5x70,5xh144,5/174,5 cm

**IT** Piano di lavoro h101 cm**EN** Worktop h101 cm**ES** Superficie de trabajo de h101 cm **FR** Plan de travail h101 cm

## Medicazione - Medication Medicación - Soins



Mod. 328019M

**Mod. 328019M**  
110x62,5xh172 cm

**Mod. 328019MC**  
99,5x62,5xh172 cm

IT Piano di lavoro h101 cm

EN Worktop h101 cm

ES Superficie de trabajo de h101 cm FR Plan de travail h101 cm

## Anestesia - Anaesthesia Anestesia - Anesthésie



Mod. 328059MC

**Mod. 328059M**  
96x62,5xh164 cm

**Mod. 328059MC**  
85,5x62,5xh164 cm

IT Piano di lavoro h101 cm

EN Worktop h101 cm

ES Superficie de trabajo de h101 cm FR Plan de travail h101 cm

# linkar

Il carrello da reparto **alleato del personale**

The ward trolley **as the staff's ally**

El carro médico: **el aliado del personal**

Le chariot de service **allié du personnel**


**IT** Fra i più apprezzati prodotti Malvestio, il **carrello Linkar** è stato **sviluppato per la massima stabilità in ogni condizione d'uso e un'ottima manovrabilità anche a pieno carico**. Sintesi leggera e robusta di materiali plastici e acciaio, Linkar si muove rapido e silenzioso in corsia. Il suo **design è sempre funzionale**: ogni elemento si estrae con facilità per le operazioni di manutenzione e pulizia. **L'intelligente combinazione di piani di lavoro**, maniglioni di spinta e impugnature aiuta la postura del personale con benefici sull'affaticamento e lo stress. Le sue linee morbide, gli spigoli addolciti e l'ampia scelta di colori lo armonizzano agli ambienti e migliorano l'esperienza dei pazienti e degli operatori.

**EN** Among the most popular Malvestio products, the **Linkar trolley** was **developed for maximum stability under all conditions of use and excellent manoeuvrability even when fully loaded**. A light and sturdy merging of plastic and steel materials, Linkar moves quickly and silently in wards. Its **design is always functional**: each element can be easily removed for maintenance and cleaning. **The intelligent combination of work surfaces**, push handles and grips helps staffs' posture with benefits for fatigue and stress. Its soft lines, softened edges and wide choice of colours create harmonious environments and improve the experience of patients and operators.

**ES** Entre los productos Malvestio más apreciados, el **carro Linkar** ha sido **desarrollado para ofrecer la máxima estabilidad en cualquier situación y una óptima manejabilidad a carga completa**. Síntesis ligera y robusta de materiales plásticos y acero, Linkar se mueve rápido y silencioso por los pasillos. Su **diseño siempre es funcional**: cada elemento se extrae con facilidad para las operaciones de mantenimiento y limpieza. **La inteligente combinación de superficies de trabajo**, manijas de empuje y empuñaduras protege la postura del personal, con los beneficios que esto comporta en términos de fatiga y estrés. Sus líneas suaves, los cantos redondeados y la amplia selección de colores hacen que armonice los con los espacios y mejoran la experiencia de pacientes y sanitarios.

**FR** Voici l'un des produits les plus populaires de Malvestio, le **chariot Linkar** a été **conçu pour offrir une stabilité maximale dans toutes les conditions d'utilisation et une excellente manoeuvrabilité, même lorsqu'il est entièrement chargé**. Synthèse légère et robuste de matériaux plastiques et en acier, Linkar se déplace rapidement et silencieusement dans les couloirs. Sa **conception est toujours fonctionnelle** : chaque élément est facilement démontable pour l'entretien et le nettoyage. **La combinaison astucieuse des plans de travail**, des poignées de poussée et des prises favorise la posture du personnel, ce qui a des effets bénéfiques sur la fatigue et le stress. Ses lignes douces, ses bords adoucis et son large choix de couleurs l'harmonisent avec les environnements et améliorent l'expérience des patients et des opérateurs.

Destinazione d'uso:  
Purpose of use:  
Utilización prevista:  
Utilisation prévue:



## Caratteristiche generali - General characteristics

## Características técnicas generales - Caractéristiques générales



Chiusura centralizzata.  
Central lock.  
Cierre centralizado.  
Fermeture centralisée.



Barre portaccessori.  
Accessory holder bars.  
Barras portaaccesorios.  
Barres porte-accessoires.



Pianetto portadefibrillatore rotante.  
Revolving defibrillator holder tray.  
Tablero rotativo porta desfibrilador.  
Plan de support défibrillateur pivotant.



Piano estraibile.  
Pull-out worktop.  
Superficie estraibile.  
Plan extractible.

Cassetti reclinabili.  
Flap-down drawers.  
Tiroirs inclinables.  
Cajones reclinables.



# linkar

Il carrello reparto **pienamente personalizzabile**

A **fully customizable** ward trolley

Un carro médico **totalmente personalizable**

Un chariot de service **entièrement personnalisable**



45

## Mod. 32945

Base carrello **Linkar** a 9 guide per cassetti da 45 cm.

**Linkar** base trolley with 9 guides, 45 cm drawers.

Base carro **Linkar** con 9 guías para cajones de 45 cm.

Base chariot **Linkar** à 9 paires de rails pour tiroirs de 45 cm.



60

## Mod. 32960

Base carrello **Linkar** a 9 guide per cassetti da 60 cm.

**Linkar** base trolley with 9 guides, 60 cm drawers.

Base carro **Linkar** con 9 guías para cajones de 60 cm.

Base chariot **Linkar** à 9 paires de rails pour tiroirs de 60 cm.



90

## Mod. 32990

Base carrello **Linkar** a 9+9 guide per cassetti da 45+45 cm e 2 barre porta accessori su entrambi i lati.

**Linkar** base trolley with 9+9 guides, 45+45 cm drawers and 2 accessory holder bars on both sides.

Base carro **Linkar** con 9+9 guías para cajones de 45+45 cm y 2 barras portaaccessorios a ambos lados.

Base chariot **Linkar**, à 9+9 paires de rails pour tiroirs de 45+45 cm et 2 barres porte-accessoires des deux côtés.

**IT** Linkar è uno **strumento flessibile**, in cui le dimensioni, i colori dei cassetti e i molti accessori permettono qualsiasi configurazione.

**EN** Linkar is a **flexible tool**, in which the dimensions, colours of the drawers and the many accessories allow for any configuration.

**ES** Linkar es un **instrumento flexible**, en el que las dimensiones, los colores de los cajones y muchos accesorios permiten cualquier configuración.

**FR** Linkar est un **outil flexible**, dont les dimensions, les couleurs des tiroirs et les nombreux accessoires permettent toutes les configurations.

## COMPACT



45C

## Mod. 32945C

Base carrello **Linkar** a 9 guide per cassetti da 45 cm e 2 barre porta accessori su entrambi i lati.

**Linkar** trolley base with 9 guides, 45 cm drawers, and 2 accessory holder bars on both sides.

Base del carro **Linkar** con 9 guías para cajones de 45 cm y 2 barras portaaccessorios a ambos lados.

Base chariot **Linkar** à 9 paires de rails et 2 barres porte-accessoires des deux côtés.



60C

## Mod. 32960C

Base carrello **Linkar** a 9 guide per cassetti da 60 cm e 2 barre porta accessori su entrambi i lati.

**Linkar** trolley base with 9 guides, 60 cm drawers, and 2 accessory holder bars on both sides.

Base del carro **Linkar** con 9 guías para cajones de 60 cm y 2 barras portaaccessorios a ambos lados.

Base chariot **Linkar** à 9 paires de rails pour tiroirs de 60 cm et 2 barres porte-accessoires des deux côtés.

Linkar si adatta a tutte le funzionalità di reparto  
 Linkar adapts to all ward operations  
 Linkar se adapta a todas las funciones del área  
 Linkar s'adapte à toutes les fonctions du service



Emergenza - Emergency  
 Emergencia - Urgence



BACK

FRONT

Mod. 329501

45

Mod. 329501

76,5x70,5xh144,5/174,5 cm

45C

Mod. 329501\_C

64x70xh144,5/174,5 cm

60

Mod. 329504

91x70,5xh144,5/174,5 cm

60C

Mod. 329504\_C

80,5x70x144,5/174,5 cm

IT Piano di lavoro h101 cm

EN Worktop h101 cm

ES Superficie de trabajo de h101 cm

FR Plateau de travail h101 cm

Medicazione - Medication  
Medicación - Soins



Mod. 329519

45

Mod. 329516  
76,5x62,5xh172 cm

45C

Mod. 329516-C  
64x62xh172 cm

60

Mod. 329519  
91x62,5xh172 cm

IT Piano di lavoro h101 cm    EN Worktop h101 cm    ES Superficie de trabajo de h101 cm    FR Plateau de travail h101 cm

Anestesia/Rianimazione - Anesthesia/Intensive care  
Anestesia/Reanimación - Anesthésie/Réanimation



Mod. 329531

60

Mod. 329531  
91x62,5xh164 cm

IT Piano di lavoro h101 cm    EN Worktop h101 cm    ES Superficie de trabajo de h101 cm    FR Plateau de travail h101 cm

# Accessori Accessories Accesorios Accessoires

**IT** Ogni aggiunta di accessori ai carrelli preconfigurati è soggetta a verifica di compatibilità da parte dell'ufficio tecnico.

**EN** Every addition of accessories to the pre-configured trolleys is subject to verification of compatibility by our technical department.

**ES** Cada accesorio agregado a los carros pre-configurados queda sujeto a verificación de compatibilidad por parte de la oficina técnica.

**FR** Tout ajout d'accessoires aux chariots préconfigurés est sujet à vérification de compatibilité de la part du service technique.



| TIPOLOGIA - TYPOLOGY<br>TIPOLOGÍA - TYPOLOGIE                                       | PRODOTTO - PRODUCT<br>PRODUCTO - PRODUIT                                                                                                                         | CODICE - CODE<br>CÓDIGO - ACODE | DESCRIZIONE - DESCRIPTION<br>DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                  | LINKAR | UNIKO | NEWGO | UNIKA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| CASSETTI - DRAWER - CAJONES - TIROIRS                                               |                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |       |       |
|     | Cassetto in lamiera<br>Steel sheet drawer<br>Cajón de chapa<br>Tiroir en tôle                                                                                    | 3299940                         | 45 x h7,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓      |       |       |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                  | 3299941                         | 45 x h15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓      |       |       |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                  | 3299942                         | 45 x h22,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓      |       |       |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                  | 3299943                         | 60 x h7,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓      |       |       |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                  | 3299944                         | 60 x h15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓      |       |       |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                  | 3299945                         | 60 x h22,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓      |       |       |       |
|    | Kit divisori<br>cassetti metallici<br>Steel drawer<br>divider kit<br><br>Kit separadores de<br>cajones metálicos<br>Kit de séparateurs<br>de tiroirs métalliques | 3299915_45                      | 45 x h7,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓      |       |       |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                  | 3299916_45                      | 45 x h15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓      |       |       |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                  | 3299917_45                      | 45 x h22,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓      |       |       |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                  | 3299915_60                      | 60 x h7,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓      |       |       |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                  | 3299916_60                      | 60 x h15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓      |       |       |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                  | 3299917_60                      | 60 x h22,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓      |       |       |       |
|  | Kit etichette<br>Kit labels<br>Kit etiquetas<br>Kit étiquettes                                                                                                   | 3299924_45                      | per cassetto 45 cm<br>for drawer 45 cm<br>para cajón 45 cm<br>pour tiroir 45 cm                                                                                                                                                                                                                         | ✓      |       |       |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                  | 3299924_60                      | per cassetto 60 cm<br>for drawer 60 cm<br>para cajón 60 cm<br>pour tiroir 60 cm                                                                                                                                                                                                                         | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                  | 3299334_60                      | kit etichette colorate per carrello emergenza pediatrico 60 cm<br>coloured label kit for pediatric emergency trolley drawers 60 cm<br>kit d'étiquettes couleur pour tiroirs du chariot d'urgence pédiatrique 60 cm<br>kit de etiquetas de colores para cajones de carros de emergencia pediátrica 60 cm | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|  | Vassoio porta<br>flaconi per cassetto<br>Bottle holder plate<br>for drawer<br><br>Bandeja portabotellas<br>para cajón<br>Plateau à bouteilles<br>pour tiroir     | 3299918                         | 45 cm 12 fori d.8 cm<br>45 cm 12 holes d.8 cm<br>45 cm 12 agujeros d.8 cm<br>45 cm 12 trous d.8 cm                                                                                                                                                                                                      | ✓      |       |       |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                  | 3299919                         | 60 cm 16 fori d.8 cm<br>60 cm 16 holes d.8 cm<br>60 cm 16 agujeros d.8 cm<br>60 cm 16 trous d.8 cm                                                                                                                                                                                                      | ✓      |       |       |       |
|   | Cassetto ISO<br>ISO drawer<br>Cajón ISO<br>Tiroir ISO                                                                                                            | 303902                          | h7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | ✓     | ✓     | ✓     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                  | 303904                          | h14,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | ✓     | ✓     | ✓     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                  | 303903                          | cassetto portastupezacenti h7 cm<br>drawer for drugs h7 cm<br>cajón porta estupefacientes h7 cm<br>coffre à toxique h7 cm                                                                                                                                                                               |        | ✓     | ✓     | ✓     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                  | 303905                          | cassetto portastupezacenti h14,5 cm<br>drawer for drugs h14,5 cm<br>cajón porta estupefacientes h14,5 cm<br>coffre à toxique h14,5 cm                                                                                                                                                                   |        | ✓     | ✓     | ✓     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                  | AB00240                         | h30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | ✓     |       |       |
|  |                                                                                                                                                                  | AB00241                         | cassetto portacartelle h30 cm<br>medical record drawer h30 cm<br>cajón portacarpetas h30 cm<br>tiroir à dossiers h30 cm                                                                                                                                                                                 |        | ✓     |       |       |

✓ Compatibile - Compatible - Compatible - Compatible

| TIPOLOGIA - TYPOLOGY<br>TIPOLOGÍA - TYPOLOGIE                                         | PRODOTTO - PRODUCT<br>PRODUCTO - PRODUIT | CODICE - CODE<br>CÓDIGO - ACODE | DESCRIZIONE - DESCRIPTION<br>DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                   | LINKAR | UNIKO | NEWGO | UNIKA |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
|    | Kit divisori<br>cassetto ISO             | 303912                          | h7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | ✓     | ✓     | ✓     |
|                                                                                       | Kit comb-like<br>dividers ISO drawer     | 303914                          | h14,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | ✓     | ✓     | ✓     |
|                                                                                       | Kit divisorios<br>cajón ISO              | 303917                          | h30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | ✓     |       |       |
|    | Kit séparations<br>tiroir ISO            | 303365                          | modulo portalastre amovibile<br>removable X-ray chart holder<br>módulo porta placas separables<br>module porte-dossiers radiologie amovible                                                                                                                                                                              |        | ✓     | ✓     | ✓     |
| VASCHETTE - TRAY - CESTAS - BAC                                                       |                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |       |       |
|    | ISO vaschetta forata                     | 301902                          | 60 x 40 x h5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | ✓     | ✓     | ✓     |
|                                                                                       | ISO perforated tray                      | 301904                          | 60 x 40 x h10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | ✓     | ✓     | ✓     |
|                                                                                       | ISO recipiente<br>perforado              | 301906                          | 60 x 40 x h20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | ✓     | ✓     | ✓     |
|    | Kit divisori per<br>vaschetta ISO        | 301912                          | h5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | ✓     | ✓     | ✓     |
|                                                                                       | Kit of dividers<br>for ISO tray          | 301914                          | h10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | ✓     | ✓     | ✓     |
|                                                                                       | Kit divisorios para<br>recipiente ISO    | 301916                          | h20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | ✓     | ✓     | ✓     |
|   | Jeu séparations<br>pour bac ISO          | 301910                          | porta etichetta in ABS<br>label holder in ABS<br>porta etiquetas en ABS<br>porte-étiquette en ABS                                                                                                                                                                                                                        |        | ✓     | ✓     | ✓     |
|  |                                          | 301950                          | kit guide estrazione totale e vaschetta h20 cm<br>kit of guides, total extraction and tray h20 cm<br>kit guías de extracción total y cesta h20 cm<br>kit glissières extraction totale et bac h20 cm                                                                                                                      |        |       | ✓     | ✓     |
|                                                                                       |                                          | 301960                          | kit guide estrazione totale e vaschetta h10 cm<br>kit of guides, total extraction and tray h10 cm<br>kit guías de extracción total y cesta h10 cm<br>kit glissières extraction totale et bac h10 cm                                                                                                                      |        |       | ✓     | ✓     |
| RIPIANI - SHELF - REPISA - ÉTAGÈREW                                                   |                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |       |       |
|  |                                          | 301908                          | ripiano in multistrato bilaminato per fianchi in ABS<br>bilaminated multilayer shelf for ABS side panels<br>repisa de contrachapado bilaminado para paneles laterales de ABS<br>plateau en multicouche bilaminée pour panneaux latéraux en ABS                                                                           |        |       |       | ✓     |
|                                                                                       |                                          | 301908L                         | ripiano in multistrato bilaminato per fianchi in ABS<br>bilaminated multilayer shelf for ABS side panels<br>repisa de contrachapado bilaminado para paneles laterales de ABS<br>plateau en multicouche bilaminée pour panneaux latéraux en ABS                                                                           |        |       | ✓     |       |
|  |                                          | 301907                          | ripiano in lamiera verniciata per moduli serranda e fiancate in ABS<br>painted sheet metal shelf for shutter modules and ABS sides<br>repisa de chapa pintada para módulos de persiana y laterales de ABS<br>plateau en tôle peinte pour modules de volets et côtés en ABS                                               |        |       | ✓     |       |
|                                                                                       |                                          | 301911                          | ripiano inox per moduli serranda e fiancate in ABS - stainless steel shelf for shutter modules and side panels in ABS - repisa de acero inoxidable para módulos de compuertas y paneles laterales de ABS - plateau en acier inoxydable pour modules de volets et côtés en ABS                                            |        |       | ✓     |       |
|                                                                                       |                                          | 303360N                         | ripiano per colonne doppie con vano a giorno - shelf for double columns with open compartment - repisa para columnas dobles con compartimiento abierto - étagère pour colonnes doubles avec compartiment ouvert                                                                                                          |        |       | ✓     |       |
|                                                                                       |                                          | 303921                          | ripiano amovibile - removable shelf - repisa separable - étagère amovible                                                                                                                                                                                                                                                |        | ✓     |       |       |
|                                                                                       |                                          | 303922                          | ripiano amovibile inox - removable stainless steel shelf<br>repisa separable inox - étagère amovible inox                                                                                                                                                                                                                |        | ✓     |       |       |
|  |                                          | 301948                          | ripiano con guide ad estrazione totale per elementi con fianchi in ABS<br>shelf with full-extension slides for items with ABS side panels<br>repisa con guías de extracción total para elementos con paneles laterales de ABS<br>plateau avec glissières à sortie totale pour les éléments avec panneaux latéraux en ABS |        |       | ✓     | ✓     |

| TIPOLOGIA - TYPOLOGY<br>TIPOLOGÍA - TYPOLOGIE                                                                                                                                                  | PRODOTTO - PRODUCT<br>PRODUCTO - PRODUIT | CODICE - CODE<br>CÓDIGO - ACODE | DESCRIZIONE - DESCRIPTION<br>DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LINKAR | UNIKO | NEWGO | UNIKA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
|                                                                                                                |                                          | 301940                          | portablisters a 4 guide estraibili per elementi con fianchi in ABS - 16 ganci<br>blister pack rack with 4 pull-out guides for items with ABS side panels - 16 hooks<br>portablisters de 4 guías extraíbles para elementos con paneles laterales de ABS - 16 ganchos<br>porte-blister à 4 à glissières extractibles pour éléments avec panneaux latéraux en ABS - 16 crochets |        |       | ✓     | ✓     |
|                                                                                                               |                                          | 301942                          | portascatoles blister su guide a estrazione totale<br>blister box holder with guides total extraction<br>soporte para cajas blister con extracción total<br>support de blister avec glissières extraction totale                                                                                                                                                             |        |       | ✓     |       |
|                                                                                                                |                                          | 3016701                         | rastrelliera portasonde modulo da 66.5 cm per elementi con fianchi in ABS<br>probe rack 66.5 cm module for items with ABS side panels<br>soporte para sondas módulo de 66.5 cm para elementos con paneles laterales de ABS<br>râtelier porte-sondes module de 66.5 cm pour éléments avec panneaux latéraux en ABS                                                            |        |       | ✓     | ✓     |
|                                                                                                                |                                          | 301946                          | 6 supporti per portaendoscopi<br>6 supports for endoscope holders<br>6 soportes para porta endoscopios<br>6 supports pour porte-endoscopes                                                                                                                                                                                                                                   |        |       | ✓     | ✓     |
| DISTRIBUZIONE FARMACI - MEDICINE DISTRIBUTION - DISTRIBUCIÓN MEDICAMENTOS<br>DISTRIBUTION DE MÉDICAMENTS                                                                                       |                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |       |       |
| <br>Vassoio<br>Tray<br>Bandeja<br>Plateau                                                                     |                                          | 303900                          | vassoio supporto contenitori monodose a 5 vani<br>tray for medication bins with 5 compartments<br>bandeja para pastilleros de 5 huecos<br>plateau pour bacs piluliers avec 5 compartiments                                                                                                                                                                                   |        | ✓     | ✓     | ✓     |
|                                                                                                                                                                                                |                                          | 3299950                         | vassoio supporto contenitori monodose con guide - 45 cm<br>tray for single-dose medication bins with guides - 45 cm<br>bandeja para pastilleros monodosis con guías - 45 cm<br>plateau pour bacs pilulers monodoses avec des glissières - 45 cm                                                                                                                              | ✓      |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                |                                          | 3299952                         | vassoio supporto contenitori monodose con guide - 60 cm<br>tray for single-dose medication bins with guides - 60 cm<br>bandeja para pastilleros monodosis con guías - 60 cm<br>plateau pour bacs pilulers monodoses avec des glissières - 60 cm                                                                                                                              | ✓      |       |       |       |
| <br>Contenitori monodose<br>Single-dose medication bins<br>Pastilleros monodosis<br>Bacs piluliers monodoses |                                          | 3299954                         | piccolo con 3 divisori<br>small with 3 dividers<br>pequeño con 3 divisorios<br>simple avec 3 séparateurs                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     |
|                                                                                                                                                                                                |                                          | 3299956                         | grande con 3 divisori<br>large with 3 dividers<br>grande con 3 divisorios<br>double avec 3 séparateurs                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     |
| <br>Divisorio aggiuntivo<br>Additional divider<br>Divisorio adicional<br>Séparateur supplémentaire           |                                          | 3299955                         | per contenitori monodose mod. 3299954<br>for medication bins mod. 3299954<br>para pastilleros mod. 3299954<br>pour bacs piluliers mod. 3299954                                                                                                                                                                                                                               | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     |
|                                                                                                                                                                                                |                                          | 3299957                         | per contenitori monodose mod. 3299956<br>for medication bins mod. 3299956<br>para pastilleros mod. 3299956<br>pour bacs piluliers mod. 3299956                                                                                                                                                                                                                               | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     |
| <br>Kit etichette<br>Kit label sets<br>Kit de etiquetas<br>Jeu de étiquettes                                 |                                          | 3299965                         | per contenitori monodose mod. 3299954<br>for medication bins mod. 3299954<br>para pastilleros mod. 3299954<br>pour bacs piluliers mod. 3299954                                                                                                                                                                                                                               | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     |
|                                                                                                                                                                                                |                                          | 3299970                         | per contenitori monodose mod. 3299956<br>for medication bins mod. 3299956<br>para pastilleros mod. 3299956<br>pour bacs piluliers mod. 3299956                                                                                                                                                                                                                               | ✓      | ✓     | ✓     | ✓     |

✓ Compatibile - Compatible - Compatible - Compatible


| TIPOLOGIA - TYPOLOGY<br>TIPOLOGÍA - TYPOLOGIE                                         | PRODOTTO - PRODUCT<br>PRODUCTO - PRODUIT | CODICE - CODE<br>CÓDIGO - ACODE | DESCRIZIONE - DESCRIPTION<br>DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                  | LINKAR | UNIKO | NEWGO | UNIKA |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| SISTEMI DI CHIUSURA* - CLOSING SYSTEM* - SISTEMA DE CIERRE* - SYSTÈME DE FERMETURE*   |                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |       |       |
|    |                                          | AB00218                         | chiusura con portasigillo (di serie sui carelli emergenza)<br>closure with seal holder (standard on emergency trolleys)<br>cierre con sellos (de serie en los carros de emergencia)<br>fermeture avec porte-scellés (standard sur les chariots d'urgence)                                               | ✓      |       |       |       |
|                                                                                       |                                          | 3299330                         | kit 100 sigilli numerati<br>kit 100 numbered seals<br>kit 100 sellos numerados<br>jeu 100 scellés numérotés                                                                                                                                                                                             | ✓      | ✓     |       |       |
|    |                                          | 303032                          | frontale di chiusura con portasigillo (di serie sui carelli emergenza)<br>frontal closing flap with seal holder (standard on emergency trolleys)<br>cierre frontal sellos (de serie en los carros de emergencia)<br>volet frontal de fermeture avec porte-scellés (standard sur les chariots d'urgence) |        | ✓     |       |       |
|                                                                                       |                                          | 303033                          | con serratura<br>with lock<br>con llave<br>avec serrure                                                                                                                                                                                                                                                 |        | ✓     |       |       |
|    |                                          | 303097                          | frontale con badge + combinazione<br>front with badge + combination<br>frontal con badge + combinación<br>façade avec badge + combinaison                                                                                                                                                               |        | ✓     |       |       |
|                                                                                       |                                          | 303098                          | frontale con serratura combinazione<br>front with combination lock<br>frontal con llave combinación<br>façade avec serrure combinaison                                                                                                                                                                  |        | ✓     |       |       |
|  |                                          | 3299990                         | serratura badge + combinazione<br>badge + combination lock<br>llave badge + combinación<br>serrure badge + combinaison                                                                                                                                                                                  | ✓      |       |       |       |
|                                                                                       |                                          | 3299991                         | serratura combinazione<br>combination lock<br>llave combinación<br>serrure combinaison                                                                                                                                                                                                                  | ✓      |       |       |       |
|  |                                          | 303851                          | serratura combinazione<br>combination lock<br>llave combinación<br>serrure combinaison                                                                                                                                                                                                                  |        |       | ✓     |       |
|                                                                                       |                                          | 303850                          | serratura badge + combinazione<br>badge + combination lock<br>llave badge + combinación<br>serrure badge + combinaison                                                                                                                                                                                  |        |       | ✓     |       |
|  |                                          | 303381                          | serratura per serrandina<br>lock for roller shutter<br>cerradura para persiana<br>serrure pour volet roulant                                                                                                                                                                                            |        |       | ✓     |       |
|  |                                          | 3299360                         | chiave passe partout<br>passe partout key<br>llave passe partout<br>clè passe partout                                                                                                                                                                                                                   | ✓      |       |       |       |
|                                                                                       |                                          | 301801                          | chiave passe partout<br>passe partout key<br>llave passe partout<br>clè passe partout                                                                                                                                                                                                                   |        | ✓     | ✓     |       |

\* **IT** Linkar nella configurazione standard è già dotato di chiusura. La tabella mostra le varianti applicabili.  
Uniko e Newgo non includono nessuna serratura di standard.

\* **EN** Linkar trolleys in the standard configuration already include a lock. The table shows the possible variants. Uniko and Newgo trolleys do not include any lock as a standard feature.

\* **ES** Linkar en la configuración de serie ya está equipado con una cerradura. La tabla muestra las variantes aplicables.  
Uniko y Newgo no incluyen ninguna cerradura de serie.

\* **FR** Dans sa configuration standard, Linkar est déjà équipé d'une serrure. Le tableau indique les variantes applicables.  
Uniko et Newgo ne comportent pas de serrure standard.

| TIPOLOGIA - TYPOLOGY<br>TIPOLOGÍA - TYPOLOGIE                                      | PRODOTTO - PRODUCT<br>PRODUCTO - PRODUIT | CODICE - CODE<br>CÓDIGO - ACODE | DESCRIZIONE - DESCRIPTION<br>DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LINKAR | UNIKO | NEWGO | UNIKA |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| TIPOLOGIE DI RUOTE* - TYPES OF WHEELS* - TIPOS DE RUEDAS* - TYPES DE ROUES*        |                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |       |       |
|    | 3299316                                  |                                 | freno sincronizzato 2 ruote anteriori - 45<br>synchronised brake 2 front wheels - 45<br>freno sincronizado 2 ruedas delanteras - 45<br>frein synchronisé 2 roues avant - 45                                                                                                                                                                   | ✓      |       |       |       |
|                                                                                    | 3299317                                  |                                 | freno sincronizzato 2 ruote anteriori - 60C<br>synchronised brake 2 front wheels - 60C<br>freno sincronizado 2 ruedas delanteras - 60C<br>frein synchronisé 2 roues avant - 60C                                                                                                                                                               | ✓      | ✓     |       |       |
|                                                                                    | 3299318                                  |                                 | freno sincronizzato 2 ruote anteriori - 60<br>synchronised brake 2 front wheels - 60<br>freno sincronizado 2 ruedas delanteras - 60<br>frein synchronisé 2 roues avant - 60                                                                                                                                                                   | ✓      | ✓     |       |       |
|                                                                                    | 3299319                                  |                                 | freno centralizzato 90<br>central brake 90<br>freno centralizado 90<br>frein centralisé 90                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓      |       |       |       |
|  | 3299320                                  |                                 | 5° ruota<br>5° wheel<br>5° rueda<br>5° roue                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓      | ✓     |       |       |
|                                                                                    | 3299310                                  |                                 | kit 2 ruote antistatiche<br>2 antistatic wheels kit<br>kit 2 ruedas antiestáticas<br>set 2 roulettes antistatiques                                                                                                                                                                                                                            | ✓      | ✓     |       |       |
|                                                                                    | 3299312                                  |                                 | kit 4 ruote antistatiche<br>4 antistatic wheels kit<br>kit 4 ruedas antiestáticas<br>set 4 roulettes antistatiques                                                                                                                                                                                                                            | ✓      | ✓     |       |       |
|                                                                                    | AB00228                                  |                                 | kit ruote gemellate, 2 antistatiche, diam. 12,5 cm<br>kit twin wheels, 2 antistatic, diam. 12,5 cm<br>kit ruedas dobles, 2 antiestáticas, diam. 12,5 cm<br>kit roues double, 2 antistatiques, diam. 12,5 cm                                                                                                                                   | ✓      | ✓     |       |       |
|                                                                                    | 303310N                                  |                                 | kit ruote antistatiche per carrelli singoli e doppi<br>antistatic wheels kit for single and double trolleys<br>kit ruedas antiestáticas para carros simples y dobles<br>set roulettes antistatiques pour les chariots simples et doubles                                                                                                      |        |       | ✓     |       |
|                                                                                    | 303310N3                                 |                                 | kit ruote antistatiche per carrelli tripli<br>antistatic wheels kit for triple trolleys<br>kit ruedas antiestáticas para carros triples<br>set roulettes antistatiques pour les chariots triples                                                                                                                                              |        |       | ✓     |       |
|                                                                                    | 303310NAS                                |                                 | kit ruote antistatiche per elementi affiancabili e sottopiano singoli o doppi<br>antistatic wheels kit for single or double juxtaposable and under top elements<br>kit ruedas antiestáticas para elementos acoplables y bajos planos simples o dobles<br>kit de roues antistatiques pour éléments simples ou doubles côte à côte et sous-côte |        |       | ✓     |       |
|                                                                                    | 303310N3AS                               |                                 | kit ruote antistatiche per elementi affiancabili e sottopiano tripli<br>antistatic wheels kit for triples juxtaposable and under top elements<br>kit ruedas antiestáticas para elementos acoplables y bajos planos triples<br>kit de roues antistatiques pour éléments triples côte à côte et sous-côte                                       |        |       | ✓     |       |
| FIANCATE - SIDES - LATERALES - CÔTÉS                                               |                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |       |       |
|  | 3299300                                  |                                 | pianetto abbattibile laterale da agganciare alla coppia di barre laterali<br>side folding table to be attached to the pair of side bars<br>plataforma lateral plegable que se fija al par de barras laterales<br>plate-forme latérale pliante à fixer à la paire de barres latérales                                                          | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|                                                                                    | 3299301                                  |                                 | pianetto sostitutivo a prima tasca laterale in alto<br>replacing shelf at first side pocket at top<br>repisa de reemplazo en el primer bolsillo lateral de la parte superior<br>étagère de remplacement sur le premier côté pochette sur le dessus                                                                                            | ✓      | ✓     |       |       |

\* **IT** Tutte le tipologie di carrelli nella configurazione standard sono dotati di ruote. Questa tabella mostra le varianti applicabili.

\* **EN** All trolley types in the standard configuration are equipped with wheels. This table shows the possible variations.

\* **ES** Todos los tipos de carros de la configuración estándar están equipados con ruedas. Esta tabla muestra las variantes aplicables.

\* **FR** Tous les types de chariots de la configuration standard sont équipés de roues. Ce tableau présente les variantes applicables.

✓ Compatibile - Compatible - Compatible - Compatible

| TIPOLOGIA - TYPOLOGY<br>TIPOLOGÍA - TYPOLOGIE                                         | PRODOTTO - PRODUCT<br>PRODUCTO - PRODUIT | CODICE - CODE<br>CÓDIGO - ACODE | DESCRIZIONE - DESCRIPTION<br>DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                      | LINKAR | UNIKO | NEWGO | UNIKA |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
|    |                                          | 3299302                         | 2 pianetti sostitutivi a prime 2 tasche laterali in alto<br>2 replacing shelf at 2 first side pocket at top<br>2 repisas de reemplazo en los 2 primeros bolsillos laterales de la parte superior<br>2 étagères de remplacement sur le 2 premier côté pochette sur le dessus | ✓      | ✓     |       |       |
|    |                                          | 3299280                         | supporto per scatolone rifiuti speciali<br>special waste box holder<br>soporte para caja para residuos especiales<br>support de boîte pour déchets spéciaux                                                                                                                 | ✓      | ✓     |       |       |
|                                                                                       |                                          | AB00242                         | supporto per bacinella per carrello sala gessi<br>basin holder for chalk room trolley<br>soporte para cubeta para carro de tiza<br>support de bassin pour chariot de salle de cral                                                                                          | ✓      | ✓     |       |       |
|    |                                          | 3299305                         | box con chiusura a chiave<br>locking box<br>caja con llave<br>boîte avec fermeture                                                                                                                                                                                          | ✓      | ✓     |       |       |
|    |                                          | AY00941                         | maniglione di spinta<br>push handle<br>manija de empuje<br>poignée de poussée                                                                                                                                                                                               | ✓      | ✓     |       |       |
|   |                                          | 303345L                         | maniglione laterale di spinta a ribalta per elementi alti<br>additional flap-down lateral pushing handle for high elements<br>manija adicional basculante para elementos altos<br>poignées escamotable pour éléments élevés                                                 |        |       |       | ✓     |
|                                                                                       |                                          | 303346L                         | maniglione laterale di spinta a ribalta per elementi medi<br>additional flap-down lateral pushing handle for medium elements<br>manija adicional basculante para elementos medios<br>poignées escamotable pour éléments moyens                                              |        |       |       | ✓     |
|  |                                          | 303016L                         | coppia maniglioni di spinta verticali per elementi alti<br>pair of vertical push handles for high elements<br>par de manijas de empujes verticales para elementos altos<br>paire de poignées de poussée verticales pour les éléments hauts                                  |        |       |       | ✓     |
|                                                                                       |                                          | 303017L                         | coppia maniglioni di spinta verticali per elementi medi<br>pair of vertical push handles for medium elements<br>par de manijas de empujes verticales para elementos medianos<br>paire de poignées de poussée verticales pour les éléments moyens                            |        |       |       | ✓     |
|  |                                          | 303110N1                        | coppia barre porta accessori per carrelli bassi<br>pair of accessory bars for low trolleys<br>par de barras accesorias para pequeños carros<br>paire barres d'accessoires pour chariots bas                                                                                 |        |       |       | ✓     |
|                                                                                       |                                          | 303110N2                        | coppia barre porta accessori per carrelli medi<br>pair of accessory bars for medium trolleys<br>par de barras accesorias para medios carros<br>paire barres d'accessoires pour chariots moyens                                                                              |        |       |       | ✓     |
|                                                                                       |                                          | 303110N3                        | coppia barre porta accessori per carrelli alti<br>pair of accessory bars for high trolleys<br>par de barras accesorias para altos carros<br>paire barres d'accessoires pour hauts chariots                                                                                  |        |       |       | ✓     |
|                                                                                       |                                          | 303110N4                        | coppia barre porta accessori per carrelli affiancabili<br>pair of accessory bars for juxtaposable trolleys<br>par de barras accesorias para carros acoplables<br>paire barres d'accessoires pour chariots accouplables                                                      |        |       |       | ✓     |

| TIPOLOGIA - TYPOLOGY<br>TIPOLOGÍA - TYPOLOGIE                                                    | PRODOTTO - PRODUCT<br>PRODUCTO - PRODUIT                                                                       | CODICE - CODE<br>CÓDIGO - ACODE | DESCRIZIONE - DESCRIPTION<br>DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION                                                                                               | LINKAR | UNIKO | NEWGO | UNIKA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| FIANCATE PEDIATRIA - SIDES PEDIATRICS - LATERALES PEDIATRÍA - CÔTÉS PÉDIATRIE                    |                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                      |        |       |       |       |
|                 | Adesivo pediatrico<br>Pediatric adhesive<br>Adhesivo para carro<br>Adhésif pédiatrique                         | AB00231                         | adesivo pediatrico per carrelli 45<br>pediatric adhesive for trolleys 45<br>adhesivo para carro pediátrico 45<br>adhésif pédiatrique pour chariot 45 | ✓      |       |       |       |
|                                                                                                  |                                                                                                                | AB00232                         | adesivo pediatrico per carrelli 60<br>pediatric adhesive for trolleys 60<br>adhesivo para carro pediátrico 60<br>adhésif pédiatrique pour chariot 60 | ✓      | ✓     |       |       |
| PROTEZIONI TOP - WORK-TOP PROTECTION - PROTECCIÓN DE LA ENCIMERA - PROTECTION DU PLAN DE TRAVAIL |                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                      |        |       |       |       |
|                 | Copertura trasparente<br>Cover, transparent<br>Cobertura transparente<br>Couverture transparente               | 3299225_45                      | per piano carrello 45<br>for trolley's worktop 45<br>para la superficie de trabajo del carro 45<br>pour le plateau de travail du chariot 45          | ✓      |       |       |       |
|                                                                                                  |                                                                                                                | 3299226_45                      | per piano carrello 45C<br>for trolley's worktop 45C<br>para la superficie de trabajo del carro 45C<br>pour le plateau de travail du chariot 45C      | ✓      |       |       |       |
|                                                                                                  |                                                                                                                | 3299225_60                      | per piano carrello 60<br>for trolley's worktop 60<br>para la superficie de trabajo del carro 60<br>pour le plateau de travail du chariot 60          | ✓      | ✓     |       |       |
|                                                                                                  |                                                                                                                | 3299226_60                      | per piano carrello 60C<br>for trolley's worktop 60C<br>para la superficie de trabajo del carro 60C<br>pour le plateau de travail du chariot 60C      | ✓      | ✓     |       |       |
|                                                                                                  |                                                                                                                | 3299225_90                      | per piano carrello 90<br>for trolley's worktop 90<br>para la superficie de trabajo del carro 90<br>pour le plateau de travail du chariot 90          | ✓      |       |       |       |
|                | Copertura in acciaio inox<br>Stainless steel cover<br>Cubierta de acero inoxidable<br>Couverture en acier inox | 3299325_45                      | per piano carrello 45<br>for trolley's worktop 45<br>para la superficie de trabajo del carro 45<br>pour le plateau de travail du chariot 45          | ✓      |       |       |       |
|                                                                                                  |                                                                                                                | 3299326_45                      | per piano carrello 45C<br>for trolley's worktop 45C<br>para la superficie de trabajo del carro 45C<br>pour le plateau de travail du chariot 45C      | ✓      |       |       |       |
|                                                                                                  |                                                                                                                | 3299325_60                      | per piano carrello 60<br>for trolley's worktop 60<br>para la superficie de trabajo del carro 60<br>pour le plateau de travail du chariot 60          | ✓      | ✓     |       |       |
|                                                                                                  |                                                                                                                | 3299326_60                      | per piano carrello 60C<br>for trolley's worktop 60C<br>para la superficie de trabajo del carro 60C<br>pour le plateau de travail du chariot 60C      | ✓      | ✓     |       |       |
|                                                                                                  |                                                                                                                | 3299325_90                      | per piano carrello 90<br>for trolley's worktop 90<br>para la superficie de trabajo del carro 90<br>pour le plateau de travail du chariot 90          | ✓      |       |       |       |

✓ Compatibile - Compatible - Compatible - Compatible

| TIPOLOGIA - TYPOLOGY<br>TIPOLOGÍA - TYPOLOGIE                                                                                                                             | PRODOTTO - PRODUCT<br>PRODUCTO - PRODUIT | CODICE - CODE<br>CÓDIGO - ACODE | DESCRIZIONE - DESCRIPTION<br>DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                 | LINKAR | UNIKO | NEWGO | UNIKA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| STRUTTURA SUPERIORE CON BARRA - SINGLE UPPER ACCESSORY-HOLDER STRUCTURE<br>ESTRUCTURA SUPERIOR SIMPLE PORTA ACCESORIOS - STRUCTURE SUPÉRIEURE SUPÉRIEUR PORTE-ACCESSOIRES |                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |       |       |
|                                                                                        |                                          | 303420L                         | struttura superiore con 1 barra per elemento singolo<br>upper structure with 1 bar for single element<br>estructura superior con 1 barra para elemento simple<br>structure supérieure avec 1 barre pour élément simple                                 |        |       | ✓     |       |
|                                                                                                                                                                           |                                          | 303425L                         | struttura superiore con 1 barra per elemento doppio<br>upper structure with 1 bar for double element<br>estructura superior con 1 barra para elemento doble<br>structure supérieure avec 1 barre pour élément double                                   |        |       | ✓     |       |
|                                                                                        |                                          | 3299115_45                      | struttura superiore a 2 barre per carrelli 45<br>2-bars upper structure for trolleys 45<br>estructura superior de 2 barras para carros 45<br>structure supérieure à 2 barres pour chariots 45                                                          | ✓      |       |       |       |
|                                                                                                                                                                           |                                          | 3299117_45                      | struttura superiore a 2 barre per carrelli 45C<br>2-bars upper structure for trolleys 45C<br>estructura superior de 2 barras para carros 45C<br>structure supérieure à 2 barres pour chariots 45C                                                      | ✓      |       |       |       |
|                                                                                                                                                                           |                                          | 3299115_60                      | struttura superiore a 2 barre per carrelli 60<br>2-bars upper structure for trolleys 60<br>estructura superior de 2 barras para carros 60<br>structure supérieure à 2 barres pour chariots 60                                                          | ✓      | ✓     |       |       |
|                                                                                                                                                                           |                                          | 3299119_60                      | struttura superiore a 2 barre per carrelli 60C<br>2-bars upper structure for trolleys 60C<br>estructura superior de 2 barras para carros 60C<br>structure supérieure à 2 barres pour chariots 60C                                                      | ✓      | ✓     |       |       |
|                                                                                                                                                                           |                                          | 3299115_90                      | struttura superiore a 2 barre per carrelli 90<br>2-bars upper structure for trolleys 90<br>estructura superior de 2 barras para carros 90<br>structure supérieure à 2 barres pour chariots 90                                                          | ✓      |       |       |       |
|                                                                                      |                                          | 3299116_45                      | struttura superiore a 1 barra per carrelli 45<br>1-bar upper structure for trolleys 45<br>estructura superior de 1 barra para carros 45<br>structure supérieure à 1 barre pour chariots 45                                                             | ✓      |       |       |       |
|                                                                                                                                                                           |                                          | 3299118_45                      | struttura superiore a 1 barra per carrelli 45C<br>1-bar upper structure for trolleys 45C<br>estructura superior de 1 barra para carros 45C<br>structure supérieure à 1 barre pour chariots 45C                                                         | ✓      |       |       |       |
|                                                                                                                                                                           |                                          | 3299116_60                      | struttura superiore a 1 barra per carrelli 60<br>1-bar upper structure for trolleys 60<br>estructura superior de 1 barra para carros 60<br>structure supérieure à 1 barre pour chariots 60                                                             | ✓      | ✓     |       |       |
|                                                                                                                                                                           |                                          | 3299120_60                      | struttura superiore a 1 barra per carrelli 60C<br>1-bar upper structure for trolleys 60C<br>estructura superior de 1 barra para carros 60C<br>structure supérieure à 1 barre pour chariots 60C                                                         | ✓      | ✓     |       |       |
|                                                                                                                                                                           |                                          | 3299116_90                      | struttura superiore a 1 barra per carrelli 90<br>1-bar upper structure for trolleys 90<br>estructura superior de 1 barra para carros 90<br>structure supérieure à 1 barre pour chariots 90                                                             | ✓      |       |       |       |
|                                                                                      |                                          | 303130L                         | barra aggiuntiva per struttura superiore di elemento singolo<br>additional bar for single item's upper structure<br>barra adicional para estructura superior de un elemento simple<br>barre supplémentaire pour structure supérieure de élément simple |        |       | ✓     |       |
|                                                                                                                                                                           |                                          | 303132L                         | barra aggiuntiva per struttura superiore di elemento doppio<br>additional bar for double item's upper structure<br>barra adicional para estructura superior de un elemento doble<br>barre supplémentaire pour structure supérieure de élément double   |        |       | ✓     |       |
|                                                                                                                                                                           |                                          | 3299130_45                      | barra aggiuntiva per struttura superiore per carrelli 45<br>additional bar for trolley upper structure 45<br>barra adicional para estructura superior de carro 45<br>barre supplémentaire pour la structure supérieure du chariot 45                   | ✓      |       |       |       |

| TIPOLOGIA - TYPOLOGY<br>TIPOLOGÍA - TYPOLOGIE                                         | PRODOTTO - PRODUCT<br>PRODUCTO - PRODUIT | CODICE - CODE<br>CÓDIGO - ACODE | DESCRIZIONE - DESCRIPTION<br>DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LINKAR | UNIKO | NEWGO | UNIKA |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
|      |                                          | 3299131_45                      | barra aggiuntiva per struttura superiore per carrelli 45C<br>additional bar for trolley upper structure 45C<br>barra adicional para estructura superior de carro 45C<br>barre supplémentaire pour la structure supérieure du chariot 45C                                                                                                                                                                      | ✓      |       |       |       |
|                                                                                       |                                          | 3299130_60                      | barra aggiuntiva per struttura superiore per carrelli 60<br>additional bar for trolley upper structure 60<br>barra adicional para estructura superior de carro 60<br>barre supplémentaire pour la structure supérieure du chariot 60                                                                                                                                                                          | ✓      | ✓     |       |       |
|                                                                                       |                                          | 3299131_60                      | barra aggiuntiva per struttura superiore per carrelli 60C<br>additional bar for trolley upper structure 60C<br>barra adicional para estructura superior de carro 60C<br>barre supplémentaire pour la structure supérieure du chariot 60C                                                                                                                                                                      | ✓      | ✓     |       |       |
|                                                                                       |                                          | 3299130_90                      | barra aggiuntiva per struttura superiore per carrelli 90<br>additional bar for trolley upper structure 90<br>barra adicional para estructura superior de carro 90<br>barre supplémentaire pour la structure supérieure du chariot 90                                                                                                                                                                          | ✓      |       |       |       |
|      |                                          | 3299355                         | tubo di supporto accessori per piano di lavoro<br>accessory support tube for worktop<br>tubo soporte accesorios para superficie de trabajo<br>tube de support accessoires pour plan de travail                                                                                                                                                                                                                | ✓      | ✓     |       |       |
| PORTAFLEBO - IV STAND - PORTA SUERO - PERFUSION                                       |                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |       |       |
|     |                                          | 3299055                         | asta portaflebo, regolabile in altezza, a 4 ganci<br>adjustable-height i.v. pole with 4 hooks<br>soporte suero de altura regulable con 4 ganchos<br>tige porte-sérum réglable en hauteur, à 4 crochets                                                                                                                                                                                                        | ✓      | ✓     |       |       |
|                                                                                       |                                          | 303056_K                        | asta portaflebo, regolabile in altezza, per struttura superiore.<br>I.v. pole, height adjustable, to be fitted inside the upright<br>of the upper accessory holder structure.<br>porta suero, altura regulable, insertada en el montante vertical<br>de la estructura superior porta accesorios.<br>tige porte - serum, réglable en hauteur, à inserer dans le<br>montant de la rehausse porte - accessoires. | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|    |                                          | 3299145                         | doppio gancio portaflebo per struttura superiore regolabile in altezza<br>double hook for upper structure adjustable height i.v. pole<br>doble gancho porta suero para estructura superior regulable en altura<br>double crochet porte sérum pour structure supérieure réglable en hauteur                                                                                                                    | ✓      | ✓     | ✓     |       |
| CASSETTINI A RIBALTA - FLAP-DOWN DRAWERS - CAJONES BASCULANTES - TIROIRS ESCAMOTABLES |                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |       |       |
|    |                                          | 3299135                         | kit 9 cassetti a ribalta (5+4)<br>kit 9 flap-down drawers (5+4)<br>kit 9 cajones basculantes (5+4)<br>set 9 tiroirs escamotables (5+4)                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|                                                                                       |                                          | 3299136                         | kit 4 cassetti a ribalta<br>kit 4 flap-down drawers<br>kit 4 cajones basculantes<br>set 4 tiroirs escamotables                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|                                                                                       |                                          | 3299137                         | kit 8 cassetti a ribalta (4+4)<br>kit 8 flap-down drawers (4+4)<br>kit 8 cajones basculantes (4+4)<br>set 8 tiroirs escamotables (4+4)                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|                                                                                       |                                          | 3299138                         | kit 6 cassetti a ribalta<br>kit 6 flap-down drawers<br>kit 6 cajones basculantes<br>set 6 tiroirs escamotables                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|                                                                                       |                                          | AB00177                         | kit 5 cassetti a ribalta<br>kit 5 flap-down drawers<br>kit 5 cajones basculantes<br>set 5 tiroirs escamotables                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|                                                                                       |                                          | AB00221                         | kit 10 cassetti (5+5)<br>kit 10 drawers (5+5)<br>kit 10 cajones (5+5)<br>set 10 tiroirs (5+5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓      | ✓     | ✓     |       |

✓ Compatibile - Compatible - Compatible - Compatible

| TIPOLOGIA - TYPOLOGY<br>TIPOLOGÍA - TYPOLOGIE                                         | PRODOTTO - PRODUCT<br>PRODUCTO - PRODUIT | CODICE - CODE<br>CÓDIGO - ACODE | DESCRIZIONE - DESCRIPTION<br>DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION                                                                                                                                                                                    | LINKAR | UNIKO | NEWGO | UNIKA |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
|    |                                          | 3299140                         | elemento pensile a 40 celle<br>40-cell hanging element<br>elemento de suspensión de 40 celdas<br>élément de suspension à 40 cellules                                                                                                      | ✓      | ✓     | ✓     |       |
| SUPPORTO UNIVERSALE - UNIVERSAL SUPPORT - SOPORTE UNIVERSAL - SUPPORT UNIVERSEL       |                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |       |       |
|    |                                          | 3299165                         | per tubo (lung. cinghia 64 cm)<br>for tube (strap length 64 cm)<br>para tubo (longitud correa 64 cm)<br>pour tube (longueur courroie 64 cm)                                                                                               | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|                                                                                       |                                          | 3299165_810                     | per tubo (lung. cinghia 82 cm)<br>for tube (strap length 82 cm)<br>para tubo (longitud correa 82 cm)<br>pour tube (longueur courroie 82 cm)                                                                                               | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|                                                                                       |                                          | 3299340                         | contenitore per piccoli rifiuti<br>container for small waste<br>contenedor para residuos pequeños<br>réipient pour déchets de petites dimensions                                                                                          | ✓      | ✓     | ✓     |       |
| ALTRI ACCESSORI - OTHER ACCESSORIES - OTROS ACCESORIOS - AUTRES ACCESSOIRES           |                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |       |       |
|   |                                          | 3299095                         | pianetto porta defibrillatore<br>defibrillator holder tray<br>tablero porta desfibrilador<br>plan porte défibrillateur                                                                                                                    | ✓      | ✓     |       |       |
|  |                                          | 3299100                         | supporto porta bombola ossigeno (fino a 7 litri)<br>oxygen clynder holder (up to 7 litres)<br>soporte portacilindro de oxígeno (hasta 7 litros)<br>suport porte obus à oxygène (jusqu'à 7 litres)                                         | ✓      | ✓     |       |       |
|                                                                                       |                                          | AB00196                         | supporto porta bombola ossigeno per barra (fino a 7 litri)<br>oxygen clynder holder for bar (up to 7 litres)<br>soporte portacilindro de oxígeno para barra (hasta 7 litros)<br>suport porte obus à oxygène pour barre (jusqu'à 7 litres) | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|  |                                          | 3299105                         | lastra massaggio cardiaco<br>cardiac massage board<br>placa masaje cardiaco<br>plaque pour massage cardiaque                                                                                                                              | ✓      | ✓     |       |       |
|                                                                                       |                                          | 3299105_C                       | lastra massaggio cardiaco per carrelli 45C<br>cardiac massage board for 45C trolleys<br>placa masaje cardiaco para carros 45C<br>plaque pour massage cardiaque pour chariots 45C                                                          | ✓      |       |       |       |
|  |                                          | 3299155                         | supporto per bacinella reniforme<br>support for kidney dish<br>soporte para cubeta riñonera<br>support pour bassin réniforme                                                                                                              | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|  |                                          | 3299160                         | vaschetta disinfezione strumenti con supporto per tubo<br>instrument disinfection basin with tube holder<br>recipiente desinfección instrumentos con soporte para tubos<br>réipient de désinfection instruments avec support pour tube    | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|  |                                          | 3299170                         | dispenser disinfettante per barre<br>disinfectant dispenser for bars<br>dispensador de desinfectante para barras<br>distributeur de désinfectant pour barres                                                                              | ✓      | ✓     | ✓     |       |

| TIPOLOGIA - TYPOLOGY<br>TIPOLOGÍA - TYPOLOGIE                                       | PRODOTTO - PRODUCT<br>PRODUCTO - PRODUIT | CODICE - CODE<br>CÓDIGO - ACODE | DESCRIZIONE - DESCRIPTION<br>DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                        | LINKAR | UNIKO | NEWGO | UNIKA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
|    |                                          | 3299175                         | strumento aprifiale per barre<br>ampoule opener instrument for bars<br>instrumento abridor de ampollas para barras<br>outil ouvre-ampoules pour barres                                                                                                                                                        | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|    |                                          | 3299180                         | mensola inox con un divisorio in plastica trasparente per barre<br>stainless steel shelf with transparent plastic divider for bars<br>repisa de inox con un divisor de plástico transparente para barras<br>étagère inox avec un séparateur en plastique transparent pour barres                              | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|    |                                          | 3299185                         | mensola grande inox con 3 divisori in plastica trasparente per barre<br>large stainless steel shelf with 3 transparent plastic dividers for bars<br>repisa grande de inox con 3 divisores de plástico transparente para barras<br>grande étagère inox avec 3 séparateurs en plastique transparent pour barres | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|    |                                          | 3299195                         | cestello in filo di acciaio per barre<br>steel wire basket for bars<br>cesto de alambre de acero para barras<br>panier en fil d'acier pour barres                                                                                                                                                             | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|    |                                          | 3299200                         | supporto porta bottiglie/flaconi per barre<br>bottle support for bars<br>soporte para botellas/frascos para barras<br>support porte bouteilles/flacons pour barres                                                                                                                                            | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|   |                                          | 3299205                         | contenitore secreti per barre<br>secretions container for bars<br>contenedor secretos para barras<br>conteneur secrets pour barres                                                                                                                                                                            | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|  |                                          | 3299210                         | supporto pompa aspirazione per barre<br>suction pump support for bars<br>soporte bomba aspiración para barras<br>support pompe aspiration pour barres                                                                                                                                                         | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|  |                                          | 3299215                         | porta sonda/cateteri per barre laterali<br>probe/catheter holder for side bars<br>porta sondas/catéteres para barras laterales<br>porte sondes/cathéters pour les barres latérales                                                                                                                            | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|  |                                          | 3299216                         | porta sonda/cateteri frontale<br>front side probe/catheter holder<br>porta sondas/catéteres frontal<br>porte sondes/cathéters frontal                                                                                                                                                                         | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|  |                                          | 3299220                         | avvolgicavo per barre<br>cable winder for bars<br>enrollador de cable para barras<br>enrouleur de câbles pour barres                                                                                                                                                                                          | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|  |                                          | 3299230                         | ciabatta presa multipla con avvolgicavo orizzontale per barre<br>horizontal multiple socket kit with cable winder for bars<br>regleta con enrollador de cable horizontal para barras<br>bloc multiprises avec enrouleur de câbles horizontal pour barres                                                      | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|  |                                          | AB00201                         | ciabatta presa multipla con avvolgicavo verticale per barre laterali<br>vertical multiple socket kit with cable winder for side bars<br>regleta con enrollador de cable vertical para barras laterales<br>bloc multiprises avec enrouleur de câbles vertical pour les barres latérales                        | ✓      | ✓     | ✓     |       |

✓ Compatibile - Compatible - Compatible - Compatible

| TIPOLOGIA - TYPOLOGY<br>TIPOLOGÍA - TYPOLOGIE                                         | PRODOTTO - PRODUCT<br>PRODUCTO - PRODUIT | CODICE - CODE<br>CÓDIGO - ACODE | DESCRIZIONE - DESCRIPTION<br>DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION                                                                                                                                                                                      | LINKAR | UNIKO | NEWGO | UNIKA |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
|    |                                          | 3299235                         | strumento leva aghi per barre<br>needle remover instrument for bars<br>extractor agujas para barras<br>ôte-aiguilles pour barres                                                                                                            | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|    |                                          | 3299245                         | contenitore strumenti in acciaio inox per barre<br>stainless steel instrument container for bars<br>contenedor instrumentos de acero inox para barras<br>récipients pour contenir instruments en acier inox pour barres                     | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|    |                                          | 3299250                         | baccinella inox con supporto per tubo<br>stainless steel instrument container with tube holder<br>contenedor instrumentos de acero inox con soporte para tubos<br>récipients pour contenir instruments en acier inox avec support pour tube | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|    |                                          | 3299255                         | supporto singolo scatola guanti per barre<br>single box of gloves support for bars<br>soporte único caja guantes para barras<br>support unique boîte distribution gants pour barres                                                         | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|    |                                          | 3299256                         | supporto triplo scatola guanti per barre<br>triple box of gloves support for bars<br>soporte triple caja guantes para barras<br>support triple boîte distribution gants pour barres                                                         | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|   |                                          | 3299270                         | cestino portarifiuti, capacità 20 litri, per barre laterali<br>waste bin, 20 litres capacity, for side bars<br>cubo basura, capacidad 20 litros, para barras laterales<br>corbeille à déchets, capacité 20 litres, pour barres latéraux     | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|  |                                          | 3299275                         | cestino portarifiuti, capacità 10 litri, per barre laterali<br>waste bin, 10 litres capacity, for side bars<br>cubo basura, capacidad 10 litros, para barras laterales<br>corbeille à déchets, capacité 10 litres, pour barres latéraux     | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|  |                                          | AB00195                         | supporto universale per ipad e tablet per tubo<br>universal ipad and tablet holder for tube<br>soporte universal para ipad y tablet para tubo<br>support universel pour ipad et tablette pour tube                                          | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|  |                                          | AB00183                         | pianetto portacomputer portatile per carrelli per tubo<br>laptop shelf for tube<br>repisa para ordenador portátil para tubo<br>étagère pour ordinateur portable pour tube                                                                   | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|  |                                          | 3299980                         | portabicchieri per tubo<br>cup holder for tube<br>portavasos para tubo<br>porte-gobelets pour tube                                                                                                                                          | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|  |                                          | 3299260                         | contenitore in plastica portacartelle A4 per barre<br>plastic container medical record holder A4 for bars<br>contenedor de plástico para portacarpetas A4 para barras<br>récipient en plastique porte-dossier pour barres                   | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|  |                                          | 3299920                         | portacartelle formato A4<br>medical record holder A4 format<br>portacarpeta formato A4<br>porte-dossier format A4                                                                                                                           | ✓      | ✓     | ✓     |       |
|  |                                          | 3299921                         | portacartelle formato A3<br>medical record holder A3 format<br>portacarpeta formato A3<br>porte-dossier format A3                                                                                                                           | ✓      |       |       |       |

La vernice che **protegge** attivamente le superfici

The coating that actively **protects** surfaces

La peinture qui **protège** activement les surfaces

La pintura que **protege** activamente las superficies

*Microfree*

**IT** MICROFREE® è una vernice in polvere con proprietà **sanitizzanti**, che riduce in modo continuo e duraturo la presenza di microrganismi sulle superfici. Questo prodotto rappresenta una **soluzione tecnologica avanzata nel settore delle vernici in polvere**, pensata per supportare la sicurezza sanitaria e diminuire i rischi di contaminazione batterica su superfici frequentemente toccate o esposte.

**EN** MICROFREE® is a powder coating with **sanitizing properties** that continuously and permanently reduces the presence of microorganisms on surfaces. This product represents an **advanced technological solution in the powder coating sector**, designed to support health safety and reduce the risk of bacterial contamination on frequently touched or exposed surfaces.

**ES** MICROFREE® es una pintura en polvo con **propiedades higienizantes** que reduce de forma continua y duradera la presencia de microorganismos en las superficies. Este producto representa una **solución tecnológica avanzada en el sector de las pinturas en polvo**, diseñada para favorecer la seguridad sanitaria y reducir los riesgos de contaminación bacteriana en superficies que se tocan o exponen con frecuencia.

**FR** MICROFREE® est une peinture en poudre aux **propriétés désinfectantes** qui réduit de manière continue et durable la présence de micro-organismes sur les surfaces. Ce produit représente une **solution technologique avancée dans le secteur des peintures en poudre**, conçue pour favoriser la sécurité sanitaire et réduire les risques de contamination bactérienne sur les surfaces fréquemment touchées ou exposées.

## AZIONE SANITIZZANTE SANITIZING ACTION ACCIÓN HIGIENIZANTE ACTION DÉSINFECTANTE



**IT** MICROFREE® è formulato per ridurre la carica batterica sulle superfici fino a oltre il 99% in poche ore dopo l'applicazione, secondo test di laboratorio accreditati.

**ES** MICROFREE® está formulado para reducir la carga bacteriana en las superficies hasta más del 99 % en pocas horas tras su aplicación, según pruebas de laboratorio acreditadas.

**EN** MICROFREE® reduces the bacterial load on surfaces by over 99% within a few hours of application, according to accredited laboratory tests.

**FR** MICROFREE® est formulé pour réduire la charge bactérienne sur les surfaces de plus de 99 % en quelques heures après l'application, selon des tests de laboratoire accrédités.

## ATTIVAZIONE CONTINUA E AUTOMATICA CONTINUOUS AND AUTOMATIC ACTIVATION ACTIVACIÓN CONTINUA Y AUTOMÁTICA ACTIVATION CONTINUE ET AUTOMATIQUE



**IT** Le proprietà **sanitizzanti** di MICROFREE® si attivano automaticamente appena la vernice è applicata e agiscono in modo costante, riducendo la necessità di intervenire mediante pulizia manuale. Questo significa un beneficio igienico attivo e continuo sulla superficie verniciata.

**ES** Las propiedades **higienizantes** de MICROFREE® se activan automáticamente tan pronto como se aplica la pintura y actúan de forma constante, reduciendo la necesidad de intervenir mediante la limpieza manual. Esto supone un beneficio higiénico activo y continuo en la superficie pintada.

**EN** The sanitizing properties of MICROFREE® are automatically activated as soon as the paint is applied and act continuously, reducing the need for manual cleaning. This means an active and continuous hygienic benefit on the painted surface.

**FR** Les propriétés **désinfectantes** de MICROFREE® s'activent automatiquement dès l'application de la peinture et agissent de manière constante, réduisant ainsi la nécessité d'intervenir par un nettoyage manuel. Cela signifie un bénéfice hygiénique actif et continu sur la surface peinte.

## DURABILITÀ E RESISTENZA AI TRATTAMENTI DURABILITY AND RESISTANCE TO TREATMENTS DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LOS TRATAMIENTOS DURABILITÉ ET RÉSISTANCE AUX TRAITEMENTS



**IT** La funzione **sanitizzante** di MICROFREE® resiste ai normali cicli di pulizia e rimane efficace per tutta la durata del ciclo di vita della vernice.

**ES** La función **higienizante** de MICROFREE® resiste los ciclos normales de limpieza y sigue siendo eficaz durante toda la vida útil de la pintura.

**EN** The sanitizing function of MICROFREE® resists normal cleaning cycles and remains effective throughout the life cycle of the paint.

**FR** La fonction **désinfectante** de MICROFREE® résiste aux cycles de nettoyage normaux et reste efficace pendant toute la durée de vie de la peinture.

## BIOCOMPATIBILITÀ CERTIFICATA CERTIFIED BIOCOMPATIBILITY BIOCOMPATIBILIDAD CERTIFICADA BIOCOMPATIBILITÉ CERTIFIÉE



**IT** MICROFREE® è biocompatibile e idonea al contatto diretto con i tessuti umani, garantendo sicurezza anche nelle applicazioni che richiedono elevati standard di compatibilità cutanea.

**ES** MICROFREE® es biocompatible y apta para el contacto directo con los tejidos humanos, lo que garantiza la seguridad incluso en aplicaciones que requieren altos estándares de compatibilidad cutánea.

**EN** MICROFREE® is biocompatible and suitable for direct contact with human tissue, ensuring safety even in applications that require high standards of skin compatibility.

**FR** MICROFREE® est biocompatible et adaptée au contact direct avec les tissus humains, garantissant la sécurité même dans les applications qui exigent des normes élevées de compatibilité cutanée.

# La **Qualità** come chiave per la competitività nel Settore Sanitario

## Quality as the key to competitiveness in healthcare

## La **Calidad** como clave de la competitividad en el Sector Sanitario

## La **Qualité**, clé de la compétitivité dans le Secteur de la Santé



**IT** Con l'impegno alla responsabilità che è alla base del nostro Care Manifesto, crediamo che la qualità debba essere parte integrante delle decisioni strategiche di un'azienda. Una responsabilità che non significa solo qualità dei prodotti e dei servizi, ma anche dovere di perfezionare ogni giorno la nostra azienda. Per questo siamo stati fra i primi nel nostro settore ad ottenere la **Certificazione dei Sistemi di Gestione della Qualità ISO 9001 e ISO 13485**. Per un'azienda come la nostra, la qualità è lo strumento per aumentare la competitività e promuovere una crescita sana. Ma soprattutto, si traduce in soddisfazione del nostro cliente e in un servizio sempre migliore erogato ai destinatari dell'assistenza sanitaria.

**EN** With a commitment to responsibility at the heart of our Care Manifesto, we believe that quality should be an integral part of a company's strategic decisions. A responsibility that not only means product and service quality, but also a duty to improve our company every day. This is why we were one of the first in our industry to obtain **ISO 9001 and ISO 13485 Quality Management System Certification**. As a company like ours, quality is the tool to increase competitiveness and promote healthy growth. Above all, it translates into customer satisfaction and an ever-improving service provided to healthcare users.

**ES** Con un compromiso de responsabilidad en el centro de nuestro Care Manifesto, creemos que la calidad debería ser parte integrante de las decisiones estratégicas de una empresa. Una responsabilidad que no sólo significa calidad de productos y servicios, sino también el deber de perfeccionar nuestra empresa cada día. Por eso fuimos de los primeros de nuestro sector en obtener la **certificación ISO 9001 e ISO 13485 del Sistema de Gestión de Calidad**. Para una empresa como la nuestra, la calidad es la clave para mejorar la competitividad y promover un crecimiento saludable. Sobre todo, se traduce en la satisfacción del cliente y en un servicio cada vez mejor prestado a los beneficiarios de la asistencia sanitaria.

**FR** Avec l'engagement de responsabilité au cœur de notre Care Manifesto, nous pensons que la qualité doit faire partie intégrante des décisions stratégiques d'une entreprise. Une responsabilité qui se traduit non seulement par la qualité des produits et des services, mais aussi par le devoir de perfectionner chaque jour notre entreprise. C'est pourquoi nous avons été parmi les premiers dans notre secteur à obtenir les **certifications ISO 9001 et ISO 13485 du système de gestion de la qualité**. Pour une entreprise comme la nôtre, la qualité est l'outil qui permet d'accroître la compétitivité et de promouvoir une croissance saine. Elle se traduit avant tout par la satisfaction des clients et l'amélioration constante des services fournis aux bénéficiaires des soins de santé.



### ISO 9001:2015

**IT** SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

**EN** QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

**ES** SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

**FR** SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ



### ISO 45001:2018

**IT** SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

**EN** OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS

**ES** SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO

**FR** SYSTÈMES DE GESTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL



### ISO 14001:2015

**IT** SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

**EN** ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS

**ES** SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

**FR** SYSTÈMES DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT



### ISO 13485:2016

**IT** SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ - DISPOSITIVI MEDICI

**EN** QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS - MEDICAL DEVICES

**ES** SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - DISPOSITIVOS MÉDICOS

**FR** SYSTÈMES DE GESTION DE LA QUALITÉ - DISPOSITIFS MÉDICAUX



### UNI PDR 125:2022

**IT** SISTEMI DI GESTIONE PER LA PARITÀ DI GENERE

**EN** MANAGEMENT SYSTEMS FOR GENDER EQUALITY

**ES** SISTEMAS DE GESTIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

**FR** SYSTÈMES DE GESTION POUR L'ÉGALITÉ DES SEXES



Richiedi i nostri prodotti certificati FSC®.  
Request our FSC® certified products.  
Solicite nuestros productos con certificación FSC®.  
Demandez nos produits certifiés FSC®.

### FSC®-C185652

**IT** GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA

**EN** CHAIN OF CUSTODY MANAGEMENT

**ES** GESTIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA

**FR** GESTION DE LA CHAÎNE DE CONTRÔLE

## **MALVESTIO** S.P.A.

Via G. Marconi, 12/D  
Località Murelle, 35010  
Villanova di Camposampiero  
Padova - Italy  
Tel. +39 049 9299511  
info@malvestio.it  
export@malvestio.it

## **Malvestio France**

11B rue du Ried - 67720  
Weyersheim - France  
Tél : 03.67.34.41.80  
info@malvestio.fr



**malvestio.it**

Follow us



I prodotti di MALVESTIO S.P.A. sono soggetti a continui miglioramenti, per questo motivo le caratteristiche tecniche e/o estetiche del prodotto possono essere modificate senza preavviso.

The products of MALVESTIO S.P.A. are subject to continuous improvements, for this reason the technical and/or aesthetic characteristics of the product may be changed without notice.

Los productos MALVESTIO S.P.A. están sujetos a mejoras continuas, por este motivo, las características técnicas y/o estéticas del producto se pueden modificar sin previo aviso.

Les produits de la société MALVESTIO S.P.A. font l'objet d'une amélioration continue, c'est pourquoi les caractéristiques techniques et/ou esthétiques du produit peuvent être modifiées sans préavis.

logiko system

malvestio.it

---

